

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bureta Schilling**Descripción :**

Frasco de 1 L de PE con base de PE-LD. Con llave de paso de precisión para adición gota a gota. Diseñado según la norma DIN 12700, clase B. No incluye certificado

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	graduación	unidades por ref.
SBUP-025-001	25 ml	0,1 ml	1
SBUP-050-001	50 ml	0,1 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUP-025-001	0,48	0,07	39233010	08434868041110
SBUP-050-001	0,48	0,07	39233010	08434868041127

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Schilling burette****Description :**

1 litre PE reservoir with stable PE-LD base. With push button for drop-by-drop delivery. According to DIN 12700 standards, Class B. Without certificate

TECHNICAL DATA

reference	capacity	graduation	pcs/pack
SBUP-025-001	25 ml	0,1 ml	1
SBUP-050-001	50 ml	0,1 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUP-025-001	0,48	0,07	39233010	08434868041110
SBUP-050-001	0,48	0,07	39233010	08434868041127

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Burette de Schilling**Description :**

Flacon 1 L en polyéthylène PE avec base en PEBD. Burette en PMP avec clé pour ajout goutte à goutte. Classe B.
Conforme DIN 12700. Sans certificat

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	graduation	unités par ref.
SBUP-025-001	25 ml	0,1 ml	1
SBUP-050-001	50 ml	0,1 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUP-025-001	0,48	0,07	39233010	08434868041110
SBUP-050-001	0,48	0,07	39233010	08434868041127

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Buretta Schilling**Descrizione :**

Contenitore da 1 l in PE con base in PE-LD. Con rubinetto di precisione per l'aggiunta goccia a goccia. Conforme a DIN 12700, classe B. Certificato non incluso

DATI TECNICI

referenza	capacità	graduazione	unità per ref.
SBUP-025-001	25 ml	0,1 ml	1
SBUP-050-001	50 ml	0,1 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUP-025-001	0,48	0,07	39233010	08434868041110
SBUP-050-001	0,48	0,07	39233010	08434868041127

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schilling-buret**Beschrijving :** 1L PE-flacon met stabiele PE-LD-bodem. PMP buret met precisiekraan voor druppelsgewijs toevoegen. Ontworpen volgens DIN 12700 standaard, klasse B

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	schaalverdeling	stuks per ref.
SBUP-025-001	25 ml	0,1 ml	1
SBUP-050-001	50 ml	0,1 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUP-025-001	0,48	0,07	39233010	08434868041110
SBUP-050-001	0,48	0,07	39233010	08434868041127

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Titrierbürette nach Schilling

Beschreibung :

1 L Flasche aus PE mit Flaschenfuß aus PE-LD. PMP-Bürette mit präziser Auslaufspitze für eine tropfenweise Zugabe. Entworfen gemäß DIN 12700, Klasse B. Ohne Zertifikat.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Graduierung	Stückzahlpro Artikel
SBUP-025-001	25 ml	0,1 ml	1
SBUP-050-001	50 ml	0,1 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUP-025-001	0,48	0,07	39233010	08434868041110
SBUP-050-001	0,48	0,07	39233010	08434868041127

PRODUKTFOTO

