

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Equipo para extracción Soxhlet con cuerpo extractor de 250 ml, GLASSCO

Descripción :

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. El equipo completo incluye refrigerante (DROG-250-001), cuerpo extractor de 250 ml (EXBG-250-001) y matraz fondo plano de 500 ml (BFFG-500-001). La referencia de cartucho más adecuado es EXTH-33D-025. Las olivas del refrigerante son para tubos de 8 mm de diámetro interior. Conforme a DIN 12602

DATOS TÉCNICOS

referencia	esmerilado (a)	esmerilado (b)	descripción	unidades por ref.
SOH3-250-001	29/32	45/40	equipo completo	1
DROG-250-001		45/40	refrigerante Dimroth	1
EXBG-250-001	29/32	45/40	cuerpo extractor 250 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-250-001	17,199	1,77	70172000	08434868043251
DROG-250-001	5,415	0,70	70172000	08434868018181
EXBG-250-001	4,05	0,53	70172000	08434868021297

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Soxhlet extraction apparatus with 250 ml extractor body, GLASSCO****Description :**

Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). The complete apparatus includes a Dimroth condenser (DROG-250-001), an extractor (EXBG-250-001) and a flat bottom flask (BFFG-500-001). The most adequate thimble reference is EXTH-33D-025. The hose connectors of the condenser are for tubes with an 8 mm inner diameter.

According to DIN 12602

TECHNICAL DATA

reference	ground (a)	ground (b)	description	pcs/pack
SOH3-250-001	29/32	45/40	full set	1
DROG-250-001		45/40	Dimroth condenser	1
EXBG-250-001	29/32	45/40	250 ml extractor body	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-250-001	17,199	1,77	70172000	08434868043251
DROG-250-001	5,415	0,70	70172000	08434868018181
EXBG-250-001	4,05	0,53	70172000	08434868021297

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit extracteur Soxhlet avec corps extracteur de 250 ml, GLASSCO**Description :**

Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. L'équipement inclut un réfrigérant (DROG-250-001), un corps extracteur de 250 ml (EXBG-250-001) et un ballon fond plat de 500 ml (BFFG-500-001). La référence de la cartouche adéquate est EXTH-33D-025. Les raccords du réfrigérant sont pour des tubes de 8 mm de diamètre intérieur. Conforme DIN 12602

DONNÉES TECHNIQUES

référence	rodage (a)	rodage (b)	description	unités par ref.
SOH3-250-001	29/32	45/40	kit complet	1
DROG-250-001		45/40	réfrigérant Dimroth	1
EXBG-250-001	29/32	45/40	corps extracteur 250 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-250-001	17,199	1,77	70172000	08434868043251
DROG-250-001	5,415	0,70	70172000	08434868018181
EXBG-250-001	4,05	0,53	70172000	08434868021297

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Attrezzatura per estrazione Soxhlet con corpo estrattore da 250 ml, GLASSCO**Descrizione :**

Prodotto in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. L'apparecchiatura completa comprende refrigerante (DROG-250-001), corpo estrattore da 250 ml (EXBG-250-001) e matraccio da 500 ml con fondo piatto (BFFG-500-001). Il codice di riferimento della cartuccia più adatta è EXTH-33D-025. I raccordi del refrigerante sono per tubi con un diametro interno di 8 mm. A norma DIN 12602

DATI TECNICI

referenza	smerigliato (a)	smerigliato (b)	descrizione	unità per ref.
SOH3-250-001	29/32	45/40	apparecchiatura completa	1
DROG-250-001		45/40	refrigerante Dimroth	1
EXBG-250-001	29/32	45/40	corpo estrattore 250 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-250-001	17,199	1,77	70172000	08434868043251
DROG-250-001	5,415	0,70	70172000	08434868018181
EXBG-250-001	4,05	0,53	70172000	08434868021297

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 18/02/2025
Ref. Doc.: PDS-1099**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Soxhlet-extractieapparatuur met extractie unit van 250 ml, GLASSCO****Beschrijving :**

Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. De volledige set bevat condensor (DROG-250-001), 250 ml extractor (EXBG-250-001) en 500 ml kolf met platte bodem (BFFG-500-001). De meest geschikte extractiehuls is EXTH-33D-025. De slangtuiten van de condensor zijn voor slangen met een binnendiameter van 8 mm. Conform DIN 12602

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	slijpstuk (a)	slijpstuk (b)	beschrijving	stuks per ref.
SOH3-250-001	29/32	45/40	volledige set	1
DROG-250-001		45/40	koelvloeistof Dimroth	1
EXBG-250-001	29/32	45/40	afzuigkap 250 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-250-001	17,199	1,77	70172000	08434868043251
DROG-250-001	5,415	0,70	70172000	08434868018181
EXBG-250-001	4,05	0,53	70172000	08434868021297

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Extraktionsapparat nach Soxhlet, mit 250 ml Extraktor, GLASSCO**Beschreibung :**

Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Der komplette Apparat beinhaltet einen Kühler (DROG-250-001), 250 ml Extraktor (EXBG-250-001) und 500 ml Stehkolben (BFFG-500-001). Kombination mit der Extraktionshülse EXTH-33D-025 empfohlen. Die Schlauchanschlüsse des Kühlers sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm. Gemäß DIN 12602.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Normschliff (a)	Normschliff (b)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SOH3-250-001	29/32	45/40	komplette Apparatur	1
DROG-250-001		45/40	Dimroth-Kühler, 45/40	1
EXBG-250-001	29/32	45/40	Extraktor, 250 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-250-001	17,199	1,77	70172000	08434868043251
DROG-250-001	5,415	0,70	70172000	08434868018181
EXBG-250-001	4,05	0,53	70172000	08434868021297

PRODUKTFOTO

