

Hoja de producto

Fecha rev.: 31/03/2025
Ref. Doc: PDS-1103

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Asa de siembra calibrada

Descripción : De HIPS. Mango forma hexagonal con estrías. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
LOOH-E01-1K0	1 µl color blanco, estéril, 20 uds/bolsa cierre zip	1000
LOOH-E01-500	1 µl color blanco, estéril, 1 ud/peel pack	500
LOOH-E10-1K0	10 µl color azul oscuro, estéril, 20 uds/bolsa cierre zip	1000
LOOH-E10-500	10 µl color azul oscuro, estéril, 1 ud/peel pack	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOOH-E01-1K0	6	1,35	39239000	08434868028104
LOOH-E01-500	9,5	1,60	39239000	08434868028111
LOOH-E10-1K0	9,5	1,32	39239000	08434868028128
LOOH-E10-500	10,2	1,14	39239000	08434868028135

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Inoculation loops, calibrated

Description : Made of HIPS plastic. Hexagonal shaft with stripes. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com) Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
LOOH-E01-1K0	1 µl white color, sterile, 20 pcs/zip-lock pack	1000
LOOH-E01-500	1 µl white color, sterile, 1 pc/peel pack	500
LOOH-E10-1K0	10 µl dark blue color, sterile, 20 pcs/zip-lock pack	1000
LOOH-E10-500	10 µl dark blue color, sterile, 1 pcs/peel pack	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOOH-E01-1K0	6	1,35	39239000	08434868028104
LOOH-E01-500	9,5	1,60	39239000	08434868028111
LOOH-E10-1K0	9,5	1,32	39239000	08434868028128
LOOH-E10-500	10,2	1,14	39239000	08434868028135

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Anse d'inoculation calibrée**Description :** En plastique HIPS. Tige hexagonale crantée pour une meilleure prise. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com Stérilisé par irradiation gamma


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
LOOH-E01-1K0	1 µl couleur blanche, stérile, 20 unit./sachet	1000
LOOH-E01-500	1 µl couleur blanche, stérile, 1 unit./sachet	500
LOOH-E10-1K0	10 µl couleur bleu foncé, stérile, 20 unit./sachet	1000
LOOH-E10-500	10 µl couleur bleu foncé, stérile, 1 unit./sachet	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOOH-E01-1K0	6	1,35	39239000	08434868028104
LOOH-E01-500	9,5	1,60	39239000	08434868028111
LOOH-E10-1K0	9,5	1,32	39239000	08434868028128
LOOH-E10-500	10,2	1,14	39239000	08434868028135

PHOTO PRODUIT



Data: 31/03/2025
Ref. Doc: PDS-1103

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Anse per inoculazione calibrata

Descrizione : Di HIPS. Manico a forma esagonale con scanalature. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com) Sterile per radiazione gamma


DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
LOOH-E01-1K0	1 µl colore bianco, sterile, 20 pz/sacchetto a chiusura zip	1000
LOOH-E01-500	1 µl colore bianco, sterile, 1 pz/peel pack	500
LOOH-E10-1K0	10 µl di colore blu scuro, sterile, 20 pz/sacchetto a chiusura zip	1000
LOOH-E10-500	10 µl di colore blu scuro, sterile, 1 pz/peel pack	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOOH-E01-1K0	6	1,35	39239000	08434868028104
LOOH-E01-500	9,5	1,60	39239000	08434868028111
LOOH-E10-1K0	9,5	1,32	39239000	08434868028128
LOOH-E10-500	10,2	1,14	39239000	08434868028135

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 31/03/2025
Ref. Doc.: PDS-1103

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Gekalibreerde entoog

Beschrijving : Van HIPS. Zeshoekig handvat met groeven. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
LOOH-E01-1K0	1 µl wit, steriel, 20 stuks/zak met zipsluiting	1000
LOOH-E01-500	1 µl wit, steriel, 1 stuk/peel pack	500
LOOH-E10-1K0	10 µl donkerblauw, steriel, 20 stuks/zak met zipsluiting	1000
LOOH-E10-500	10 µl donkerblauw, steriel, 1 stuks/peel pack	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOOH-E01-1K0	6	1,35	39239000	08434868028104
LOOH-E01-500	9,5	1,60	39239000	08434868028111
LOOH-E10-1K0	9,5	1,32	39239000	08434868028128
LOOH-E10-500	10,2	1,14	39239000	08434868028135

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Impföse, kalibriert

Beschreibung : Aus HIPS. Sechseckiger Griff mit Rillen. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
LOOH-E01-1K0	1 µl, weiß, steril, 20 St./Zip-Beutel	1000
LOOH-E01-500	1 µl, weiß, steril, 1 St./Peel-Pack	500
LOOH-E10-1K0	10 µl, dunkelblau, steril, 20 St./Zip-Beutel	1000
LOOH-E10-500	10 µl, dunkelblau, steril, 1 St./Peel-Pack	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOOH-E01-1K0	6	1,35	39239000	08434868028104
LOOH-E01-500	9,5	1,60	39239000	08434868028111
LOOH-E10-1K0	9,5	1,32	39239000	08434868028128
LOOH-E10-500	10,2	1,14	39239000	08434868028135

PRODUKTFOTO

