

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 100-1000 ul Standard Line**Descripción :**

Puntas sueltas en bolsas. Tres modelos disponibles: tipo Gilson (especialmente diseñada para Gilson Pipetman), tipo Eppendorf (compatible con Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) y tipo universal (compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPC-1K0-500	tipo Gilson, azules	500
TIPC-1K1-500	tipo Eppendorf, azules	500
TIPP-1K2-500	tipo universal, azules	500
TIPC-1K0-10K	tipo Gilson, azules	20 x 500
TIPC-1K1-10K	tipo Eppendorf, azules	20 x 500
TIPP-1K2-10K	tipo universal, azules	20 x 500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,15	90269000	08434868110946
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110915
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K				
TIPC-1K1-10K				
TIPP-1K2-10K	0	0,00		

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION**Product name :** Micropipette tips, polypropylene, 100 - 1000 ul Standard Line**Description :** Loose tips in bags. Three models available: Gilson type (specially designed for Gilson Pipetman), Eppendorf type (compatible with Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) and Universal type (compatible with EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPC-1K0-500	Gilson type, blue	500
TIPC-1K1-500	Eppendorf type, blue	500
TIPP-1K2-500	universal type, blue	500
TIPC-1K0-10K	Gilson type, blue	20 x 500
TIPC-1K1-10K	Eppendorf type, blue	20 x 500
TIPP-1K2-10K	universal type, blue	20 x 500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,15	90269000	08434868110946
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110915
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K				
TIPC-1K1-10K				
TIPP-1K2-10K	0	0,00		

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 100 - 1000 ul Standard Line**Description :** Pointe en vrac en sachet. Trois modèles disponibles : type Gilson (spécialement conçu pour Gilson Pipetman), type Eppendorf (compatible avec Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) et type universel (compatible avec EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPC-1K0-500	type Gilson, bleue	500
TIPC-1K1-500	type Eppendorf, bleue	500
TIPP-1K2-500	type universel, bleue	500
TIPC-1K0-10K	type Gilson, bleue	20 x 500
TIPC-1K1-10K	type Eppendorf, bleue	20 x 500
TIPP-1K2-10K	type universel, bleue	20 x 500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,15	90269000	08434868110946
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110915
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K				
TIPC-1K1-10K				
TIPP-1K2-10K	0	0,00		

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 100-1000 ul Standard Line**Descrizione** : Sfuso, in sacchetto richiudibile. Tre modelli disponibili: tipo Gilson (specificamente progettato per Gilson Pipetman), tipo Eppendorf (compatibile con Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) e tipo universale (compatibile con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPC-1K0-500	tipo Gilson, blu	500
TIPC-1K1-500	tipo Eppendorf, blu	500
TIPP-1K2-500	tipo universale, blu	500
TIPC-1K0-10K	tipo Gilson, blu	20 x 500
TIPC-1K1-10K	tipo Eppendorf, blu	20 x 500
TIPP-1K2-10K	tipo universale, blu	20 x 500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,15	90269000	08434868110946
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110915
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K				
TIPC-1K1-10K				
TIPP-1K2-10K	0	0,00		

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tips voor micropipetten van PP 100 - 1000 ul Standard Line**Beschrijving :** Losse tips in zakjes. Drie modellen beschikbaar: type Gilson (speciaal ontworpen voor Gilson Pipetman), type Eppendorf (compatibel met Eppendorf, Socorex, Nichiryo Biohit, Brand) en universeel type (compatibel met EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex)

Autoclaveerbaar

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPC-1K0-500	type Gilson, blauw	500
TIPC-1K1-500	type Eppendorf, blauw	500
TIPP-1K2-500	type universeel, blauw	500
TIPC-1K0-10K	type Gilson, blauw	20 x 500
TIPC-1K1-10K	type Eppendorf, blauw	20 x 500
TIPP-1K2-10K	type universeel, blauw	20 x 500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,15	90269000	08434868110946
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110915
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K				
TIPC-1K1-10K				
TIPP-1K2-10K	0	0,00		

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten, 100 – 1000 ul Standard Line**Beschreibung** : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Drei Modelle verfügbar: Typ Gilson (speziell entworfen für Gilson Pipetman), Typ Eppendorf (kompatibel mit Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand) und universeller Typ (kompatibel mit EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex).

Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
TIPC-1K0-500	Typ Gilson, blau	500
TIPC-1K1-500	Typ Eppendorf, blau	500
TIPP-1K2-500	Typ universell, blau	500
TIPC-1K0-10K	Typ Gilson, blau	20 x 500
TIPC-1K1-10K	Typ Eppendorf, blau	20 x 500
TIPP-1K2-10K	Typ universell, blau	20 x 500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-1K0-500	0,8	0,15	90269000	08434868110946
TIPC-1K1-500	0,8	0,15	90269000	08434868110915
TIPP-1K2-500	10,8	0,43	90269000	08434868083974
TIPC-1K0-10K				
TIPC-1K1-10K				
TIPP-1K2-10K	0	0,00		

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.