

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 1 - 5 ml Standard Line**Descripción :** Puntas sueltas en bolsas. Modelos tipo Gilson (compatibles con Socorex) y Finn (compatibles con Oxford, MLA). Color neutro. Autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPP-5K0-250	tipo Gilson	250
TIPC-5K0-250	tipo Finn	250

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-5K0-250	3,6	0,63	90269000	08434868048393
TIPC-5K0-250	0,8	0,15	90269000	08434868110601

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS

Longitud: 99,2 mm

Diámetro: 13,4 mm

GENERAL INFORMATION**Product name :** Micropipette tips, polypropylene, 1-5 ml Standard Line**Description :** Loose tips in bags. Gilson-type models (compatible with Socorex) and Finn (compatible with Oxford, MLA). Neutral color. Autoclavable

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPP-5K0-250	Gilson type	250
TIPC-5K0-250	Finn type	250

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-5K0-250	3,6	0,63	90269000	08434868048393
TIPC-5K0-250	0,8	0,15	90269000	08434868110601

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

MORE TECHNICAL DATA

DIMENSIONS

<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal;background: white">Length: 99,2 mm<o:p></o:p></p> OD: 13,4 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 1 - 5 ml Standard Line**Description :** En vrac, en sachet. Modèle type Gilson (compatible avec Socorex) et Finn (compatibles avec Oxford, MLA). Couleur neutre. Autoclavable

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPP-5K0-250	type Gilson	250
TIPC-5K0-250	type Finn	250

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-5K0-250	3,6	0,63	90269000	08434868048393
TIPC-5K0-250	0,8	0,15	90269000	08434868110601

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

MORE TECHNICAL DATA

DIMENSIONS

Longueur : 99,2 mm

Diamètre : 13,4 mm

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 1-5 µl Standard Line**Descrizione :** Sfuso, in sacchetto richiudibile. Modello tipo Gilson (compatibili con Socorex) e Finn (compatibili con Oxford, MLA). Colore neutro. Autoclavabile

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPP-5K0-250	tipo Gilson	250
TIPC-5K0-250	tipo Finn	250

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-5K0-250	3,6	0,63	90269000	08434868048393
TIPC-5K0-250	0,8	0,15	90269000	08434868110601

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal;background: white">DIMENSIONI<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal;background: white">Lunghezza: 99,2 mm<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal;background: white">Diametro: 13,4 mm<o:p></o:p></p>

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tips voor micropipetten van PP 1- 5 ml Standard Line**Beschrijving :** Losse tips in zakjes. Model type Gilson (compatibel met Socorex) en Finn (compatibel met Oxford, MLA). Kleurloos. Autoclaveerbaar

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPP-5K0-250	type Gilson	250
TIPC-5K0-250	type Finn	250

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-5K0-250	3,6	0,63	90269000	08434868048393
TIPC-5K0-250	0,8	0,15	90269000	08434868110601

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS


AFMETINGEN: lengte: 99,2 mm en diameter: 13,4 mm



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten, 1 – 5 ml Standard Line

Beschreibung : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Typ Gilson (kompatibel mit Socorex) und Finn (kompatibel mit Oxford, MLA). Farblos. Autoklavierbar.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
TIPP-5K0-250	Typ Gilson	250
TIPC-5K0-250	Typ Finn	250

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-5K0-250	3,6	0,63	90269000	08434868048393
TIPC-5K0-250	0,8	0,15	90269000	08434868110601

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

MAßE: Länge: 99,2 mm und Durchmesser: 13,4 mm