



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Baño de ultrasonidos MINI con temporizador, sin calefacción, ULTR Small

Descripción : Diseñado para la limpieza de pequeños objetos de laboratorio. Tapa y cestillo incluidos. Tanque de acero inoxidable de 0,8L resistente al agua y pantalla digital para la visualización del tiempo. Temporizador: 0-30 min. Tiempo máx. continuo: 30 min. Frecuencia: 40 kHz. El volumen indicado corresponde al espacio máximo de llenado con el tanque vacío; los objetos en su interior reducen el volumen realmente disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia ultrasonidos	dimensiones tanque (largo x ancho x alto)	dimensiones cestillo (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	5	1,00	85437090	08434868060333

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : MINI ultrasonic bath with timer, without heating, ULTR Small

Description : Designed for cleaning small laboratory objects. Lid and basket included. 0,8 L stainless steel bath resistant to water and digital screen for the timing view. Timer: 0-30 min. Max. continuous time: 30 min. Frequency: 40 kHz. The indicated volume refers to the maximum filling capacity of the empty bath; objects placed inside reduce the actual available volume. 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ultrasound power	dimensions bath (length x width x height)	dimensions basket (length x width x height)	pcs/pack
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	5	1,00	85437090	08434868060333

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain à ultrasons MINI avec minuterie, sans chauffage, ULTR Small

Description : Conçu pour le nettoyage de petits objets de laboratoire. Inclut couvercle et panier grillagé. Réservoir en acier inoxydable de 0,8 L résistant à l'eau et affichage numérique du temps. Minuterie : 0-30 min. Temps max. continu : 30 min. Fréquence: 40 kHz. Le volume indiqué correspond à la capacité maximale de remplissage de la cuve vide ; les objets qu'on y place réduisent le volume réellement disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance ultrasons	dimensions cuve (longueur x largeur x hauteur)	dimensions panier (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	5	1,00	85437090	08434868060333

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bagno ad ultrasuoni MINI con timer, senza riscaldamento, ULTR Small

Descrizione : Progettato per la pulizia di piccoli oggetti di laboratorio. Coperchio e cestello inclusi. Serbatoio in acciaio inox da 0,8 L resistente all'acqua e display digitale per la visualizzazione del tempo. Timer: 0-30 min. Tempo max. continuo: 30 min. Frequenza: 40 kHz. Il volume dichiarato indica la capacità massima di riempimento del serbatoio vuoto; gli oggetti al suo interno riducono il volume effettivamente disponibile. 220-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza ultrasuoni	dimensioni serbatoio (lunghezza x larghezza x altezza)	dimensioni cestello (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	5	1,00	85437090	08434868060333

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/05/2025
Ref. Doc.: PDS-1192

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MINI ultrasoonbad met timer, zonder verwarming, ULTR Small

Beschrijving : Ontworpen voor het reinigen van kleine laboratoriumobjecten. Deksel en mandje inbegrepen. 0,8 L waterdichte roestvrijstalen tank en digitaal display met tijdsaanduiding. Timer: 0-30 min. Max. continue tijd: 30 min. Frequentie: 40 KHz. Het aangegeven volume verwijst naar de maximale vulcapaciteit van de lege tank; aanwezige objecten in de tank verminderen het werkelijk beschikbare volume. 220-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogenultrasoon	afmetingen tank (lengte x breedte x hoogte)	afmetingen mand (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	5	1,00	85437090	08434868060333

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Ultraschallbad, MINI, mit Timer, ohne Heizung, ULTR Small

Beschreibung : Für die Reinigung kleiner Laborutensilien. Deckel und Korb inbegriffen. 0,8 L Tank aus Edelstahl, wasserdicht und digitales Display mit Zeitanzeige. Timer: 0 - 30 min. Max. durchgehender Betrieb: 30 min. Frequenz: 40 kHz. Das angegebene Volumen beschreibt den maximalen Füllraum bei leerer Wanne; vorhandene Gegenstände im Inneren reduzieren das tatsächlich verfügbare Volumen. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ultraschallleistung	Maße Wanne (Länge x Breite x Höhe)	Maße Korb (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahlpro Artikel
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	5	1,00	85437090	08434868060333

PRODUKTFOTO

