

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, ULTR**

Descripción : Carcasa y tanque de acero inoxidable resistentes al agua. Tapa y cestillo incluidos. Pantalla digital que muestra la temperatura y el tiempo. Control digital de la temperatura (regulable entre ambiente y 80°C).

Temporizador: 0-30 min. Tiempo máx. continuo: 30 min. Frecuencia: 40 kHz. Los modelos de 6,5 L - 30 L tienen válvula de desagüe. El volumen indicado corresponde al espacio máximo de llenado con el tanque vacío; los objetos en su interior reducen el volumen realmente disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia ultrasonidos	potencia calefacción	dimensiones tanque (largo x ancho x alto)	dimensiones cestillo (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	130 x 110 x 70 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	210 x 110 x 50 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	270 x 115 x 110 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	260 x 200 x 90 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	290 x 260 x 90 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	450 x 260 x 120 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,167	0,80	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26	3,84	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,30	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,10	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Heated ultrasonic bath with timer, ULTR**

Description : Stainless steel body and bath resistant to water. Lid and basket included. Digital screen that shows temperature and timing. Temperature control (adjustable from RT to 80°C). Timer: 0-30 min. Max. continuous time: 30 min. Frequency: 40 kHz. The 6,5 L – 30 L models have a drainage valve. The indicated volume refers to the maximum filling capacity of the empty bath; objects placed inside reduce the actual available volume. 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ultrasound power	heating power	dimensions bath (length x width x height)	dimensions basket (length x width x height)	pcs/pack
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	130 x 110 x 70 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	210 x 110 x 50 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	270 x 115 x 110 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	260 x 200 x 90 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	290 x 260 x 90 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	450 x 260 x 120 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,167	0,80	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26	3,84	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,30	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,10	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, ULTR

Description : Cuve et châssis en acier inoxydable résistants à l'eau. Inclut couvercle et panier grillagé. Ecran numérique montrant la température et le temps. Contrôle numérique de température (réglable entre T° ambiante et 80°C). Minuterie : 0-30 min. Temps max. continu : 30 min. Fréquence: 40 kHz. Les modèles de 6.5L à 30L ont une vanne de vidange. Le volume indiqué correspond à la capacité maximale de remplissage de la cuve vide ; les objets qu'on y place réduisent le volume réellement disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance ultrasons	puissance chauffage	dimensions cuve (longueur x largeur x hauteur)	dimensions panier (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	130 x 110 x 70 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	210 x 110 x 50 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	270 x 115 x 110 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	260 x 200 x 90 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	290 x 260 x 90 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	450 x 260 x 120 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,167	0,80	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26	3,84	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,30	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,10	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bagno a ultrasuoni con riscaldamento e timer, ULTR

Descrizione : Rivestimento e serbatoio in acciaio inox resistenti all'acqua. Coperchio e cestello inclusi. Display digitale che mostra la temperatura e il tempo. Controllo digitale della temperatura (regolabile tra temperatura ambiente e 80 °C). Timer: 0-30 min. Tempo max. continuo: 30 min. Frequenza: 40 kHz. I modelli da 6,5 L a 30 L dispongono di una valvola di scarico. Il volume dichiarato indica la capacità massima di riempimento del serbatoio vuoto; gli oggetti al suo interno riducono il volume effettivamente disponibile. 220-240 V/50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza ultrasuoni	potenza riscaldamento	dimensioni serbatoio (lunghezza x larghezza x altezza)	dimensioni cestello (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	130 x 110 x 70 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	210 x 110 x 50 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	270 x 115 x 110 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	260 x 200 x 90 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	290 x 260 x 90 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	450 x 260 x 120 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,167	0,80	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26	3,84	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,30	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,10	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Ultrasoonbad met verwarming en timer, ULTR

Beschrijving : Waterbestendige roestvrijstalen behuizing en tank. Deksel en mand inbegrepen. Digitaal display met temperatuur- en tijdsaanduiding. Digitale temperatuurregeling (instelbaar tussen omgevingstemperatuur en 80 °C). Timer: 0-30 min. Max. continue tijd: 30 min. Frequentie: 40 KHz. Modellen van 6,5 L tot 30 L hebben een aftapkraan. Het aangegeven volume verwijst naar de maximale vulcapaciteit van de lege tank; aanwezige objecten in de tank verminderen het werkelijk beschikbare volume. 220-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogenultrasoon	vermogenverwarming	afmetingen tank (lengte x breedte x hoogte)	afmetingen mand (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	130 x 110 x 70 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	210 x 110 x 50 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	270 x 115 x 110 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	260 x 200 x 90 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	290 x 260 x 90 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	450 x 260 x 120 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,167	0,80	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26	3,84	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,30	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,10	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Ultraschallbad, mit Timer und Heizung, ULTR

Beschreibung : Gehäuse und Wanne aus wasserresistentem Edelstahl. Deckel und Korb inbegriffen. Digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Digitale Temperaturkontrolle (einstellbar zwischen Raumtemperatur und 80 °C). Timer: 0 - 30 min. Frequenz: 40 kHz. Die Modelle mit 6,5 L bis 30 L haben ein Ablassventil. Ersatzkorb verfügbar unter www.labbox.de. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ultraschalleistung	Heizleistung	Maße Wanne (Länge x Breite x Höhe)	Maße Korb (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
ULTR-2L0-001	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm	130 x 110 x 70 mm	1
ULTR-3L2-001	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm	210 x 110 x 50 mm	1
ULTR-6L5-001	6,5 L	180 W	200 W	300 x 150 x 150 mm	270 x 115 x 110 mm	1
ULTR-10L-001	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm	260 x 200 x 90 mm	1
ULTR-15L-001	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm	290 x 260 x 90 mm	1
ULTR-30L-001	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm	450 x 260 x 120 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-2L0-001	4,167	0,80	85437090	08434868060364
ULTR-3L2-001	26	3,84	85437090	08434868060388
ULTR-6L5-001	10,53	6,30	85437090	08434868060395
ULTR-10L-001	55	8,50	85437090	08434868060340
ULTR-15L-001	38,025	10,10	85437090	08434868060357
ULTR-30L-001	55,9812	15,50	85437090	08434868060371

