

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Trampa de vacío de policarbonato**Descripción :** Recipiente colector que evita que los contaminantes entren en contacto con la bomba de vacío y previene que los vapores sean emitidos al laboratorio. Fabricado en plástico PC resistente no indicado para el uso con disolventes orgánicos. Con puerto de entrada y salida para conectar tubos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	conector para tubo	unidades por ref.
VTRA-01L-001	1 L	14 x 15 x 23 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-02L-001	2 L	14 x 15 x 33 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-04L-001	4 L	23 x 17 x 34 cm	Ø 10,4 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VTRA-01L-001	4,83	0,39	84219990	08434868055605
VTRA-02L-001	6,93	2,00	84219990	08434868055612
VTRA-04L-001	13,294	3,00	84219990	08434868055629

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Polycarbonate vacuum trap

Description : Collecting recipient which prevents contaminants from migrating into the vacuum pump and vapors from being emitted back into the laboratory system. Made of resistant PC plastic. Not indicated for use with organic solvents. With entrance and exit ports for connecting tubes

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (length x width x height)	connector for tube	pcs/pack
VTRA-01L-001	1 L	14 x 15 x 23 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-02L-001	2 L	14 x 15 x 33 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-04L-001	4 L	23 x 17 x 34 cm	Ø 10,4 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VTRA-01L-001	4,83	0,39	84219990	08434868055605
VTRA-02L-001	6,93	2,00	84219990	08434868055612
VTRA-04L-001	13,294	3,00	84219990	08434868055629

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Piège à vide en polycarbonate**Description :** Récipient collecteur qui empêche les contaminants d'entrer en contact avec la pompe à vide et les vapeurs d'être émises dans laboratoire. Fabriqué en plastique PC résistant non indiqué pour une utilisation avec des solvants organiques. Avec des ports de connexion d'entrée et de sortie pour connecter des tubes


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	embout pour tube	unités par ref.
VTRA-01L-001	1 L	14 x 15 x 23 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-02L-001	2 L	14 x 15 x 33 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-04L-001	4 L	23 x 17 x 34 cm	Ø 10,4 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VTRA-01L-001	4,83	0,39	84219990	08434868055605
VTRA-02L-001	6,93	2,00	84219990	08434868055612
VTRA-04L-001	13,294	3,00	84219990	08434868055629

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Trappola per vuoto in polycarbonato

Descrizione :

Contenitore collettore che impedisce ai contaminanti di entrare in contatto con la pompa del vuoto e impedisce che vengano emessi vapori in laboratorio. Realizzata in plastica PC resistente non adatta per l'uso con solventi organici. Con porta di ingresso e uscita per collegare i tubi

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (lunghezza x connettore per tubo larghezza x altezza)		unità per ref.
VTRA-01L-001	1 L	14 x 15 x 23 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-02L-001	2 L	14 x 15 x 33 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-04L-001	4 L	23 x 17 x 34 cm	Ø 10,4 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VTRA-01L-001	4,83	0,39	84219990	08434868055605
VTRA-02L-001	6,93	2,00	84219990	08434868055612
VTRA-04L-001	13,294	3,00	84219990	08434868055629

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Polycarbonaat vacuümvanger

Beschrijving : Opvangrecipiënt die voorkomt dat verontreinigde substanties in contact komen met de vacuümpomp en dat dampen het laboratorium binnendringen. Vervaardigd van resistent PC-kunststof, niet geschikt voor gebruik met organische oplosmiddelen. Met twee slangaansluitingen (in-en uitlaatpoort)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	connector voor buis	stuks per ref.
VTRA-01L-001	1 L	14 x 15 x 23 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-02L-001	2 L	14 x 15 x 33 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-04L-001	4 L	23 x 17 x 34 cm	Ø 10,4 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VTRA-01L-001	4,83	0,39	84219990	08434868055605
VTRA-02L-001	6,93	2,00	84219990	08434868055612
VTRA-04L-001	13,294	3,00	84219990	08434868055629

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vakuumfalle aus Polycarbonat

Beschreibung : Behälter, der verhindert, dass kontaminierende Stoffe in Kontakt mit der Vakuumpumpe gelangen und Dämpfe ins Labor abgegeben werden. Aus widerstandsfähigem PC, nicht geeignet für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln. Mit zwei Schlauchanschlüssen (Eingang, Ausgang).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Schlauchanschluss	Stückzahlpro Artikel
VTRA-01L-001	1 L	14 x 15 x 23 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-02L-001	2 L	14 x 15 x 33 cm	Ø 9,4 mm	1
VTRA-04L-001	4 L	23 x 17 x 34 cm	Ø 10,4 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VTRA-01L-001	4,83	0,39	84219990	08434868055605
VTRA-02L-001	6,93	2,00	84219990	08434868055612
VTRA-04L-001	13,294	3,00	84219990	08434868055629

PRODUKTFOTO