



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Esterilizador infrarrojo, S850

**Descripción :** Diseñado para la esterilización de equipos de laboratorio como agujas, pinzas y otros pequeños objetos con altas temperaturas y cortos tiempos de esterilización (5-7 segundos). Se pueden usar también con bajas temperaturas y esterilización larga para prevenir la contaminación. Rango de temperatura: Tamb 20-850 °C. Diámetro máximo de objetos a esterilizar: 15 mm. Tiempo de calentamiento 12 min. Ángulo ajustable: 45-75°. Dimensiones (L x A x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | descripción                       | unidades por ref. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| STER-850-001 | esterilizador infrarrojo LBX S850 | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| STER-850-001 | 3         | 2,00 | 84192000 | 08434868055810 |

## FOTO DEL PRODUCTO





## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Infrared sterilizer, S850

**Description :** Designed for sterilization of laboratory equipment like needles, tweezers and other small items at high temperatures and short sterilization time (5-7 seconds). Can also be used at lower temperatures and long sterilization time to prevent contamination. Temperature range: RT 20-850°C. Maximum diameter of objects to sterilize: 15 mm. Warm-up time 12 min. Adjustable angle: 45-75°. Dimensions (L x W x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference    | description                         | pcs/pack |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| STER-850-001 | infrared sterilizer LBX S850 series | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| STER-850-001 | 3         | 2,00 | 84192000 | 08434868055810 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Stérilisateur infrarouge, S850**

**Description :** Conçu pour la stérilisation du matériel de laboratoire, comme les aiguilles, les pinces et autres petits objets, à hautes températures et avec un temps de stérilisation court (5 à 7 secondes). Peut également être utilisé à basses températures et avec un temps long de stérilisation pour éviter toute contamination. Gamme de température : T° ambiante +20°C à 850°C. Diamètre maximum des objets à stériliser : 15 mm. Temps de préchauffage 12 min. Angle réglable : 45-75°. Dimensions (L x l x h) : 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | description                       | unités par ref. |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| STER-850-001 | stérilisateur infrarouge LBX S850 | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| STER-850-001 | 3         | 2,00 | 84192000 | 08434868055810 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sterilizzatore a infrarossi, S850**

**Descrizione :** Progettato per la sterilizzazione di strumenti da laboratorio come aghi, pinze e altri piccoli oggetti con alte temperature e brevi tempi di sterilizzazione (5-7 secondi). Può anche essere usato con basse temperature e lunga sterilizzazione per prevenire la contaminazione. Intervallo di temperatura: Tamb +20-850 °C. Diametro massimo degli oggetti da sterilizzare: 15 mm. Tempo di riscaldamento 12 min. Angolo regolabile: 45-75°. Dimensioni (L x l x h): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza    | descrizione                          | unità per ref. |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| STER-850-001 | sterilizzatore a infrarossi LBX S850 | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| STER-850-001 | 3         | 2,00 | 84192000 | 08434868055810 |

## FOTO DEL PRODOTTO





# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 29/05/2025  
Ref. Doc.: PDS-1235

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** infrarot-sterilisator, S850

**Beschrijving :** Ontworpen voor de sterilisatie van laboratoriumapparatuur zoals naalden, pincetten en andere kleine voorwerpen met hoge temperaturen en korte sterilisatietijden (5-7 seconden). Ze kunnen ook worden gebruikt bij lage temperaturen en lange sterilisatie om besmetting te voorkomen. Temperatuurbereik: kamertemp +20- +850 °C. Maximale diameter van te steriliseren objecten: 15 mm. Opwarmtijd 12 min. Verstelbare hoek: 45-75°. Afmetingen (L x B x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | beschrijving                   | stuks per ref. |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| STER-850-001 | infrarot-sterilisator LBX S850 | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| STER-850-001 | 3         | 2,00 | 84192000 | 08434868055810 |

## PRODUKTFOTO





## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Produktname : Infrarot-Sterilisator, S850

**Beschreibung** : Für die Sterilisation von Labormaterial, wie Spritzen, Pinzetten und anderen kleinen Objekten, mittels hoher Temperaturen und kurzer Sterilisationszeiten (5 - 7 Sekunden). Kann auch mit niedrigen Temperaturen und langen Sterilisationszeiten verwendet werden, um Kontaminationen vorzubeugen. Temperaturbereich: Raumtemperatur +20 - 850 °C. Maximaler Durchmesser der zu sterilisierenden Objekte: 15 mm. Aufwärmzeit 12 Min. Verstellbarer Winkel: 45 - 75°. Maße (L x B x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung                    | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|---------------------------------|----------------------|
| STER-850-001  | Infrarot-Sterilisator, LBX S850 | 1                    |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| STER-850-001 | 3         | 2,00 | 84192000 | 08434868055810 |

## PRODUKTFOTO

