

GENERAL INFORMATION

Product name : Micropipette tips, polypropylene, 200 µl Premium Line

Description : High quality tips with graduation lines of 10, 50, 100 and 200 µl serving as a visual reference to minimize errors during sample aspiration. Human DNA-free and certified free from DNase, RNase and PCR inhibitors. Innovative internal geometry making a universal compatibility with virtually all brands of micropipettes including EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex and Nichiryo. Packaged in sterile polypropylene racks and bags of 1000 non-sterile tips. Natural color. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIAD-200-096	200 µl universal type sterile in rack	96
TIAD-200-1K0	200 µl universal type non sterile in bag	1000
TIAD-200-960	200 µl universal type sterile in rack	10 x 96

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-200-096	0,9504	0,612	90269000	08434868057395
TIAD-200-1K0	3,243	0,32	90269000	08434868060104
TIAD-200-960	9,5	1	90269000	18434868057392

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta, 200 µl Premium Line

Descripción : Puntas de alta calidad con líneas de graduación a 10, 50, 100 y 200 µl que sirven como referencia visual para minimizar errores durante la aspiración de la muestra. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Geometría interna innovadora que permite considerar esta punta como realmente universal ya que es compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las que se incluyen EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpiptette, Rainin, Socorex y Nichiryo. Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles. Color natural. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIAD-200-096	200 µl tipo universal estériles en rack	96
TIAD-200-1K0	200 µl tipo universal no estériles en bolsa	1000
TIAD-200-960	200 µl tipo universal estériles en rack	10 x 96

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-200-096	0,9504	0,612	90269000	08434868057395
TIAD-200-1K0	3,243	0,32	90269000	08434868060104
TIAD-200-960	9,5	1	90269000	18434868057392

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette, 200 ?l Premium Line

Description : Pointe de haute qualité avec lignes de graduation à 10, 50, 100 et 200 ?l pour références visuelles afin de minimiser les erreurs pendant l'aspiration de l'échantillon. Sans ADN humain et certifiée sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Géométrie interne innovatrice qui permet de considérer cette pointe comme réellement universelle puisqu'elle est compatible avec pratiquement toutes les marques de micropipettes comme : EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex et Nichiryo. Présentée en rack stérile en polypropylène et en sachet de 1000 pointes non stériles. Couleur naturelle. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIAD-200-096	200 ?l type universel, stérile en rack	96
TIAD-200-1K0	200 ?l type universel, non stérile en sachet	1000
TIAD-200-960	200 ?l type universel, stérile en rack	10 x 96

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-200-096	0,9504	0,612	90269000	08434868057395
TIAD-200-1K0	3,243	0,32	90269000	08434868060104
TIAD-200-960	9,5	1	90269000	18434868057392

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntali in PP per micropipette, 200 µl Premium Line

Descrizione : Puntali di alta qualità con linee di graduazione a 10, 50, 100 e 200 µl che servono come riferimento visivo per ridurre al minimo gli errori durante l'aspirazione del campione. Privi di DNA umano e certificati come privi di DNase, RNAase e inibitori di PCR. Geometria interna innovativa che consente di considerare questo puntale come veramente universale poiché compatibile con praticamente tutti i marchi di micropipette, tra cui EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex e Nichiryo. Presentati in rack sterili in polipropilene e in sacchetti da 1000 puntali non sterili. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIAD-200-096	200 µl tipo universale sterili in rack	96
TIAD-200-1K0	200 µl di universale non sterili in busta	1000
TIAD-200-960	200 µl tipo universale sterili in rack	10 x 96

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-200-096	0,9504	0,612	90269000	08434868057395
TIAD-200-1K0	3,243	0,32	90269000	08434868060104
TIAD-200-960	9,5	1	90269000	18434868057392

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.