

Fecha rev.: 28/05/2025
Ref. Doc: PDS-1297

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Termómetro de varilla con certificado de precisión y trazabilidad, Alla France

Descripción : De varilla esmaltada amarilla. Líquido de relleno orgánico ecológicamente seguro (sin mercurio). Escala de impresión indeleble y resistente a los productos químicos. Anilla triangular para evitar que el termómetro ruede. Inmersión parcial (76 mm). El número de lote no está impreso en el termómetro. Vinculado a 3 cadenas de calibración: MRA/ILAC (COFRAC. DKD...), NIST y GOST

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	precisión	Ø(mm)	l (mm)	color	unidades por ref.
THER-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	azul	1
THER-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	rojo	1
THER-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	rojo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055070

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Thermometer with precision and traceability certificate, Alla France**Description :** Yellow enameled rod. Filled with coloured organic liquid (without mercury, ecologically safe). Indelible printing scale resistant to chemical products. Triangular ring to prevent the thermometer from rolling. Partial immersion at 76 mm. The batch number is not printed on the thermometer. Connected to the 3 following calibration channels: MRA/ILAC (COFRAC, DKD...), NIST and GOST

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	precision	Ø (mm)	l(mm)	color	pcs/pack
1 THER-60C-00	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	blue	1
1 THER-11C-00	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	red	1
1 THER-15C-00	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	red	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055070

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Thermomètre avec certificat de précision et de traçabilité, Alla France

Description : Sur tige émaillée jaune. Remplissage au liquide, organique et écologiquement sûr (sans mercure). Echelle de mesure indélébile, très résistante aux produits chimiques. Anneau triangulaire moulé dans le verre pour empêcher le thermomètre de rouler. Immersion partielle (trait et flèche à 76 mm). Le numéro de lot n'est pas imprimé sur le thermomètre. Raccordé aux 3 chaînes d'étalonnage suivantes : MRA/ILAC (COFRAC, DKD...), NIST et GOST

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	précision	Ø (mm)	long. (mm)	couleur	unités par ref.
1 THER-60C-00	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	bleu	1
1 THER-11C-00	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	rouge	1
1 THER-15C-00	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	rouge	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055070

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Termometro ad asta con certificato di precisione e tracciabilità

Descrizione : Con asta smaltata gialla. Liquido riempitivo organico ecologicamente sicuro (senza mercurio). Scala di immersione indelebile e resistente agli agenti chimici. Anello triangolare per impedire il rotolamento del termometro. Immersione parziale (76 mm). Il numero di lotto non è stampato sul termometro. Collegato a 3 scale di calibrazione: MRA / ILAC (COFRAC. DKD...), NIST e GOST

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	accuratezza	Ø(mm)	L (mm)	colore	unità per ref.
1 THER-60C-00	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	blu	1
1 THER-11C-00	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	rosso	1
1 THER-15C-00	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	rosso	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055070

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 28/05/2025
Ref. Doc.: PDS-1297

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Staafthermometer met precisie- en traceerbaarheidscertificaat, Alla France

Beschrijving : Geel, geglaazuurd staafje. Ecologisch veilige, biologische vulvloeistof (kwikvrij). Onuitwisbare en chemisch bestendige schaalverdeling. Driehoekige ring om te voorkomen dat de thermometer gaat rollen. Gedeeltelijke onderdompeling (76 mm). Gekoppeld aan 3 kalibratieschalen: MRA/ILAC (COFRAC. DKD...), NIST y GOST

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	resolutie	nauwkeurigheid Ø(mm) d	l (mm)	kleur	stuks per ref.	
THER-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	blauw	1
THER-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	rood	1
THER-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	rood	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055070

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Thermometer, in Stabform, mit Zertifikat, Alla France

Beschreibung : Gelber, glasierter Stab. Organische Füllflüssigkeit, ökologisch (quecksilberfrei). Nicht-verwischbare, aufgedruckte Skala, beständig gegen Chemikalien. Sicherheitsring, der verhindert, dass das Thermometer rollt. Mit Eintauchtiefe (76 mm). Die Chargennummer ist nicht auf dem Thermometer aufgedruckt. Drei Kalibrierketten: MRA/ILAC (COFRAC, DKD usw.), NIST und GOST.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Präzision	Ø(mm)	L (mm)	Farbe	Stückzahlpro Artikel
THER-60C-001	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 0,8 °C	6 - 7	305	blau	1
THER-11C-001	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 1 °C	6 - 7	305	rot	1
THER-15C-001	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	rot	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THER-60C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055056
THER-11C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055063
THER-15C-001	0,01	0,08	90251180	08434868055070

PRODUKTFOTO

