

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Refractómetro ABBE analógico RST111**Descripción :**

Refractómetro analógico ABBE para medir el índice de refracción (RI), grado Brix y temperatura con buena precisión y un amplio rango de medición. Muy fácil de mover debido a sus reducidas dimensiones (31x23x12cm) y peso (2,85 kg) y también muy fácil de usar. Incluye estuche portátil de aluminio de alta resistencia para el transporte, termómetro especial, destornillador, muestra estándar y bromuro de naftalina



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	rango	precisión	unidades por ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000 - 1,70000 / 0 - 95 % / 0 - 60 °C	±0,0005 / ±0,25 % / ±1 °C	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,19	90275000	08434868060500

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : ABBE Analogue Refractometer -RST111****Description :**

ABBE analogue refractometer for measuring refractive index (RI), Brix grade and Temperature with good accuracy and a wide measurement range. Very easy to move thanks to its reduced dimensions (31x23x12cm) and weight (2.85 kg) and also very easy to use. Includes high resistant aluminium portable case for transportation, special purpose thermometer, screwdriver, standard sample and naphtalene bromide



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	range	precision	pcs/pack
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000 - 1,70000 / 0 - 95 % / 0 - 60 °C	±0,0005 / ±0,25 % / ±1 °C	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,19	90275000	08434868060500

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Réfractomètre ABBE analogique portable RST111**Description :**

Réfractomètre analogique ABBE pour mesurer l'indice de réfraction (IR), le degré Brix et la température avec une bonne précision et une large gamme de mesure. Très facile à déplacer en raison de ses dimensions réduites (31 x 23 x 12 cm) et de son poids (2,85 kg), il est également très facile à utiliser. Comprend un étui portable en aluminium à haute résistance pour le transport, thermomètre à usage spécial, tournevis, échantillon standard et bromure de naphthalène



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	gamme	précision	unités par ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000 - 1,70000 / 0 - 95 % / 0 - 60 °C	±0,0005 / ±0,25 % / ±1 °C	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,19	90275000	08434868060500

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Rifrattometro analogico ABBE RST111**Descrizione :**

Rifrattometro analogico ABBE per misurare l'indice di rifrazione (RI), il grado Brix e la temperatura con buona precisione e un ampio intervallo di misurazione. Molto facile da spostare grazie alle sue dimensioni ridotte (31 x 23 x 12 cm) e peso (2,85 kg) e anche molto facile da usare. Include custodia da trasporto in alluminio ad alta resistenza per trasporto, termometro speciale, cacciavite, campione standard e bromuro di naftalene



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	variabilità	accuratezza	unità per ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000 - 1,70000 / 0 - 95 % / 0 - 60 °C	$\pm 0,0005$ / $\pm 0,25$ % / ± 1 °C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,19	90275000	08434868060500

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 25/02/2025
Ref. Doc.: PDS-1309**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Analoge ABBE-refractometer RST111****Beschrijving :**

Analoge ABBE-refractometer voor het meten van de brekingsindex (RI), Brix-waarde en temperatuur met hoge precisie en een groot meetbereik. Zeer gemakkelijk te verplaatsen door de beperkte afmetingen (31x23x12 cm) en het lichte gewicht (2,85 kg). Eenvoudige bediening. Inclusief stevige aluminium draagtas, speciale thermometer, schroevendraaier, standaardmonster en naftaleenbromide



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	bereik	nauwkeurigheid	stuks per ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000 - 1,70000 / 0 - 95 % / 0 - 60°C	±0,0005 / ±0,25 % / ±1°C	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,19	90275000	08434868060500

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Refraktometer, analog, ABBE RST111****Beschreibung :**

Analoges Abbe-Refraktometer zur Messung des Brechungsindex (RI), Brix-Werts und der Temperatur, mit hoher Präzision und einem weiten Messbereich. Sehr einfach zu bewegen, da es handlich (31 x 23 x 12 cm) und leichtgewichtig (2,85 kg) ist. Einfach zu benutzen. Inklusive tragbarer, sehr widerstandsfähiger Aluminiumbox für den Transport, speziellem Thermometer, Schraubenzieher, Standard und Naphthalinbromid.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Messbereich	Präzision	Stückzahlpro Artikel
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000 - 1,70000 / 0 - 95 % / 0 - 60 °C	±0,0005 / ±0,25 % / ±1 °C	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,19	90275000	08434868060500

PRODUKTFOTO