

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Pesa de precisión Clase E2 de acero inoxidable

**Descripción :** Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | tipo                | unidades por ref. |
|--------------|---------------------|-------------------|
| WE2S-001-001 | 1 g $\pm$ 0,03 mg   | 1                 |
| WE2S-002-001 | 2 g $\pm$ 0,04 mg   | 1                 |
| WE2S-005-001 | 5 g $\pm$ 0,05 mg   | 1                 |
| WE2S-010-001 | 10 g $\pm$ 0,06 mg  | 1                 |
| WE2S-020-001 | 20 g $\pm$ 0,08 mg  | 1                 |
| WE2S-050-001 | 50 g $\pm$ 0,10 mg  | 1                 |
| WE2S-100-001 | 100 g $\pm$ 0,16 mg | 1                 |
| WE2S-200-001 | 200 g $\pm$ 0,3 mg  | 1                 |
| WE2S-500-001 | 500 g $\pm$ 0,8 mg  | 1                 |
| WE2S-1K0-001 | 1000 g $\pm$ 1,6 mg | 1                 |
| WE2S-2K0-001 | 2000 g $\pm$ 3 mg   | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| WE2S-001-001 | 0,000125 | 0,00 | 84239090 | 08434868083257 |
| WE2S-002-001 | 0,000125 | 0,00 | 90160090 | 08434868083264 |
| WE2S-005-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083271 |
| WE2S-010-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083288 |
| WE2S-020-001 | 0,0735   | 0,02 | 90160090 | 08434868083295 |
| WE2S-050-001 | 0,0735   | 0,05 | 90160090 | 08434868083301 |
| WE2S-100-001 | 0,0735   | 0,10 | 90160090 | 08434868083318 |
| WE2S-200-001 | 0,14175  | 0,20 | 90160090 | 08434868083332 |
| WE2S-500-001 | 0,27225  | 0,50 | 90160090 | 08434868083356 |
| WE2S-1K0-001 | 0,43365  | 1,00 | 90160090 | 08434868083325 |
| WE2S-2K0-001 | 0,768    | 2,00 | 90160090 | 08434868083349 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION****Product name :** Precision weight, stainless steel, class E2**Description :** Individual case included. According to OIML R-111 recommendations. Certificate not included**TECHNICAL DATA**

| reference    | type                | pcs/pack |
|--------------|---------------------|----------|
| WE2S-001-001 | 1 g $\pm$ 0,03 mg   | 1        |
| WE2S-002-001 | 2 g $\pm$ 0,04 mg   | 1        |
| WE2S-005-001 | 5 g $\pm$ 0,05 mg   | 1        |
| WE2S-010-001 | 10 g $\pm$ 0,06 mg  | 1        |
| WE2S-020-001 | 20 g $\pm$ 0,08 mg  | 1        |
| WE2S-050-001 | 50 g $\pm$ 0,10 mg  | 1        |
| WE2S-100-001 | 100 g $\pm$ 0,16 mg | 1        |
| WE2S-200-001 | 200 g $\pm$ 0,3 mg  | 1        |
| WE2S-500-001 | 500 g $\pm$ 0,8 mg  | 1        |
| WE2S-1K0-001 | 1000 g $\pm$ 1,6 mg | 1        |
| WE2S-2K0-001 | 2000 g $\pm$ 3 mg   | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| WE2S-001-001 | 0,000125 | 0,00 | 84239090 | 08434868083257 |
| WE2S-002-001 | 0,000125 | 0,00 | 90160090 | 08434868083264 |
| WE2S-005-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083271 |
| WE2S-010-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083288 |
| WE2S-020-001 | 0,0735   | 0,02 | 90160090 | 08434868083295 |
| WE2S-050-001 | 0,0735   | 0,05 | 90160090 | 08434868083301 |
| WE2S-100-001 | 0,0735   | 0,10 | 90160090 | 08434868083318 |
| WE2S-200-001 | 0,14175  | 0,20 | 90160090 | 08434868083332 |
| WE2S-500-001 | 0,27225  | 0,50 | 90160090 | 08434868083356 |
| WE2S-1K0-001 | 0,43365  | 1,00 | 90160090 | 08434868083325 |
| WE2S-2K0-001 | 0,768    | 2,00 | 90160090 | 08434868083349 |

PRODUCT PHOTO



**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit :** Poids de précision Classe E2 en acier inoxydable**Description :** Coffret individuel inclus. Respecte les recommandations OIML R-111. Certificat non inclus**DONNÉES TECHNIQUES**

| référence    | type                | unités par ref. |
|--------------|---------------------|-----------------|
| WE2S-001-001 | 1 g $\pm$ 0,03 mg   | 1               |
| WE2S-002-001 | 2 g $\pm$ 0,04 mg   | 1               |
| WE2S-005-001 | 5 g $\pm$ 0,05 mg   | 1               |
| WE2S-010-001 | 10 g $\pm$ 0,06 mg  | 1               |
| WE2S-020-001 | 20 g $\pm$ 0,08 mg  | 1               |
| WE2S-050-001 | 50 g $\pm$ 0,10 mg  | 1               |
| WE2S-100-001 | 100 g $\pm$ 0,16 mg | 1               |
| WE2S-200-001 | 200 g $\pm$ 0,3 mg  | 1               |
| WE2S-500-001 | 500 g $\pm$ 0,8 mg  | 1               |
| WE2S-1K0-001 | 1000 g $\pm$ 1,6 mg | 1               |
| WE2S-2K0-001 | 2000 g $\pm$ 3 mg   | 1               |

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

| référence    | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| WE2S-001-001 | 0,000125 | 0,00 | 84239090 | 08434868083257 |
| WE2S-002-001 | 0,000125 | 0,00 | 90160090 | 08434868083264 |
| WE2S-005-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083271 |
| WE2S-010-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083288 |
| WE2S-020-001 | 0,0735   | 0,02 | 90160090 | 08434868083295 |
| WE2S-050-001 | 0,0735   | 0,05 | 90160090 | 08434868083301 |
| WE2S-100-001 | 0,0735   | 0,10 | 90160090 | 08434868083318 |
| WE2S-200-001 | 0,14175  | 0,20 | 90160090 | 08434868083332 |
| WE2S-500-001 | 0,27225  | 0,50 | 90160090 | 08434868083356 |
| WE2S-1K0-001 | 0,43365  | 1,00 | 90160090 | 08434868083325 |
| WE2S-2K0-001 | 0,768    | 2,00 | 90160090 | 08434868083349 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Peso di precisione Classe E2 in acciaio inox**Descrizione :** Astuccio individuale incluso. In conformità con le raccomandazioni della OIML R-111. Certificato non incluso

## DATI TECNICI

| referenza    | tipo                | unità per ref. |
|--------------|---------------------|----------------|
| WE2S-001-001 | 1 g $\pm$ 0,03 mg   | 1              |
| WE2S-002-001 | 2 g $\pm$ 0,04 mg   | 1              |
| WE2S-005-001 | 5 g $\pm$ 0,05 mg   | 1              |
| WE2S-010-001 | 10 g $\pm$ 0,06 mg  | 1              |
| WE2S-020-001 | 20 g $\pm$ 0,08 mg  | 1              |
| WE2S-050-001 | 50 g $\pm$ 0,10 mg  | 1              |
| WE2S-100-001 | 100 g $\pm$ 0,16 mg | 1              |
| WE2S-200-001 | 200 g $\pm$ 0,3 mg  | 1              |
| WE2S-500-001 | 500 g $\pm$ 0,8 mg  | 1              |
| WE2S-1K0-001 | 1000 g $\pm$ 1,6 mg | 1              |
| WE2S-2K0-001 | 2000 g $\pm$ 3 mg   | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| WE2S-001-001 | 0,000125 | 0,00 | 84239090 | 08434868083257 |
| WE2S-002-001 | 0,000125 | 0,00 | 90160090 | 08434868083264 |
| WE2S-005-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083271 |
| WE2S-010-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083288 |
| WE2S-020-001 | 0,0735   | 0,02 | 90160090 | 08434868083295 |
| WE2S-050-001 | 0,0735   | 0,05 | 90160090 | 08434868083301 |
| WE2S-100-001 | 0,0735   | 0,10 | 90160090 | 08434868083318 |
| WE2S-200-001 | 0,14175  | 0,20 | 90160090 | 08434868083332 |
| WE2S-500-001 | 0,27225  | 0,50 | 90160090 | 08434868083356 |
| WE2S-1K0-001 | 0,43365  | 1,00 | 90160090 | 08434868083325 |
| WE2S-2K0-001 | 0,768    | 2,00 | 90160090 | 08434868083349 |

## FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 04/02/2025

Ref. Doc.: PDS-1358

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Precisiegewicht Klasse E2 van roestvrij staal****Beschrijving :** Individueel etui inbegrepen. Voldoet aan de OIML R-111 aanbevelingen. Certificaat niet bijgesloten<br><br>**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | type                | stuks per ref. |
|--------------|---------------------|----------------|
| WE2S-001-001 | 1 g $\pm$ 0,03 mg   | 1              |
| WE2S-002-001 | 2 g $\pm$ 0,04 mg   | 1              |
| WE2S-005-001 | 5 g $\pm$ 0,05 mg   | 1              |
| WE2S-010-001 | 10 g $\pm$ 0,06 mg  | 1              |
| WE2S-020-001 | 20 g $\pm$ 0,08 mg  | 1              |
| WE2S-050-001 | 50 g $\pm$ 0,10 mg  | 1              |
| WE2S-100-001 | 100 g $\pm$ 0,16 mg | 1              |
| WE2S-200-001 | 200 g $\pm$ 0,3 mg  | 1              |
| WE2S-500-001 | 500 g $\pm$ 0,8 mg  | 1              |
| WE2S-1K0-001 | 1000 g $\pm$ 1,6 mg | 1              |
| WE2S-2K0-001 | 2000 g $\pm$ 3 mg   | 1              |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| WE2S-001-001 | 0,000125 | 0,00 | 84239090 | 08434868083257 |
| WE2S-002-001 | 0,000125 | 0,00 | 90160090 | 08434868083264 |
| WE2S-005-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083271 |
| WE2S-010-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083288 |
| WE2S-020-001 | 0,0735   | 0,02 | 90160090 | 08434868083295 |
| WE2S-050-001 | 0,0735   | 0,05 | 90160090 | 08434868083301 |
| WE2S-100-001 | 0,0735   | 0,10 | 90160090 | 08434868083318 |
| WE2S-200-001 | 0,14175  | 0,20 | 90160090 | 08434868083332 |
| WE2S-500-001 | 0,27225  | 0,50 | 90160090 | 08434868083356 |
| WE2S-1K0-001 | 0,43365  | 1,00 | 90160090 | 08434868083325 |
| WE2S-2K0-001 | 0,768    | 2,00 | 90160090 | 08434868083349 |



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname :** Prüfungsgewicht, Klasse E2, aus Edelstahl**Beschreibung :** Individuelles Etui inbegriffen. Gemäß den Empfehlungen der OIML R-111. Zertifikat nicht inbegriffen.**TECHNISCHE DATEN**

| Artikelnummer | Typ             | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|-----------------|----------------------|
| WE2S-001-001  | 1 g ± 0,03 mg   | 1                    |
| WE2S-002-001  | 2 g ± 0,04 mg   | 1                    |
| WE2S-005-001  | 5 g ± 0,05 mg   | 1                    |
| WE2S-010-001  | 10 g ± 0,06 mg  | 1                    |
| WE2S-020-001  | 20 g ± 0,08 mg  | 1                    |
| WE2S-050-001  | 50 g ± 0,10 mg  | 1                    |
| WE2S-100-001  | 100 g ± 0,16 mg | 1                    |
| WE2S-200-001  | 200 g ± 0,3 mg  | 1                    |
| WE2S-500-001  | 500 g ± 0,8 mg  | 1                    |
| WE2S-1K0-001  | 1000 g ± 1,6 mg | 1                    |
| WE2S-2K0-001  | 2000 g ± 3 mg   | 1                    |

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

| Referenz     | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| WE2S-001-001 | 0,000125 | 0,00 | 84239090 | 08434868083257 |
| WE2S-002-001 | 0,000125 | 0,00 | 90160090 | 08434868083264 |
| WE2S-005-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083271 |
| WE2S-010-001 | 0,0735   | 0,01 | 90160090 | 08434868083288 |
| WE2S-020-001 | 0,0735   | 0,02 | 90160090 | 08434868083295 |
| WE2S-050-001 | 0,0735   | 0,05 | 90160090 | 08434868083301 |
| WE2S-100-001 | 0,0735   | 0,10 | 90160090 | 08434868083318 |
| WE2S-200-001 | 0,14175  | 0,20 | 90160090 | 08434868083332 |
| WE2S-500-001 | 0,27225  | 0,50 | 90160090 | 08434868083356 |
| WE2S-1K0-001 | 0,43365  | 1,00 | 90160090 | 08434868083325 |
| WE2S-2K0-001 | 0,768    | 2,00 | 90160090 | 08434868083349 |

