

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Balanza de precisión, YPZ**

Descripción : Aplicaciones: pesaje de control, cuenta piezas. Pantalla LCD. Cuerpo de plástico robusto y plato de acero inoxidable. Sensor de célula de carga de alta precisión. Paravientos (174 x 135 x 84 mm). Altura de pies ajustable. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Protección de sobrecarga. Unidades de medida ajustables. Ajuste de posición correcta mediante burbuja. Calibración externa. 120-240 V. Garantía 1 año




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	unidades por ref.
BYPZ-300-001	300 g	0,001 g	Ø 90 mm	200 g (incluida)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPZ-300-001	12,75	1,50	90160010	08434868083394

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Precision balance, YPZ**

Description : Applications: check weighing, piece counting. LCD display. Robust plastic body and stainless steel pan. High precision load cell sensor. Clear windshell (174 x 135 x 84 mm). Adjustable height feet. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Overload protection. Selectable measure units. Bubble level for correct position adjustment. External calibration. 120-240 V. Warranty 1 year




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration weight	pcs/pack
BYPZ-300-001	300 g	0,001 g	Ø 90 mm	200 g (included)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPZ-300-001	12,75	1,50	90160010	08434868083394

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Balance de précision, YPZ**

Description : Fonction : pesage, comptage de pièces. Ecran LCD. Structure en plastique robuste et large plateau en acier inoxydable. Capteur de cellule de charge haute précision. Cage de pesée (174 x 135 x 84 mm). Hauteur de pieds ajustable. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Protection contre les surcharges. Unités de mesure ajustables. Niveau à bulle pour ajustement correct de la position. Calibration externe. 120-240 V. Garantie 1 an




Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	poids de calibration	unités par ref.
BYPZ-300-001	300 g	0,001 g	Ø 90 mm	200 g (inclus)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPZ-300-001	12,75	1,50	90160010	08434868083394

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Bilancia di precisione, YPZ**

Descrizione : Applicazioni: pesata di controllo, conta pezzi. Display LCD. Robusto rivestimento in plastica e piatto in acciaio inox. Sensore di carico ad alta precisione. Antivento (174 x 135 x 84 mm). Altezza dei piedini regolabile. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Protezione da sovraccarico. Unità di misura regolabili. Livellazione corretta attraverso la bolla di livello. Calibrazione esterna. 120-240 V. Garanzia 1 anno




Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	peso di calibrazione	unità per ref.
BYPZ-300-001	300 g	0,001 g	Ø 90 mm	200 g (incluso)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPZ-300-001	12,75	1,50	90160010	08434868083394

FOTO DEL PRODOTTO

Revisiedatum: 13/05/2025
Ref. Doc.: PDS-1364**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Precisiweegschaal, YPZ**

Beschrijving : Toepassingen: controleweging, stuktelling. LCD-scherm. Robuuste kunststof behuizing en roestvrijstalen weegplaat. Zeer nauwkeurige laadcelsensor. Tochtscherm (174 x 135 x 84 mm). In hoogte verstelbare pootjes. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. Overbelastingsbeveiliging. Instelbare meeteenheden. Bubbelniveau voor correcte positie-instelling. Externe kalibratie. 120-240 V. 1 jaar garantie




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratiegewicht	stuks per ref.
BYPZ-300-001	300 g	0,001 g	Ø 90 mm	200 g (inbegrepen)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPZ-300-001	12,75	1,50	90160010	08434868083394

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Präzisionswaage, YPZ

Beschreibung : Verwendung: Kontrollwägung, Stückzählung. LCD-Display. Robustes Plastikgehäuse und Edelstahlwägeplatte. Hochpräziser Wägezellensensor. Windschutz (174 x 135 x 84 mm). Höhenverstellbare Füße. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Überladungsschutz. Maßeinheiten einstellbar. Einstellung der korrekten Position mittels Libelle. Externe Kalibrierung. 120-240 V. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Stückzahlpro Artikel
BYPZ-300-001	300 g	0,001 g	Ø 90 mm	200 g (inklusive)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPZ-300-001	12,75	1,50	90160010	08434868083394

PRODUKTFOTO

