

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo endurecido BRANCHIA, velocidad media

Descripción : Papel endurecido bajo en cenizas (<0,015%) para trabajos cuantitativos que no sean críticos. La velocidad de filtración es media, adecuada para usos generales, siendo el filtro de compromiso entre las exigencias de velocidad y retención. Utilizados ensayos de polución atmosférica y en la extracción de grasas en un gran número de rutinas de análisis. Gramaje 90 g/m², espesor 190 µm, tiempo de filtración 50 s, retención 7 - 8 µm, resistencia al estallido en húmedo >30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 52

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNHM-070-100	70	discos	100
BNHM-110-100	110	discos	100
BNHM-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062191
BNHM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062214
BNHM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062238

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA hardened quantitative filter paper, medium flow rate

Description : Hardened low ash paper (<0.015%) for non critical quantitative works. Medium flow rate, adequate for a general use, being the intermediate filter in terms of flow rate and retention. Suitable for tests on the intake of atmospheric pollution and used in fat extraction applications in a large number of analysis routines. Weight 90 g / m², thickness 190 µm, filtration time 50 s, retention 7 - 8 µm, wet bursting strength > 30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 52

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNHM-070-100	70	disk	100
BNHM-110-100	110	disk	100
BNHM-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062191
BNHM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062214
BNHM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062238

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif durci BRANCHIA, filtration moyenne

Description : Papier durci à faible teneur en cendres (max 0,015%) pour les travaux quantitatifs qui ne sont pas critiques. Adéquat pour une utilisation générale, constituant le compromis entre les exigences de vitesse et de rétention. Convient pour les essais sur l'apport de la pollution atmosphérique et utilisé dans des applications d'extraction de graisse dans un grand nombre de routines d'analyse. Grammage 90 g / m², épaisseur 190 µm, temps de filtration 50 s, rétention 7 - 8 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 52

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNHM-070-100	70	plat	100
BNHM-110-100	110	plat	100
BNHM-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062191
BNHM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062214
BNHM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062238

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa indurita BRANCHIA, velocità media

Descrizione : Carta indurita con basso contenuto di ceneri (<0,015%) per lavori quantitativi non delicati. La velocità di filtrazione è nella media, adatta per usi generali, essendo il miglior rapporto rapidità/ritenzione. Utilizzata per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e per l'estrazione dei grassi in un gran numero di analisi di routine. Grammatura 90 g/m², spessore 190 µm, tempo di filtrazione 50 s, ritenzione 7 - 8 µm, resistenza allo scoppio bagnato >30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 52

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNHM-070-100	70	circolari	100
BNHM-110-100	110	circolari	100
BNHM-150-100	150	circolari	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062191
BNHM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062214
BNHM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062238

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA verhard kwantitatief filterpapier, medium snelle filtratie

Beschrijving : Asarm gehard papier (< 0,015%) voor niet-kritiek kwantitatief werk. De filtratiesnelheid is gemiddeld, geschikt voor algemeen gebruik, omdat het de compromisfilter is tussen de eisen van snelheid en retentie. Atmosferische vervuiling en vetextractietests gebruikt in een groot aantal analyseroutines. Gramgewicht 90 g/m², dikte 190 µm, filtratietijd 50 s, retentie 7 - 8 µm, natte barststerkte > 30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 52

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BNHM-070-100	70	schijven	100
BNHM-110-100	110	schijven	100
BNHM-150-100	150	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062191
BNHM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062214
BNHM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062238

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, gehärtet, mittelschnell filtrierend

Beschreibung : Gehärtetes Papier mit niedrigem Ascheanteil (<0,015 %) für nicht-kritische quantitative Arbeiten. Eine mittlere Filtrationsgeschwindigkeit ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet, bietet einen Kompromiss zwischen den Anforderungen an Geschwindigkeit und Retention. Verwendet in Luftqualitätstests und zur Fettextraktion bei einer Vielzahl von Routine-Analysen. Grammatur 90 g/m², Dicke 190 µm, Filtrationszeit 50 s, Retention 7 - 8 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand >30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 52.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
BNHM-070-100	70	Rundfilter	100
BNHM-110-100	110	Rundfilter	100
BNHM-150-100	150	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062191
BNHM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062214
BNHM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062238

PRODUKTFOTO

