

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo endurecido BRANCHIA, velocidad rápida

Descripción : Papel endurecido bajo en cenizas (<0,015%) para trabajos cuantitativos que no sean críticos. La velocidad de filtración rápida lo hace adecuado para la retención de precipitados voluminosos, como hidróxido de hierro y sulfuros metálicos, así como para filtrar líquidos densos y gelatinosos. Gramaje 90 g/m², espesor 200 µm, tiempo de filtración 10 s, retención 20 µm, resistencia al estallido en húmedo >30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 54

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNHF-070-100	70	discos	100
BNHF-090-100	90	discos	100
BNHF-110-100	110	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062269

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : BRANCHIA hardened quantitative filter paper, high flow rate**

Description : Hardened low ash paper (<0.015%) for non critical quantitative works. Its high flow rate makes it suitable for large precipitates, such as iron hydroxide and other metal sulfides, as well as for filtering dense and gelatinous liquids. Weight 90 g / m², thickness 200 µm, filtration time 10 s, retention 20 µm, wet bursting strength > 30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 54

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNHF-070-100	70	disk	100
BNHF-090-100	90	disk	100
BNHF-110-100	110	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062269

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif durci BRANCHIA, filtration rapide

Description : Papier durci à faible teneur en cendre (max 0,015%) pour les travaux quantitatifs qui ne sont pas critiques. Adéquat pour la rétention de précipités volumineux, tels que l'hydroxyde de fer et les sulfures métalliques. Grammage 90 g / m², épaisseur 200 µm, temps de filtration 10 s, rétention 20 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 54

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNHF-070-100	70	plat	100
BNHF-090-100	90	plat	100
BNHF-110-100	110	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062269

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa indurita **BRANCHIA**, velocità alta

Descrizione : Carta indurita con basso contenuto di ceneri (<0,015%) per lavori quantitativi non delicati. La alta velocità di filtrazione la rende adatta per la ritenzione di precipitati voluminosi, come idrossido di ferro e solfuri metallici, così come per filtrare liquidi densi e gelatinosi. Grammatura 90 g/m², spessore 200 µm, tempo di filtrazione 10 s, ritenzione 20 µm, resistenza allo scoppio bagnato >30 kPa. Disponibile in dischi (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 54

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNHF-070-100	70	standard	100
BNHF-090-100	90	standard	100
BNHF-110-100	110	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062269

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA verhard kwalitatief filterpapier, snel filtrerend

Beschrijving : Asarm gehard papier (< 0,015%) voor niet-kritiek kwantitatief werk. De hoge filtratiesnelheid maakt het geschikt voor het vasthouden van volumineuze precipitaten, zoals ijzerhydroxide en metaalsulfiden, evenals voor het filteren van dichte, gelatineuze vloeistoffen. Gramgewicht 90 g/m², dikte 200 µm, filtratietijd 10 s, retentie 20 µm, natte barststerkte >30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 54

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BNHF-070-100	70	schijven	100
BNHF-090-100	90	schijven	100
BNHF-110-100	110	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062269

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, gehärtet, schnell filtrierend

Beschreibung : Gehärtetes Papier mit niedrigem Ascheanteil (<0,015 %) für nicht-kritische quantitative Arbeiten. Durch die schnelle Filtrationsgeschwindigkeit geeignet für die Retention von voluminösen Präzipitaten wie Eisenhydroxid und metallischen Sulfiden sowie zum Filtrieren von gallertartigen Flüssigkeiten und Flüssigkeiten hoher Dichte. Grammatur 90 g/m², Dicke 200 µm, Filtrationszeit 10 s, Retention 20 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand >30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 54.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
BNHF-070-100	70	Rundfilter	100
BNHF-090-100	90	Rundfilter	100
BNHF-110-100	110	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNHF-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062245
BNHF-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062252
BNHF-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062269

PRODUKTFOTO

