

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo BRANCHIA sin cenizas, velocidad media-lenta

Descripción : Papel sin cenizas (<0,007%) fabricado con fibras de algodón para filtración media-lenta. Utilizado para análisis gravimétricos para numerosos componentes, así como todo tipo de pre-filtraciones. Adecuado como filtro primario para separar materia sólida y precipitados finos de extractos acuosos, análisis de suelos y determinaciones cuantitativas de grasas y aceites en aguas, sedimentos en leche y limpieza de soluciones para AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Gramaje 85 g/m², espesor 170 µm, tiempo de filtración 100 s, retención 7 - 9 µm, resistencia al estallido en húmedo >30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 40

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNDM-070-100	70	discos	100
BNDM-090-100	90	discos	100
BNDM-110-100	110	discos	100
BNDM-125-100	125	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,15	48232000	08434868062320

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA ashless quantitative filter paper, medium-low flow rate

Description : Ashless paper (<0.007%) made of cotton fibers for medium-slow filtration. Used for gravimetric analysis for numerous components, as well as all types of pre-filtrations. Suitable as a primary filter to separate solid matter and fine precipitates from aqueous extracts, soil analysis and quantitative determinations of fats and oils in water, sediments in milk and cleaning of solutions for AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Weight 85 g / m², thickness 170 µm, filtration speed 100 s, retention 7 - 9 µm, wet bursting strength > 30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 40

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNDM-070-100	70	disk	100
BNDM-090-100	90	disk	100
BNDM-110-100	110	disk	100
BNDM-125-100	125	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,15	48232000	08434868062320

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif BRANCHIA sans cendre, filtration moyenne-lente

Description : Papier sans cendre (max 0,007%) en fibres de coton pour une filtration moyenne-lente. Utilisé pour l'analyse gravimétrique de nombreux composants, ainsi que de tous les types de pré-filtration. Idéal comme filtre primaire pour séparer les matières solides et les précipités fins des extraits aqueux, l'analyse des sols et la détermination quantitative des graisses et des huiles dans l'eau, des sédiments dans le lait et du nettoyage des solutions pour AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Grammage 85 g / m², épaisseur 170 µm, temps de filtration 100 s, rétention 7 - 9 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 40

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNDM-070-100	70	plat	100
BNDM-090-100	90	plat	100
BNDM-110-100	110	plat	100
BNDM-125-100	125	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,15	48232000	08434868062320

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa BRANCHIA priva di ceneri, velocità medio-lenta

Descrizione : Carta priva di ceneri (<0,007%) realizzata con fibre di cotone per la filtrazione medio-lenta. Utilizzata per l'analisi gravimetrica per numerosi componenti, così come tutti i tipi di pre-filtrazioni. Adatta come filtro primario per separare la materia precipitata solida e fine da estratti acquosi, analisi del suolo e determinazioni quantitative di grassi e oli nelle acque, sedimenti nel latte e pulizia delle soluzioni AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Grammatura 85 g/m², spessore 170 µm, tempo di filtrazione 100 s, ritenzione 7 - 9 µm, resistenza allo scoppio bagnato >30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 40

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNDM-070-100	70	circolari	100
BNDM-090-100	90	circolari	100
BNDM-110-100	110	circolari	100
BNDM-125-100	125	circolari	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,15	48232000	08434868062320

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA kwantitatief filterpapier zonder as, middelmatig/lage snelheid

Beschrijving : Asloos papier (<0,007%) gemaakt met katoenvezels voor middellangzame filtratie. Gebruikt voor gravimetrische analyse voor tal van componenten, evenals alle soorten voorfiltratie. Geschikt als primaire filter voor het scheiden van vaste stoffen en fijne precipitaten uit waterige extracten, bodemanalyse en kwantitatieve bepalingen van vetten en oliën in water, sedimenten in melk en oplossingsreiniging voor AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Gramgewicht 85 g/m², dikte 170 µm, filtratietijd 100 s, retentie 7 - 9 µm, natte barststerkte >30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 40

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BNDM-070-100	70	schijven	100
BNDM-090-100	90	schijven	100
BNDM-110-100	110	schijven	100
BNDM-125-100	125	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,15	48232000	08434868062320

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, aschefrei, mittelschnell bis langsam filtrierend

Beschreibung : Aschefreies Papier (< 0,007 %), aus Baumwollfasern, für eine mittelschnelle bis langsame Filtrationsgeschwindigkeit. Verwendet für gravimetrische Analysen zahlreicher Komponenten sowie für alle Arten von Vorfiltrationen. Geeignet als Primärfilter zur Trennung von Feststoffen und feinen Präzipitaten aus wässrigen Extrakten, Bodenanalysen und quantitativen Bestimmungen von Fetten und Ölen in Wasser, Milchsedimenten und zur Reinigung von Lösungen für die Atomabsorptionsspektrometrie. Grammatur 85 g/m², Dicke 170 µm, Filtrationszeit 100 s, Retention 7 - 9 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand > 30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 40.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
BNDM-070-100	70	Rundfilter	100
BNDM-090-100	90	Rundfilter	100
BNDM-110-100	110	Rundfilter	100
BNDM-125-100	125	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,05	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,09	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,12	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,15	48232000	08434868062320

PRODUKTFOTO

