

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Papel de filtro cuantitativo BRANCHIA sin cenizas, velocidad muy lenta

**Descripción :** Papel sin cenizas (< 0,007%) fabricado con fibras de algodón. La velocidad de filtración es muy lenta, adecuada para retención de partículas finas. Se utiliza en el filtrado de precipitados como sulfato de bario frío, sulfato de plomo, sulfuros de cinc y níquel, etc. Gramaje 100 g/m<sup>2</sup>, espesor 160 µm, tiempo de filtración 300 s, retención 2 - 3 µm, resistencia al estallido en húmedo > 20 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 42

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | Ø(mm) | tipo   | unidades por ref. |
|--------------|-------|--------|-------------------|
| BNDS-070-100 | 70    | discos | 100               |
| BNDS-090-100 | 90    | discos | 100               |
| BNDS-110-100 | 110   | discos | 100               |
| BNDS-125-100 | 125   | discos | 100               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 0,192                  | 0,05 | 48232000 | 08434868062443 |
| BNDS-090-100 | 0,331                  | 0,09 | 48232000 | 08434868062450 |
| BNDS-110-100 | 0,5472                 | 0,12 | 48232000 | 08434868062467 |
| BNDS-125-100 | 0,5868                 | 0,15 | 48232000 | 08434868062474 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION**

**Product name :** BRANCHIA ashless quantitative filter paper, very low flow rate

**Description :** Ashless paper (< 0.007%) made of cotton fibers. Very low flow rate, adequate for fine particles retention. Suitable for precipitate filtration of cold barium sulphate, lead sulphate, zinc and nickel sulphides, etc. Weight 100 g / m<sup>2</sup>, thickness 160 µm, filtration time 300 s, retention 2 - 3 µm, wet bursting strength > 20 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 42

**TECHNICAL DATA**

| reference    | Ø (mm) | type | pcs/pack |
|--------------|--------|------|----------|
| BNDS-070-100 | 70     | disk | 100      |
| BNDS-090-100 | 90     | disk | 100      |
| BNDS-110-100 | 110    | disk | 100      |
| BNDS-125-100 | 125    | disk | 100      |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 0,192                  | 0,05 | 48232000 | 08434868062443 |
| BNDS-090-100 | 0,331                  | 0,09 | 48232000 | 08434868062450 |
| BNDS-110-100 | 0,5472                 | 0,12 | 48232000 | 08434868062467 |
| BNDS-125-100 | 0,5868                 | 0,15 | 48232000 | 08434868062474 |

**PRODUCT PHOTO**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier filtre quantitatif BRANCHIA sans cendre, filtration très lente**

**Description :** Papier sans cendre (max 0,007%) en fibres de coton pour une filtration très lente. Adéquat pour la rétention de particules fines. Convient pour le filtrat de précipités tels que sulfate de baryum froid, sulfate de plomb, sulfures de zinc et de nickel, etc... Grammage 100 g / m<sup>2</sup>, épaisseur 160 µm, temps de filtration 300 s, rétention 2 - 3 µm, résistance à l'éclatement humide > 20 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 42

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | Ø (mm) | type | unités par ref. |
|--------------|--------|------|-----------------|
| BNDS-070-100 | 70     | plat | 100             |
| BNDS-090-100 | 90     | plat | 100             |
| BNDS-110-100 | 110    | plat | 100             |
| BNDS-125-100 | 125    | plat | 100             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 0,192                  | 0,05 | 48232000 | 08434868062443 |
| BNDS-090-100 | 0,331                  | 0,09 | 48232000 | 08434868062450 |
| BNDS-110-100 | 0,5472                 | 0,12 | 48232000 | 08434868062467 |
| BNDS-125-100 | 0,5868                 | 0,15 | 48232000 | 08434868062474 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Carta da filtro quantitativa **BRANCHIA** priva di ceneri, velocità molto bassa**Descrizione :** Carta senza ceneri (< 0,007%) realizzata in fibre di cotone. La velocità di filtrazione è molto lenta, adatta per la ritenzione di particelle fini. Viene utilizzata nella filtrazione di precipitati come solfato di bario freddo, solfato di piombo, solfuri di zinco e nichel, ecc. Grammatura 100 g/m<sup>2</sup>, spessore 160 µm, tempo di filtrazione 300 s, ritenzione 2 - 3 µm, resistenza allo scoppio bagnato > 20 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 42

## DATI TECNICI

| referenza    | Ø(mm) | tipo      | unità per ref. |
|--------------|-------|-----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 70    | circolari | 100            |
| BNDS-090-100 | 90    | circolari | 100            |
| BNDS-110-100 | 110   | circolari | 100            |
| BNDS-125-100 | 125   | circolari | 100            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 0,192     | 0,05 | 48232000 | 08434868062443 |
| BNDS-090-100 | 0,331     | 0,09 | 48232000 | 08434868062450 |
| BNDS-110-100 | 0,5472    | 0,12 | 48232000 | 08434868062467 |
| BNDS-125-100 | 0,5868    | 0,15 | 48232000 | 08434868062474 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : BRANCHIA kwantitatief filterpapier zonder as, zeer langzaam filtrerend**

**Beschrijving :** Asloos papier (< 0,007%) gemaakt van katoenvezels. De filtratiesnelheid is zeer traag, geschikt voor het vasthouden van fijne deeltjes. Wordt gebruikt bij het filteren van precipitaten zoals koud bariumsulfaat, loodsulfaat, zink- en nikkelsulfiden, enz. Gramgewicht 100 g/m<sup>2</sup>, dikte 160 m, filtratietijd 300 s, retentie 2 - 3 µm, natte barststerkte > 20 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos).  
Equivalent: Whatman 42

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | Ø(mm) | type     | stuks per ref. |
|--------------|-------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 70    | schijven | 100            |
| BNDS-090-100 | 90    | schijven | 100            |
| BNDS-110-100 | 110   | schijven | 100            |
| BNDS-125-100 | 125   | schijven | 100            |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 0,192     | 0,05 | 48232000 | 08434868062443 |
| BNDS-090-100 | 0,331     | 0,09 | 48232000 | 08434868062450 |
| BNDS-110-100 | 0,5472    | 0,12 | 48232000 | 08434868062467 |
| BNDS-125-100 | 0,5868    | 0,15 | 48232000 | 08434868062474 |

## PRODUKTFOTO





BRANCHIA

Datum Rev.: 28/05/2025  
Ref. Dok.: PDS-1381

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, aschefrei, sehr langsam filtrierend**

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Ø(mm) | Typ        | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|-------|------------|----------------------|
| BNDS-070-100  | 70    | Rundfilter | 100                  |
| BNDS-090-100  | 90    | Rundfilter | 100                  |
| BNDS-110-100  | 110   | Rundfilter | 100                  |
| BNDS-125-100  | 125   | Rundfilter | 100                  |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| BNDS-070-100 | 0,192     | 0,05 | 48232000 | 08434868062443 |
| BNDS-090-100 | 0,331     | 0,09 | 48232000 | 08434868062450 |
| BNDS-110-100 | 0,5472    | 0,12 | 48232000 | 08434868062467 |
| BNDS-125-100 | 0,5868    | 0,15 | 48232000 | 08434868062474 |

## PRODUKTFOTO

