

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BRANCHIA papel de filtro cualitativo para uso común, velocidad media

Descripción : Para uso general de laboratorio. La velocidad de filtración es media. Gramaje 65 g/m², espesor 180 µm, tiempo de filtración 30 s, retención 7 - 10 µm, resistencia al estallido en húmedo >30 kPa, contenido en cenizas <0,1%. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 93

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BLPG-070-100	70	discos	100
BLPG-090-100	90	discos	100
BLPG-125-100	125	discos	100
BLPG-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062566
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597
BLPG-150-100	0,7936	0,19	48232000	08434868062603

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA qualitative filter paper for general use, medium flow rate

Description : For general laboratory use. Medium flow rate. Weight 65 g/m², thickness 180 µm, filtration time 30 s, retention 7 - 10 µm, wet bursting strength >30 kPa, ash content max. 0,1%. Available in discs (presented in packages of 100 discs in a box). Equivalence: Whatman 93

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLPG-070-100	70	disk	100
BLPG-090-100	90	disk	100
BLPG-125-100	125	disk	100
BLPG-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062566
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597
BLPG-150-100	0,7936	0,19	48232000	08434868062603

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre qualitatif BRANCHIA pour usage commun, filtration moyenne**Description :** Teneur en cendres max 0,1%. Pour usage général en laboratoire. Vitesse de filtration moyenne. Grammage 65 g / m², épaisseur 180 µm, temps de filtration 30 s, rétention 7-10 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 93

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLPG-070-100	70	plat	100
BLPG-090-100	90	plat	100
BLPG-125-100	125	plat	100
BLPG-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062566
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597
BLPG-150-100	0,7936	0,19	48232000	08434868062603

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro qualitativa per uso comune, velocità media, BRANCHIA**Descrizione :** Per uso generale in laboratorio. La velocità di filtrazione è media. Grammatura 65 g/m², spessore 180 µm, tempo di filtrazione 30 s, ritenzione 7 - 10 µm, resistenza allo scoppio bagnato >30 kPa, contenuto di cenere <0,1%. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 93

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BLPG-070-100	70	standard	100
BLPG-090-100	90	standard	100
BLPG-125-100	125	standard	100
BLPG-150-100	150	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062566
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597
BLPG-150-100	0,7936	0,19	48232000	08434868062603

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA kwalitatief filterpapier voor algemeen gebruik, medium snelle filtratie**Beschrijving :** Voor algemeen laboratoriumgebruik. De filtratiesnelheid is gemiddeld. Gramgewicht 65 g/m², dikte 180 µm, filtratietijd 30 s, retentie 7 - 10 µm, natte barststerkte >30 kPa, asgehalte <0,1%. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 93

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BLPG-070-100	70	schijven	100
BLPG-090-100	90	schijven	100
BLPG-125-100	125	schijven	100
BLPG-150-100	150	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062566
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597
BLPG-150-100	0,7936	0,19	48232000	08434868062603

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, qualitativ, allgemeiner Gebrauch, mittelschnell filtrierend

Beschreibung : Für den allgemeinen Laborgebrauch. Mittelschnell filtrierend. Grammatur 65 g/m², Dicke 180 µm, Filtrationszeit 30 s, Retention 7 - 10 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand >30 kPa, Aschegehalt <0,1 %. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 93.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
BLPG-070-100	70	Rundfilter	100
BLPG-090-100	90	Rundfilter	100
BLPG-125-100	125	Rundfilter	100
BLPG-150-100	150	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLPG-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062566
BLPG-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062573
BLPG-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062597
BLPG-150-100	0,7936	0,19	48232000	08434868062603

PRODUKTFOTO

