

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Bolsas para homogenizadores con filtro, estériles**

**Descripción :** Fabricadas en polietileno virgen y reforzado. Para análisis microbiológicos y químicos. Compatible con todos los homogeneizadores de laboratorio, soportan procesos de mezcla extensos sin rasgaduras ni perforaciones. Libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Tipo A: con filtro lateral, no tejido, poro  $\leq 250 \mu\text{m}$ . Para muestras fibrosas como carne, pescado, frutas y verduras Tipo B: con filtro de superficie completa, no tejido, poro  $\leq 280 \mu\text{m}$ . Para muestras pastosas, como queso, leche y harina. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación gamma

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | w   | l   | grosor (mm) | tipo | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-----|-----|-------------|------|-------------------|
| STBL-L40-050 | 400 ml    | 190 | 300 | 0,07        | A    | 50                |
| STBL-F40-050 | 400 ml    | 190 | 300 | 0,07        | B    | 50                |
| STBL-L40-500 | 400 ml    | 190 | 300 | 0,07        | A    | 10 x 50           |
| STBL-F40-500 | 400 ml    | 190 | 300 | 0,07        | B    | 10 x 50           |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| STBL-L40-050 | 0,171   | 0,41 | 39232100 | 08434868080713 |
| STBL-F40-050 | 0,18    | 0,45 | 39232100 | 08434868080720 |
| STBL-L40-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| STBL-F40-500 | 0       | 0,00 |          |                |





## GENERAL INFORMATION

### Product name : Blender bags with filter, sterile

**Description** : Made of virgin and reinforced polyethylene. For microbiological and chemical analysis. Compatible with all lab blender homogenizers, withstand extensive blending without tears or perforations. DNase, RNase and pyrogen free. Type A: with lateral filter, non-woven, pore <250 µm. For fibrous samples such as meat, fish, fruit and vegetables Type B: with full-surface filter, non-woven, pore <280 µm. For pasty samples, such as cheese, milk and flour. Sterilization certificate available (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Available in standard size and economy size

DNase and RNase free



Sterile by gamma radiation

## TECHNICAL DATA

| reference    | capacity | w   | l   | thickness (mm) | type | pcs/pack |
|--------------|----------|-----|-----|----------------|------|----------|
| STBL-L40-050 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07           | A    | 50       |
| STBL-F40-050 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07           | B    | 50       |
| STBL-L40-500 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07           | A    | 10 x 50  |
| STBL-F40-500 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07           | B    | 10 x 50  |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| STBL-L40-050 | 0,171   | 0,41 | 39232100 | 08434868080713 |
| STBL-F40-050 | 0,18    | 0,45 | 39232100 | 08434868080720 |
| STBL-L40-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| STBL-F40-500 | 0       | 0,00 |          |                |





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Nom produit : Sac d'homogénéisation, avec filtre, stérile

**Description** : En polyéthylène vierge et renforcé. Pour analyses microbiologiques et chimiques. Compatible avec tous les homogénéiseurs de laboratoire classiques, résistant à un usage intensif sans déchirure ni perforation. Exempt de DNase, RNase et de pyrogène. Type A : avec filtre latéral, non tissé, pores  $\leq 250 \mu\text{m}$ . Pour les échantillons fibreux tels que la viande, le poisson, les fruits et les légumes Type B : avec filtre intégral, non tissé, pores  $\leq 280 \mu\text{m}$ . Pour les échantillons pâteux, tels que le fromage, le lait et la farine. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | larg. | long. | épaisseur (mm) | type | unités par ref. |
|--------------|----------|-------|-------|----------------|------|-----------------|
| STBL-L40-050 | 400 ml   | 190   | 300   | 0,07           | A    | 50              |
| STBL-F40-050 | 400 ml   | 190   | 300   | 0,07           | B    | 50              |
| STBL-L40-500 | 400 ml   | 190   | 300   | 0,07           | A    | 10 x 50         |
| STBL-F40-500 | 400 ml   | 190   | 300   | 0,07           | B    | 10 x 50         |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| STBL-L40-050 | 0,171   | 0,41 | 39232100 | 08434868080713 |
| STBL-F40-050 | 0,18    | 0,45 | 39232100 | 08434868080720 |
| STBL-L40-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| STBL-F40-500 | 0       | 0,00 |          |                |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sacchetto per omogenizzatore con filtro, sterile**

**Descrizione** : Realizzato in polietilene vergine e rinforzato. Per analisi microbiologiche e chimiche. Compatibile con tutti gli omogeneizzatori da laboratorio, resistente a processi di miscelazione di lunga durata senza lacerazioni o perforazioni. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Tipo A: con filtro laterale, non tessuto, poro  $\leq 250 \mu\text{m}$ . Per campioni fibrosi come carne, pesce, frutta e verdura Tipo B: con filtro di superficie completo, non tessuto, poro  $\leq 280 \mu\text{m}$ . Per campioni pastosi, come formaggio, latte e farina. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione gamma

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | w   | l   | spessore (mm) | tipo | unità per ref. |
|--------------|----------|-----|-----|---------------|------|----------------|
| STBL-L40-050 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07          | A    | 50             |
| STBL-F40-050 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07          | B    | 50             |
| STBL-L40-500 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07          | A    | 10 x 50        |
| STBL-F40-500 | 400 ml   | 190 | 300 | 0,07          | B    | 10 x 50        |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| STBL-L40-050 | 0,171   | 0,41 | 39232100 | 08434868080713 |
| STBL-F40-050 | 0,18    | 0,45 | 39232100 | 08434868080720 |
| STBL-L40-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| STBL-F40-500 | 0       | 0,00 |          |                |







## ALGEMENE INFORMATIE

### Produktnaam : Blenderzakjes met filter, steriele

**Beschrijving** : Gemaakt van nieuw en versterkt polyethyleen. Voor microbiologische en chemische analyse. Ze zijn compatibel met alle laboratoriumhomogenisatoren en zijn bestand tegen uitgebreide mengprocessen zonder te scheuren of te doorboren. Vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Type A: met zijfilter, niet-weefsel, porie <250 µm. Voor vezelmonsters zoals vlees, vis, fruit en groenten Type B: met volvlakfilter, niet-weefsel, porie <280 µm. Voor pasteuze monsters, zoals kaas, melk en meel. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door gammastraling

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | b   | l   | dikte (mm) | type | stuks per ref. |
|--------------|------------|-----|-----|------------|------|----------------|
| STBL-L40-050 | 400 ml     | 190 | 300 | 0,07       | A    | 50             |
| STBL-F40-050 | 400 ml     | 190 | 300 | 0,07       | B    | 50             |
| STBL-L40-500 | 400 ml     | 190 | 300 | 0,07       | A    | 10 x 50        |
| STBL-F40-500 | 400 ml     | 190 | 300 | 0,07       | B    | 10 x 50        |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| STBL-L40-050 | 0,171   | 0,41 | 39232100 | 08434868080713 |
| STBL-F40-050 | 0,18    | 0,45 | 39232100 | 08434868080720 |
| STBL-L40-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| STBL-F40-500 | 0       | 0,00 |          |                |





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Homogenisierbeutel mit Filter, steril

**Beschreibung :** Aus reinem Polyethylen, verstärkt. Für mikrobiologische und chemische Analysen. Kompatibel mit allen Labor-Homogenisiergeräten, überstehen umfangreiche Mischverfahren ohne Kratzer oder Perforierungen. DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Typ A: mit Seitenfilter, kein Gewebe, Porengröße <250 µm. Für fasrige Proben wie Fleisch, Fisch, Früchte und Gemüse. Typ B: mit ganzflächigem Filter, kein Gewebe, Porengröße <280 µm. Für breiige Proben wie Käse, Milch und Mehl. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com)).



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | B   | L   | Dicke(mm) | Typ | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|---------|-----|-----|-----------|-----|----------------------|
| STBL-L40-050  | 400 ml  | 190 | 300 | 0,07      | A   | 50                   |
| STBL-F40-050  | 400 ml  | 190 | 300 | 0,07      | B   | 50                   |
| STBL-L40-500  | 400 ml  | 190 | 300 | 0,07      | A   | 10 x 50              |
| STBL-F40-500  | 400 ml  | 190 | 300 | 0,07      | B   | 10 x 50              |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| STBL-L40-050 | 0,171   | 0,41 | 39232100 | 08434868080713 |
| STBL-F40-050 | 0,18    | 0,45 | 39232100 | 08434868080720 |
| STBL-L40-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| STBL-F40-500 | 0       | 0,00 |          |                |

