

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tubo de centrifuga de PP ámbar, 50 ml Premium Line

**Descripción :** Fondo cónico sin faldón. Adecuado para el almacenamiento criogénico a -80°C. Material libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Resistencia a la centrifugación: 16000 xg. Cierre hermético de HDPE. Opacos en color ámbar, 0% de transmisión de luz entre 270 – 600 nm. Banda mate de escritura. El modelo estéril lo es por radiación. Bolsa resellable. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Apto para trabajar con productos fotosensibles



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación gamma

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | tipo       | unidades por ref. |
|--------------|-----------|------------|-------------------|
| PTGP-A50-025 | 50 ml     | no estéril | 25                |
| PTGP-AE5-025 | 50 ml     | estéril    | 25                |
| PTGP-A50-500 | 50 ml     | no estéril | 20 x 25           |
| PTGP-AE5-500 | 50 ml     | estéril    | 20 x 25           |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 3,96    | 0,53 | 39239000 | 08434868089136 |
| PTGP-AE5-025 | 3,96    | 0,01 | 39239000 | 08434868089143 |
| PTGP-A50-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| PTGP-AE5-500 | 0       | 0,00 |          |                |

## FOTO DEL PRODUCTO

## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

## OTROS DATOS TÉCNICOS

[illegible]

**GENERAL INFORMATION****Product name : Centrifuge tube, polypropylene, amber, 50 ml Premium Line**

**Description :** Conical bottom without skirt. Suitable for cryogenic storage at -80°C. Certified DNase, RNase and Pyrogen free. Withstands high RCF of 16000xg. Leak proof, HDPE cap. Labelling area: highly visible and solvent resistant. Amber colour and opaque, 0% light transmission between 270 – 600 nm. Sterilized by radiation. Resealable bag. Sterilization certificate included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Autoclavability



Available in standard size and economy size



Suitable for photo-sensitive samples



DNase and RNase free



Sterile by gamma radiation

**TECHNICAL DATA**

| reference    | capacity | type        | pcs/pack |
|--------------|----------|-------------|----------|
| PTGP-A50-025 | 50 ml    | non-sterile | 25       |
| PTGP-AE5-025 | 50 ml    | sterile     | 25       |
| PTGP-A50-500 | 50 ml    | non-sterile | 20 x 25  |
| PTGP-AE5-500 | 50 ml    | sterile     | 20 x 25  |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 3,96    | 0,53 | 39239000 | 08434868089136 |
| PTGP-AE5-025 | 3,96    | 0,01 | 39239000 | 08434868089143 |
| PTGP-A50-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| PTGP-AE5-500 | 0       | 0,00 |          |                |

**PRODUCT PHOTO****MATERIAL****MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## MORE TECHNICAL DATA

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
|                           |                |
|                           | Specs          |
| Tube Diameter             | 29,5 ± 0,5 mm  |
| Avg. Wall Thickness       | 1,25 ± 0,3 mm  |
| Tube Height (w/cap)       | 114,5 ± 1,5 mm |
| Product Height (with cap) | 116,2 ± 1,5 mm |
| Cap Outer Diameter        | 35,0 ± 0,5 mm  |
| Tube Weight               | 10,4 ± 0,3 gm  |
| Closure Weight            | 3,0 ± 0,3 gm   |
| Product Unit Weight       | 13,4 ± 0,5 gm  |
| Graduation Range          | 5 - 50 ml      |
| Graduation Interval       | 2,5 ml         |
| Maximum RCF               | 18000 x g      |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Tube à centrifuger, gradué, ambre, en PP, 50 ml Premium Line**

**Description :** Fond conique sans jupe. Convient pour le stockage cryogénique à -80 °C. Certifié sans DNase, RNase, non pyrogène. Résiste à une FCR élevée de 16000 xg. Étanche. Bouchon en HDPE. Zone d'étiquetage résistantes aux solvants. Opaque, de couleur ambre, 0% de transmission lumineuse entre 270 – 600 nm Le modèle stérile l'est par radiation. Sac refermable. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)



Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Pour échantillons photosensibles



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | type        | unités par ref. |
|--------------|----------|-------------|-----------------|
| PTGP-A50-025 | 50 ml    | non stérile | 25              |
| PTGP-AE5-025 | 50 ml    | stérile     | 25              |
| PTGP-A50-500 | 50 ml    | non stérile | 20 x 25         |
| PTGP-AE5-500 | 50 ml    | stérile     | 20 x 25         |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 3,96    | 0,53 | 39239000 | 08434868089136 |
| PTGP-AE5-025 | 3,96    | 0,01 | 39239000 | 08434868089143 |
| PTGP-A50-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| PTGP-AE5-500 | 0       | 0,00 |          |                |

## PHOTO PRODUIT

## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## MORE TECHNICAL DATA

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
|                           |                |
|                           | Specs          |
| Tube Diameter             | 29,5 ± 0,5 mm  |
| Avg. Wall Thickness       | 1,25 ± 0,3 mm  |
| Tube Height (w/cap)       | 114,5 ± 1,5 mm |
| Product Height (with cap) | 116,2 ± 1,5 mm |
| Cap Outer Diameter        | 35,0 ± 0,5 mm  |
| Tube Weight               | 10,4 ± 0,3 gm  |
| Closure Weight            | 3,0 ± 0,3 gm   |
| Product Unit Weight       | 13,4 ± 0,5 gm  |
| Graduation Range          | 5 - 50 ml      |
| Graduation Interval       | 2,5 ml         |
| Maximum RCF               | 18000 x g      |

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Provetta per centrifuga in polipropilene ambrato, 50 ml Premium Line**

**Descrizione :** Fondo conico senza base d'appoggio. Adatta allo stoccaggio criogenico a -80 °C. Materiale privo di DNase, RNase e pirogeni. Resistenza alla forza centrifuga: 16000 xg. Chiusura ermetica in HDPE. Area di scrittura con banda opaca. Colore ambrato e opaco, 0% di trasmissione della luce tra 270 e 600 nm. Il modello sterile è tale mediante irraggiamento. Sacchetto risigillabile. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Per campioni fotosensibili



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione gamma

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | tipo        | unità per ref. |
|--------------|----------|-------------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 50 ml    | non sterile | 25             |
| PTGP-AE5-025 | 50 ml    | sterile     | 25             |
| PTGP-A50-500 | 50 ml    | non sterile | 20 x 25        |
| PTGP-AE5-500 | 50 ml    | sterile     | 20 x 25        |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 3,96    | 0,53 | 39239000 | 08434868089136 |
| PTGP-AE5-025 | 3,96    | 0,01 | 39239000 | 08434868089143 |
| PTGP-A50-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| PTGP-AE5-500 | 0       | 0,00 |          |                |

## FOTO DEL PRODOTTO

## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

| Specs                     |                |
|---------------------------|----------------|
| Tube Diameter             | 29,5 ± 0,5 mm  |
| Avg. Wall Thickness       | 1,25 ± 0,3 mm  |
| Tube Height (w/cap)       | 114,5 ± 1,5 mm |
| Product Height (with cap) | 116,2 ± 1,5 mm |
| Cap Outer Diameter        | 35,0 ± 0,5 mm  |
| Tube Weight               | 10,4 ± 0,3 gm  |
| Closure Weight            | 3,0 ± 0,3 gm   |
| Product Unit Weight       | 13,4 ± 0,5 gm  |
| Graduation Range          | 5 - 50 ml      |
| Graduation Interval       | 2,5 ml         |
| Maximum RCF               | 18000 x g      |

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Centrifugebuis van amberkleurig PP, 50 ml Premium Line**

**Beschrijving :** Conische bodem zonder rok. Geschikt voor cryogene opslag bij -80 °C. Materiaal vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Weerstand tegen centrifugeren: 16000 xg. Hermetische sluiting van HDPE. Amber ondoorzichtig, 0% lichttransmissie tussen 270 – 600 nm. Matte strook met schrijfruimte. Het steriele model is steriel door bestraling. Hersluitbare zak. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Geschikt voor fotosensitieve producten



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door gammastraling

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | type         | stuks per ref. |
|--------------|------------|--------------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 50 ml      | niet-steriel | 25             |
| PTGP-AE5-025 | 50 ml      | steriel      | 25             |
| PTGP-A50-500 | 50 ml      | niet-steriel | 20 x 25        |
| PTGP-AE5-500 | 50 ml      | steriel      | 20 x 25        |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 3,96    | 0,53 | 39239000 | 08434868089136 |
| PTGP-AE5-025 | 3,96    | 0,01 | 39239000 | 08434868089143 |
| PTGP-A50-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| PTGP-AE5-500 | 0       | 0,00 |          |                |

## PRODUKTFOTO

## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

[illegible]

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Zentrifugenröhrchen aus PP, braun, 50 ml Premium Line**

**Beschreibung** : Konischer Boden ohne Stehrand. Geeignet für die kryogene Lagerung bei -80 °C. Material DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Zentrifugierbarkeit: 16000 xg. Hermetischer HDPE-Verschluss. Opak in braun, 0 % Lichtdurchlässigkeit zwischen 270 – 600 nm. Mattes Beschriftungsfeld. Sterilisiert durch Bestrahlung. Wiederverschließbarer Beutel. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com)).



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Für photosensible Proben



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Typ      | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|---------|----------|----------------------|
| PTGP-A50-025  | 50 ml   | unsteril | 25                   |
| PTGP-AE5-025  | 50 ml   | steril   | 25                   |
| PTGP-A50-500  | 50 ml   | unsteril | 20 x 25              |
| PTGP-AE5-500  | 50 ml   | steril   | 20 x 25              |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTGP-A50-025 | 3,96    | 0,53 | 39239000 | 08434868089136 |
| PTGP-AE5-025 | 3,96    | 0,01 | 39239000 | 08434868089143 |
| PTGP-A50-500 | 0       | 0,00 |          |                |
| PTGP-AE5-500 | 0       | 0,00 |          |                |

## PRODUKTFOTO

## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

## WEITERE TECHNISCHE DATEN

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
|                           |                |
| Specs                     |                |
| Tube Diameter             | 29,5 ± 0,5 mm  |
| Avg. Wall Thickness       | 1,25 ± 0,3 mm  |
| Tube Height (w/cap)       | 114,5 ± 1,5 mm |
| Product Height (with cap) | 116,2 ± 1,5 mm |
| Cap Outer Diameter        | 35,0 ± 0,5 mm  |
| Tube Weight               | 10,4 ± 0,3 gm  |
| Closure Weight            | 3,0 ± 0,3 gm   |
| Product Unit Weight       | 13,4 ± 0,5 gm  |
| Graduation Range          | 5 - 50 ml      |
| Graduation Interval       | 2,5 ml         |
| Maximum RCF               | 18000 x g      |