

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón de rosca DIN-18**Descripción :** Tapón y junta de polietileno. Para los frascos de vidrio de referencia FRGN, FRGA, FRGB y FRGGProducto disponible tanto en formato estándar
como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	color	unidades por ref.
TP18-201-020	DIN-18	negro	20
TP18-202-020	DIN-18	blanco	20
TP18-201-1K0	DIN-18	negro	1000
TP18-202-1K0	DIN-18	blanco	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP18-201-020	0,047	0,01	39235090	08434868095779
TP18-202-020	0,047	0,01	39235090	08434868105102
TP18-201-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868097094
TP18-202-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868105096

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** DIN-18 screw cap**Description :** Polyethylene liner and cap. For our glass bottles FRGN, FRGA, FRGB and FRGG

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	screw	color	pcs/pack
TP18-201-020	DIN-18	black	20
TP18-202-020	DIN-18	white	20
TP18-201-1K0	DIN-18	black	1000
TP18-202-1K0	DIN-18	white	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP18-201-020	0,047	0,01	39235090	08434868095779
TP18-202-020	0,047	0,01	39235090	08434868105102
TP18-201-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868097094
TP18-202-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868105096

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon vissant DIN-18**Description :** Bouchon et joint en polyéthylène. Pour les flacons en verre ayant comme références FRGN, FRGA, FRGB et FRGG

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	couleur	unités par ref.
TP18-201-020	DIN-18	noir	20
TP18-202-020	DIN-18	blanc	20
TP18-201-1K0	DIN-18	noir	1000
TP18-202-1K0	DIN-18	blanc	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP18-201-020	0,047	0,01	39235090	08434868095779
TP18-202-020	0,047	0,01	39235090	08434868105102
TP18-201-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868097094
TP18-202-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868105096

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo a vite DIN-18**Descrizione :** Tappo e guarnizione in polietilene. Per contenitori in vetro con referenze FRGA, FRGN, FRGB e FRGG

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	filettatura	colore	unità per ref.
TP18-201-020	DIN-18	nero	20
TP18-202-020	DIN-18	bianco	20
TP18-201-1K0	DIN-18	nero	1000
TP18-202-1K0	DIN-18	bianco	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP18-201-020	0,047	0,01	39235090	08434868095779
TP18-202-020	0,047	0,01	39235090	08434868105102
TP18-201-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868097094
TP18-202-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868105096

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIN-18 schroefdop**Beschrijving :** Dop en pakking van polyethyleen. Voor glazen flessen met referentie FRGN, FRGA, FRGB en FRGG

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	kleur	stuks per ref.
TP18-201-020	DIN-18	zwart	20
TP18-202-020	DIN-18	wit	20
TP18-201-1K0	DIN-18	zwart	1000
TP18-202-1K0	DIN-18	wit	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP18-201-020	0,047	0,01	39235090	08434868095779
TP18-202-020	0,047	0,01	39235090	08434868105102
TP18-201-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868097094
TP18-202-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868105096

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C



astik's

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schraubverschluss, DIN-18

Beschreibung : Verschluss und Dichtung aus Polyethylen. Für die Glasflaschen mit den Artikelnummern FRGN, FRGA, FRGB und FRGG.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Farbe	Stückzahlpro Artikel
TP18-201-020	DIN-18	schwarz	20
TP18-202-020	DIN-18	weiß	20
TP18-201-1K0	DIN-18	schwarz	1000
TP18-202-1K0	DIN-18	weiß	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP18-201-020	0,047	0,01	39235090	08434868095779
TP18-202-020	0,047	0,01	39235090	08434868105102
TP18-201-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868097094
TP18-202-1K0	4,7	9,20	39235090	08434868105096

PRODUKTFOTO

