



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bandejas y clips de fijación para incubadoras con agitación INC-S

Descripción :

Las incubadoras INC-S (CTSI-050-001 y CTSI-070-001) incluyen una bandeja con resortes metálicos removibles. Esta bandeja puede retirarse para poder utilizar las bandejas CTSI-A00-001 (para CTSI-050-001) y CTSI-A01-001 (para CTSI-070-001) junto con los correspondientes clips de fijación CTSI-A02-001, CTSI-A03-001, CTSI-A04-001 y CTSI-A05-001



DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CTSI-A00-001	bandeja (380 x 320 x 100 mm) para CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	bandeja (480 x 315 x 100 mm) para CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	clip de fijación para matraz de 100 ml para incubadora con agitación	1
CTSI-A03-001	clip de fijación para matraz de 250 ml para incubadora con agitación	1
CTSI-A04-001	clip de fijación para matraz de 500 ml para incubadora con agitación	1
CTSI-A05-001	clip de fijación para matraz de 1000 ml para incubadora con agitación	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Platforms and clips for shaking incubators INC-S

Description :

The incubators INC-S (CTSI-050-001 and CTSI-070-001) includes a tray with removable metal springs. This tray can be removed to use the optional trays CTSI-A00-001 (for CTSI-050-001) and CTSI-A01-001 (for CTSI-070-001) along with the corresponding fixing clips CTSI-A02-001, CTSI-A03-001, CTSI-A04-001 and CTSI-A05-001

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CTSI-A00-001	tray (380 x 320 x 100 mm) for CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	tray (480 x 315 x 100 mm) for CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	100 ml flask clip for shaking incubator	1
CTSI-A03-001	250 ml flask clip for shaking incubator	1
CTSI-A04-001	500 ml flask clip for shaking incubator	1
CTSI-A05-001	1000 ml flask clip for shaking incubator	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plateformes et clips de fixation pour incubateurs avec agitation INC-S

Description :



Les incubateurs INC-S (CTSI-050-001 et CTSI-070-001) comprennent une plateforme avec des ressorts métalliques amovibles. Cette plateforme peut être retirée pour utiliser les plateformes optionnelles CTSI-A00-001 (pour CTSI-050-001) et CTSI-A01-001 (pour CTSI-070-001) ainsi que les clips de fixation correspondants CTSI-A02-001, CTSI-A03-001, CTSI-A04-001 et CTSI-A05-001

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CTSI-A00-001	plateforme (380 x 320 x 100 mm) pour CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	plateforme (480 x 315 x 100 mm) pour CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	clip de fixation pour flacon de 100 ml pour incubateur avec agitation	1
CTSI-A03-001	clip de fixation pour flacon de 250 ml pour incubateur avec agitation	1
CTSI-A04-001	clip de fixation pour flacon de 500 ml pour incubateur avec agitation	1
CTSI-A05-001	clip de fixation pour flacon de 1000 ml pour incubateur avec agitation	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piattaforme e clip di fissaggio per incubatore con agitazione INC-S

Descrizione :



Gli incubatori INC-S (CTSI-050-001 e CTSI-070-001) includono una piattaforma con molle metalliche rimovibili. Questa piattaforma può essere rimossa per utilizzare le piattaforme opzionali CTSI-A00-001 (per CTSI-050-001) e CTSI-A01-001 (per CTSI-070-001) insieme alle corrispondenti clip di fissaggio CTSI-A02-001, CTSI-A03-001, CTSI-A04-001 e CTSI-A05-001

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CTSI-A00-001	piattaforma (380 x 320 x 100 mm) per CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	piattaforma (480 x 315 x 100 mm) per CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 100 ml per incubatore con agitazione	1
CTSI-A03-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 250 ml per incubatore con agitazione	1
CTSI-A04-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 500 ml per incubatore con agitazione	1
CTSI-A05-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 1000 ml per incubatore con agitazione	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Trays en bevestigingsclips voor schudincubators INC-S

Beschrijving :



De incubators INC-S (CTSI-050-001 en CTSI-070-001) bevatten een tray met verwijderbare metalen veren. Deze tray kan worden verwijderd om de optionele trays CTSI-A00-001 (voor CTSI-050-001) en CTSI-A01-001 (voor CTSI-070-001) te gebruiken, samen met de bijbehorende bevestigingsclips CTSI-A02-001, CTSI-A03-001, CTSI-A04-001 en CTSI-A05-001

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CTSI-A00-001	tray (380 x 320 x 100 mm) voor CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	tray (480 x 315 x 100 mm) voor CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	bevestigingsclip voor kolf van 100 ml voor schudincubator	1
CTSI-A03-001	bevestigingsclip voor kolf van 250 ml voor schudincubator	1
CTSI-A04-001	bevestigingsclip voor kolf van 500 ml voor schudincubator	1
CTSI-A05-001	bevestigingsclip voor kolf van 1000 ml voor schudincubator	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Böden und Befestigungsclips für Inkubatoren mit Schüttelung INC-S

Beschreibung :

Die Inkubatoren INC-S (CTSI-050-001 und CTSI-070-001) enthalten einen Boden mit abnehmbaren Metallfedern. Dieser Boden kann herausgenommen werden, um die optionalen Böden CTSI-A00-001 (für CTSI-050-001) und CTSI-A01-001 (für CTSI-070-001) zusammen mit den entsprechenden Befestigungsclips CTSI-A02-001, CTSI-A03-001, CTSI-A04-001 und CTSI-A05-001 zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
CTSI-A00-001	Boden (380 x 320 x 100 mm) für CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	Boden (480 x 315 x 100 mm) für CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	Befestigungsclip für 100 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1
CTSI-A03-001	Befestigungsclip für 250 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1
CTSI-A04-001	Befestigungsclip für 500 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1
CTSI-A05-001	Befestigungsclip für 1000 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4,00	84198998	08434868097599
CTSI-A01-001	12,5	6,00	84198998	08434868097605
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	08434868097612
CTSI-A03-001	0	0,00	84198998	08434868097629
CTSI-A04-001	2,5	0,50	84198998	08434868097636
CTSI-A05-001	0	0,00	84198998	08434868097643

