

Hoja de producto

Fecha rev.: 03/02/2025
Ref. Doc: PDS-1670

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mortero de acero inoxidable con mano

Descripción :

Fabricado en acero inoxidable 304. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	hint. (mm)	htotal (mm)	descripción	unidades por ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	-	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	-	1
MORA-070-001	750 ml	140	80	105	-	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	-	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	-	1
PESS-135-001	-	-	-	-	mano de acero inoxidable	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	0,25	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	0,5	0,86	73269092	08434868109834
MORA-070-001	0,686	0,92	73269092	08434868097698
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Stainless steel mortar with pestle

Description : Made of 304 stainless steel. Price includes mortar and pestle

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	hint.(mm)	htotal (mm)	description	pcs/pack
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	-	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	-	1
MORA-070-001	750 ml	140	80	105	-	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	-	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	-	1
PESS-135-001	-	-	-	-	stainless steel pestle	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	0,25	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	0,5	0,86	73269092	08434868109834
MORA-070-001	0,686	0,92	73269092	08434868097698
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

PRODUCT PHOTO

Fiche produit

Date : 03/02/2025
Ref. Doc : PDS-1670

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mortier avec pilon an acier inoxydable

Description :

Fabriqué en acier inoxydable 304. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	hint. (mm)	htotale (mm)	description	unités par ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	-	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	-	1
MORA-070-001	750 ml	140	80	105	-	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	-	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	-	1
PESS-135-001	-	-	-	-	pilon en acier inoxydable	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	0,25	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	0,5	0,86	73269092	08434868109834
MORA-070-001	0,686	0,92	73269092	08434868097698
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mortaio e pestello in acciaio inossidabile

Descrizione :

Realizzato in acciaio inossidabile 304. Il prezzo include mortaio e pestello

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	hint. (mm)	htotale (mm)	descrizione	unità per ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	-	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	-	1
MORA-070-001	750 ml	140	80	105	-	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	-	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	-	1
PESS-135-001	-	-	-	-	pestello di acciaio inossidabile	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	0,25	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	0,5	0,86	73269092	08434868109834
MORA-070-001	0,686	0,92	73269092	08434868097698
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

FOTO DEL PRODOTTO

Revisiedatum: 03/02/2025
Ref. Doc.: PDS-1670

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : RVS vijzel met stamper

Beschrijving :

Gemaakt van RVS 304. Prijzen zijn voor de set van vijzel en stamper

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	hint. (mm)	htotaal (mm)	beschrijving	stuks per ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	-	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	-	1
MORA-070-001	750 ml	140	80	105	-	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	-	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	-	1
PESS-135-001	-	-	-	-	stamper van RVS	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	0,25	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	0,5	0,86	73269092	08434868109834
MORA-070-001	0,686	0,92	73269092	08434868097698
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mörser aus Edelstahl mit Pistill

Beschreibung :

Aus Edelstahl 304. Die Preise entsprechen dem Set aus Mörser und Pistill.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	Höhe inn. (mm)	Hgesamt (mm)	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	-	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	-	1
MORA-070-001	750 ml	140	80	105	-	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	-	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	-	1
PESS-135-001	-	-	-	-	Stößel aus Edelstahl	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	0,25	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	0,5	0,86	73269092	08434868109834
MORA-070-001	0,686	0,92	73269092	08434868097698
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

PRODUKTFOTO