

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tijeras Premium Line**Descripción :** De acero inoxidable tipo 410. Autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
SCIP-14A-001	145	disección recta, aguda/aguda (A)	1
SCIP-14B-001	145	disección recta, aguda/roma (B)	1
SCIP-14C-001	145	disección recta, roma/roma (C)	1
SCIP-14D-001	140	disección Mayo curva, aguda/aguda (D)	1
SCIP-13E-001	130	disección Iris, recta, aguda/aguda (E)	1
SCIP-130-001	130	microscopía recta Iris, aguda/aguda (F)	1
SCIP-200-001	200	uso general, mango de PVC (G)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCIP-14A-001	0,056	0,05	82130000	08434868098985
SCIP-14B-001	0,048	0,05	82130000	08434868098992
SCIP-14C-001	0,048	0,05	82130000	08434868099005
SCIP-14D-001	0,075	0,05	82130000	08434868105119
SCIP-13E-001	0,195	0,05	82130000	08434868105126
SCIP-130-001	0,195	0,05	82130000	08434868099012
SCIP-200-001	0,384	0,05	82130000	08434868099319

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Scissors Premium Line**Description :** Made of stainless steel grade 410. Autoclavable

Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
SCIP-14A-001	145	dissection straight, pointed/pointed (A)	1
SCIP-14B-001	145	dissection straight, pointed/blunt (B)	1
SCIP-14C-001	145	dissection straight, blunt/blunt (C)	1
SCIP-14D-001	140	dissection Mayo curved, pointed/pointed (D)	1
SCIP-13E-001	130	dissection Iris, straight, pointed/pointed (E)	1
SCIP-130-001	130	microscopy straight, pointed/pointed (F)	1
SCIP-200-001	200	for general use, with PVC handle (G)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCIP-14A-001	0,056	0,05	82130000	08434868098985
SCIP-14B-001	0,048	0,05	82130000	08434868098992
SCIP-14C-001	0,048	0,05	82130000	08434868099005
SCIP-14D-001	0,075	0,05	82130000	08434868105119
SCIP-13E-001	0,195	0,05	82130000	08434868105126
SCIP-130-001	0,195	0,05	82130000	08434868099012
SCIP-200-001	0,384	0,05	82130000	08434868099319

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ciseau Premium Line**Description :** En acier inoxydable type 410. Autoclavable


Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
SCIP-14A-001	145	à dissection droit, pointu/pointu (A)	1
SCIP-14B-001	145	à dissection droit, pointu/arrondi (B)	1
SCIP-14C-001	145	à dissection droit, arrondi/arrondi (C)	1
SCIP-14D-001	140	à dissection Mayo courbé, pointu/pointu (D)	1
SCIP-13E-001	130	à dissection Iris, droits, pointu/pointu (E)	1
SCIP-130-001	130	à microscopie droit, pointu/pointu (F)	1
SCIP-200-001	200	à usage général, manche en PVC (G)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCIP-14A-001	0,056	0,05	82130000	08434868098985
SCIP-14B-001	0,048	0,05	82130000	08434868098992
SCIP-14C-001	0,048	0,05	82130000	08434868099005
SCIP-14D-001	0,075	0,05	82130000	08434868105119
SCIP-13E-001	0,195	0,05	82130000	08434868105126
SCIP-130-001	0,195	0,05	82130000	08434868099012
SCIP-200-001	0,384	0,05	82130000	08434868099319



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Forbici Premium Line**Descrizione :** In acciaio inox classe 410. Autoclavabile

Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
SCIP-14A-001	145	per dissezione rette, acuta/acuta (A)	1
SCIP-14B-001	145	per dissezione rette, acuta/smussa (B)	1
SCIP-14C-001	145	per dissezione rette, smussa/smussa (C)	1
SCIP-14D-001	140	per dissezione Mayo curve, acuta/acuta (D)	1
SCIP-13E-001	130	per dissezione Iris rette, acuta/acuta (E)	1
SCIP-130-001	130	per microscopia rette, acuta/acuta (F)	1
SCIP-200-001	200	per uso generale, manico in PVC (G)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCIP-14A-001	0,056	0,05	82130000	08434868098985
SCIP-14B-001	0,048	0,05	82130000	08434868098992
SCIP-14C-001	0,048	0,05	82130000	08434868099005
SCIP-14D-001	0,075	0,05	82130000	08434868105119
SCIP-13E-001	0,195	0,05	82130000	08434868105126
SCIP-130-001	0,195	0,05	82130000	08434868099012
SCIP-200-001	0,384	0,05	82130000	08434868099319

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schaar Premium Line**Beschrijving :** Gemaakt van roestvrij staal type 410. Autoclaveerbaar.

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
SCIP-14A-001	145	dissectie recht, scherp/scherp (A)	1
SCIP-14B-001	145	dissectie recht, scherp/stomp (B)	1
SCIP-14C-001	145	dissectie recht, stomp/stomp (C)	1
SCIP-14D-001	140	dissectie Mayo gebogen, scherp/scherp (D)	1
SCIP-13E-001	130	dissectie Iris recht, scherp/scherp (E)	1
SCIP-130-001	130	microscoop recht, scherp/scherp (F)	1
SCIP-200-001	200	algemeen gebruik, PVC-steel (G)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCIP-14A-001	0,056	0,05	82130000	08434868098985
SCIP-14B-001	0,048	0,05	82130000	08434868098992
SCIP-14C-001	0,048	0,05	82130000	08434868099005
SCIP-14D-001	0,075	0,05	82130000	08434868105119
SCIP-13E-001	0,195	0,05	82130000	08434868105126
SCIP-130-001	0,195	0,05	82130000	08434868099012
SCIP-200-001	0,384	0,05	82130000	08434868099319


PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Scheren Premium Line

Beschreibung : Aus Edelstahl 410. Autoklavierbar.


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
SCIP-14A-001	145	gerade, spitz/spitz (A)	1
SCIP-14B-001	145	gerade, spitz/stumpf (B)	1
SCIP-14C-001	145	gerade, stumpf/stumpf (C)	1
SCIP-14D-001	140	gebogene, Mayo, spitz/spitz (D)	1
SCIP-13E-001	130	gerade, Iris, spitz/spitz (E)	1
SCIP-130-001	130	Mikroskopierschere, gerade, spitz/spitz (F)	1
SCIP-200-001	200	zum allgemeinen Gebrauch, PVC-Griff (G)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCIP-14A-001	0,056	0,05	82130000	08434868098985
SCIP-14B-001	0,048	0,05	82130000	08434868098992
SCIP-14C-001	0,048	0,05	82130000	08434868099005
SCIP-14D-001	0,075	0,05	82130000	08434868105119
SCIP-13E-001	0,195	0,05	82130000	08434868105126
SCIP-130-001	0,195	0,05	82130000	08434868099012
SCIP-200-001	0,384	0,05	82130000	08434868099319

PRODUKTFOTO

