

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Aro estabilizador para matraces**Descripción :** Metal forrado de PVC. Evita que floten los matraces sumergidos en baños**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Øinterior (mm)	Øexterior(mm)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WEIR-048-001	45	82	260	para matraces cuello estrecho 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	para matraces cuello estrecho 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	para matraces cuello estrecho 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	para matraces cuello estrecho 1000 - 4000 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,2216713	0,20	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,2955931	0,45	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,3596818	0,84	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,88	73269092	08434868053649

FOTO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Plomo forrado de PVC

GENERAL INFORMATION

Product name : Closed lead ring**Description :** Made of PVC coated steel. Designed to stabilize erlenmeyer flasks immersed in water

TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	Øouter (mm)	weight (g)	type	pcs/pack
WEIR-048-001	45	82	260	for 125 - 500 ml narrow neck flasks	1
WEIR-056-001	56	90	520	for 250 - 1000 ml narrow neck flasks	1
WEIR-061-001	61	95	830	for 500 - 2000 ml narrow neck flasks	1
WEIR-074-001	74	108	1000	for 1000 - 4000 ml narrow neck flasks	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,2216713	0,20	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,2955931	0,45	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,3596818	0,84	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,88	73269092	08434868053649

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

PVC coated steel

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Anneau stabilisateur pour fiole**Description :** Métal recouvert en PVC. Evite le flottement des fioles immergées

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	Øextérieur (mm)	poids (g)	type	unités par ref.
WEIR-048-001	45	82	260	pour fiole à col étroit 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	pour fiole à col étroit 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	pour fiole à col étroit 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	pour fiole à col étroit 1000 - 4000 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,2216713	0,20	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,2955931	0,45	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,3596818	0,84	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,88	73269092	08434868053649

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Plomb recouvert de PVC

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Anello di zavorrata per beute**Descrizione :** Metallo rivestito in PVC. Stabilizza le beute immerse a bagnomaria evitando che si rovescino

DATI TECNICI

referenza	Øinterno (mm)	Øesterno (mm)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WEIR-048-001	45	82	260	per beute collo stretto 125-500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	per beute collo stretto 250-1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	per beute collo stretto 500-2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	per beute collo stretto 1000-4000 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,2216713	0,20	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,2955931	0,45	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,3596818	0,84	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,88	73269092	08434868053649

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Piombo rivestito in PVC

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Stabilisatorring voor kolven**Beschrijving :** Met PVC gevoerd metaal. Voorkomt dat ondergedompelde kolven in baden gaan drijven

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	binnenØ (mm)	buitenØ(mm)	gewicht (g)	type	stuks per ref.
WEIR-048-001	45	82	260	voor kolven smalle hals 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	voor kolven smalle hals 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	voor kolven smalle hals 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	voor kolven smalle hals 1000 - 4000 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,2216713	0,20	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,2955931	0,45	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,3596818	0,84	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,88	73269092	08434868053649

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Met PVC gevoerd lood



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Beschwerungsring für Kolben
Beschreibung : Metall mit PVC-Beschichtung. Verhindert das Treiben der Kolben im Wasserbad.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øinnen(mm)	Øaußen(mm)	Gewicht (g)	Typ	Stückzahlpro Artikel
WEIR-048-001	45	82	260	für Kolben, Enghals, 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	für Kolben, Enghals, 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	für Kolben, Enghals, 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	für Kolben, Enghals, 1000 - 4000 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,2216713	0,20	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,2955931	0,45	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,3596818	0,84	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,88	73269092	08434868053649

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Blei mit PVC-Mantel