



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Viscosímetro digital, VD2M

Descripción : Instrumento empleado para la medición de la viscosidad. Rango de medición entre 1 y 2.000.000 mPa-s, exactitud de $\pm 5\%$ (líquido newtoniano). Velocidad de 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 y 60 rpm. Incluye cuatro rotores. Dimensiones exteriores (L x A x H): 370 x 325 x 280 mm. 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 10\%$. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VISC-2M0-001	viscosímetro, VD2M	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Digital viscometer, VD2M

Description : Instrument used for measuring viscosity. Measurement range between 1 and 2,000,000 mPa·s, accuracy of $\pm 5\%$ (Newtonian liquid). Speed of 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30 and 60 rpm. Includes four rotors. External dimensions (L x W x H): 370 x 325 x 280 mm. 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 10\%$. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
VISC-2M0-001	viscometer, VD2M	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Viscosimètre numérique, VD2M

Description : Instrument utilisé pour la mesure de la viscosité. Plage de mesure entre 1 et 2.000.000 mPa.s, précision de $\pm 5\%$ (liquide newtonien). 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 et 60 rpm. Inclut quatre rotors. Dimensions extérieures (L x l x H) : 370 x 325 x 280 mm. 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 10\%$. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
VISC-2M0-001	viscosimètre, VD2M	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728

PHOTO PRODUIT





Data: 22/05/2025
Ref. Doc: PDS-1784

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Viscosimetro digitale, VD2M

Descrizione : Strumento impiegato per la misurazione della viscosità. Intervallo di misura tra 1 e 2.000.000 mPa.s, accuratezza di $\pm 5\%$ (fluido newtoniano). Velocità di 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 e 60 rpm. Include quattro rotori. Dimensioni esterne (L x P x A): 370 x 325 x 280 mm. 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 10\%$. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
VISC-2M0-001	viscosimetro, VD2M	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728

FOTO DEL PRODOTTO





Revisiedatum: 22/05/2025
Ref. Doc.: PDS-1784

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale viscometer, VD2M

Beschrijving : Instrument dat wordt gebruikt voor het meten van de viscositeit. Meetbereik van 1 tot 2.000.000 mPa.s, nauwkeurigheid $\pm 5\%$ (Newtoniaanse vloeistof). Snelheden van 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 en 60 rpm. Bevat vier rotoren. Uitwendige afmetingen (L x B x H): 370 x 325 x 280 mm. 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 10\%$. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
VISC-2M0-001	viscosimeter, VD2M	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Viskosimeter, digital, VD2M

Beschreibung : Gerät zur Messung der Viskosität. Messbereich von 1 bis 2.000.000 mPa·s, Genauigkeit $\pm 5\%$ (newtonsche Flüssigkeit). Geschwindigkeiten: 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12, 30 und 60 min^{-1} . Vier Rotoren inbegriffen. Abmessungen (L x B x H): 370 x 325 x 280 mm. 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 10\%$. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
VISC-2M0-001	Viskosimeter, VD2M	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728

PRODUKTFOTO

