

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Balanza de precisión portátil, MPB

Descripción : Aplicaciones: Cuenta piezas, cálculo de porcentaje, conversión de unidades, densidad. Permite trabajos de campo ya que puede utilizarse con pilas o conectado a la corriente. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Plato en inox. de 170 x 170 mm, Interfaz RS232. Calibración externa. 110-240 V. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	precisión	dimensiones plato	unidades por ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Portable precision balance, MPB**

Description : Applications: Piece counting, percentage calculation, unit conversion, density. Suitable for fieldwork as it can be used with 4 AA batteries or connected to the mains. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Stainless steel platform of 170 x 170 mm, RS232 interface. External calibration. 110-240 V. 1-year warranty



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	precision	pan size	pcs/pack
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Balance de Précision Portable, MPB**

Description : Applications : Comptage de pièces, calcul de pourcentage, conversion d'unités, densité. Convient pour le travail sur le terrain car peut être utilisée avec 4 piles AA ou branchée sur secteur. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Plateau en inox de 170 x 170 mm, interface RS232. Calibration externe. 110-240 V. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	précision	dimensions plateau	unités par ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Bilancia di Precisione Portatile, MPB**

Descrizione : Applicazioni: Contapezzi, calcolo delle percentuali, conversione delle unità, densità. Adatta per lavori sul campo poiché può essere utilizzata con 4 batterie AA o collegata alla corrente. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Piatto in acciaio inox di 170 x 170 mm, interfaccia RS232. Calibrazione esterna. 110-240 V. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	accuratezza	dimensioni piatto	unità per ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

FOTO DEL PRODOTTO

Revisiedatum: 09/05/2025

Ref. Doc.: PDS-1788

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Draagbare Precisieweegschaal, MPB**

Beschrijving : Toepassingen: Stukstelling, procentberekening, eenhedenconversie, dichtheid. Geschikt voor veldwerk omdat de weegschaal kan worden gebruikt met 4 AA-batterijen of aangesloten op het stroomnet. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. RVS-plateau van 170 x 170 mm, RS232-interface. Externe kalibratie. 110-240 V. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	nauwkeurigheid	afmetingen plaat	stuks per ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Tragbare Präzisionswaage, MPB**

Beschreibung : Verwendung: Stückzählen, Prozentsatzberechnung, Einheitenumrechnung, Dichte. Geeignet für den Feldeinsatz, da es mit 4 AA-Batterien oder am Netz betrieben werden kann. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Edelstahlplatte von 170 x 170 mm, RS232-Schnittstelle. Externe Kalibrierung. 110-240 V. 1 Jahr Garantie.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Präzision	Maße Platte	Stückzahlpro Artikel
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PRODUKTFOTO