

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bureta automática Schilling con franja Schellbach, clase B

Descripción : Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a ISO 385. Con frasco de plástico (1000 ml), abrazadera de plástico, soporte y tubo de PTFE. Certificado de lote disponible en la web


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
SBUG-010-001	10 ml	1
SBUG-025-001	25 ml	1
SBUG-050-001	50 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUG-010-001	26,96625	1,50	70.17.9010	08434868109384
SBUG-025-001	26,22	2028,00	70.17.9010	08434868109391
SBUG-050-001	26,22	2,01	70.17.9010	08434868109407

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Automatic Schilling burette, Schellbach-type, class B**Description :** Made of top quality 3.3 borosilicate glass. In compliance with ISO 385. With plastic bottle (1000 ml), clamp, stand and PTFE pipe. Batch certificate included, available on the website


TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
SBUG-010-001	10 ml	1
SBUG-025-001	25 ml	1
SBUG-050-001	50 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUG-010-001	26,96625	1,50	70.17.9010	08434868109384
SBUG-025-001	26,22	2028,00	70.17.9010	08434868109391
SBUG-050-001	26,22	2,01	70.17.9010	08434868109407

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Burette automatique de Schilling avec frange bleue de Schellbach, classe B**Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 385. Avec flacon en plastique (1000 ml), pince en plastique, support et tube en PTFE. Certificat de lot disponible sur le site web


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
SBUG-010-001	10 ml	1
SBUG-025-001	25 ml	1
SBUG-050-001	50 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUG-010-001	26,96625	1,50	70.17.9010	08434868109384
SBUG-025-001	26,22	2028,00	70.17.9010	08434868109391
SBUG-050-001	26,22	2,01	70.17.9010	08434868109407

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Buretta automatica Schilling con striscia Schellbach, classe B**Descrizione :** Realizzata in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a ISO 385. Con bottiglia in plastica (1000 ml), morsetto in plastica, supporto e tubo in PTFE. Certificato di lotto incluso, disponibile sul sito web


DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
SBUG-010-001	10 ml	1
SBUG-025-001	25 ml	1
SBUG-050-001	50 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUG-010-001	26,96625	1,50	70.17.9010	08434868109384
SBUG-025-001	26,22	2028,00	70.17.9010	08434868109391
SBUG-050-001	26,22	2,01	70.17.9010	08434868109407

FOTO DEL PRODOTTO




Revisiedatum: 21/03/2025
Ref. Doc.: PDS-1793**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Automatische Schilling-Buret met Schellbach-streep, klasse B****Beschrijving :** Gefabriceerd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3, voldoet aan ISO 385. Met plastic fles (1000 ml), plastic klem, houder en PTFE-buis. Batchcertificaat beschikbaar op de website**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	capaciteit	stuks per ref.
SBUG-010-001	10 ml	1
SBUG-025-001	25 ml	1
SBUG-050-001	50 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUG-010-001	26,96625	1,50	70.17.9010	08434868109384
SBUG-025-001	26,22	2028,00	70.17.9010	08434868109391
SBUG-050-001	26,22	2,01	70.17.9010	08434868109407

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Titrierburette nach Schilling, automatisch, mit Schellbachstreifen, Klasse B

Beschreibung : Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß ISO-Norm 385. Mit Kunststoffflasche (1000 ml), -klammer, -halter und PTFE-Schlauch. Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Stückzahlpro Artikel
SBUG-010-001	10 ml	1
SBUG-025-001	25 ml	1
SBUG-050-001	50 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SBUG-010-001	26,96625	1,50	70.17.9010	08434868109384
SBUG-025-001	26,22	2028,00	70.17.9010	08434868109391
SBUG-050-001	26,22	2,01	70.17.9010	08434868109407

PRODUKTFOTO

