

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Densímetro de uso general**Descripción :** No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20°C. Unidad: g/ml. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango (g/ml)	precisión(g/ml)	división (g/ml)	unidades por ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,252	0,08	90258080	08434868109643

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Commercial grade density hydrometers

Description : Not standardized. Reading below meniscus. Calibrated at 20°C. Unit: g/ml. These instruments are not delivered with calibration certificates

TECHNICAL DATA

reference	range (g/ml)	accuracy (g/ml)	division (g/ml)	pcs/pack
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,252	0,08	90258080	08434868109643

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Densimètre pour usage général****Description :** Non normalisé. Lecture en dessous du ménisque. Calibré à 20 °C Unité : g/ml. N'est pas livré avec certificat d'étalonnage**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	gamme (g/ml)	précision (g/ml)	division (g/ml)	unités par ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,252	0,08	90258080	08434868109643

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Densimetro per uso generico**Descrizione :** Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

DATI TECNICI

referenza	variabilità (g/ml)	accuratezza (g/ml)	divisione (g/ml)	unità per ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,252	0,08	90258080	08434868109643

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 22/04/2025

Ref. Doc.: PDS-1798

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Dichtheidsmeter voor algemeen gebruik****Beschrijving :** Niet genormaliseerd. Aflezing onder de meniscus. Gekalibreerd bij 20 °C. Eenheid: g/ml. Deze instrumenten zijn niet verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bereik (g/ml)	nauwkeurigheid(g/ml)	verdeling (g/ml)	stuks per ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,252	0,08	90258080	08434868109643



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch**Beschreibung :** Nicht normalisiert. Lesung unterhalb des Meniskus. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: g/ml.
Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich (g/ mm)	Präzision (g/ml)	Division (g/ml)	Stückzahlpro Artikel
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,252	0,08	90258080	08434868109643

PRODUKTFOTO



