



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bomba de vacío, LBX B, 10 l/min, 0,075 Mpa

Descripción : Bomba compacta y ligera. 100% libre de aceite, lo que la hace una bomba limpia y libre de mantenimiento. Vacuómetro incluido. Funcionamiento silencioso (<40 dB). Apto para usos prolongados (24 h). Protección contra sobrecargas, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	caudal nominal	vacío máx.	potencia máx.	conector para tubo	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
VACU-B10-001	10 L/min	0.075 Mpa	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Vacuum pump, LBX B, 10 l/min, 0,075 Mpa

Description : Basic laboratory product for occasional use. Compact and light weight. 100% oil-free transfer, clean and maintenance free. Adjustable vacuum. Vacuum gauge included. Silent running (



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	flow rate at atm. pres.	max. vacuum	max. power	connector for tube	dimensions (length x width x height)	pcs/pack
VACU-B10-001	10 L/min	0.075 Mpa	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pompe à vide, LBX B, 10 l/min, 0,075 Mpa**Description :** Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Pompe compacte et légère. 100% sans huile (propre et sans entretien). Vide réglable. Vacuomètre inclus. Fonctionnement silencieux (<40 dB). Adaptée pour une utilisation prolongée (24 h). Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits. Dimensions extérieures (L x l x H) : 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantie 1 an

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	débit nominal	vide	puissance maximale	embout pour tube	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
VACU-B10-001	10 L/min	0.075 Mpa	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pompa per vuoto, LBX B, 10 l/min, 0,075 Mpa

Descrizione : Attrezzatura base da laboratorio di per uso occasionale. Pompa compatta e leggera. Completamente senza olio, cosa che la rende una pompa pulita e che non necessita di manutenzione. Vuoto regolabile. Vacuometro incluso. Funzionamento silenzioso (<40 dB). Adatta per un uso prolungato (24 h). Protezione da sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento, protezione contro i cortocircuiti. Dimensioni esterne (L x h x l): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	portata nominale	vuoto max	potenza max	connettore per tubo	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
VACU-B10-001	10 L/min	0.075 Mpa	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Vacuümpomp, LBX B, 10 l/min, 0,075 Mpa

Beschrijving : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Compacte en lichte pomp. 100% olievrij, wat het een schone en onderhoudsvrije pomp maakt. Instelbaar vacuüm. Vacuümmeter inbegrepen. Stille werking (<40 dB). Geschikt voor langdurig gebruik (24 h). Beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting. Externe afmetingen (L x B x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantie 1 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nominale stroom	vacuümax.	vermogenmax.	connector voor buis	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
VACU-B10-001	10 L/min	0.075 Mpa	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vakuumpumpe, LBX B, 10 l/min, 0,075 Mpa

Beschreibung : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Kompakte und leichte Pumpe. Zu 100 % ölfrei, was sie zu einer sauberen und wartungsfreien Pumpe macht. Regulierbares Vakuum. Vakuummeter inbegriffen. Geräuscharmer Betrieb (<40 dB). Geeignet für den längeren Gebrauch (24 h). Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz. Außenmaße (L x B x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Förderleistung	Vakuum max.	Leistung max.	Schlauchanschl uss	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahlpro Artikel
VACU-B10-001	10 L/min	0.075 Mpa	20 W	Ø 6 mm	192 x 100 x 135 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	7,965	2,05	84141025	08434868109919

PRODUKTFOTO

