

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 10 ml, Standard, Line

Descripción : Puntas sueltas en bolsas. Modelo tipo Finn (compatibles con Oxford, MLA). Color neutralEsterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPC-10K-100	no graduada	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868111073

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min



astik's

Date rev.: 04/02/2025
Doc. Ref: PDS-1807

GENERAL INFORMATION

Product name : Micropipette tips, polypropylene, 10 ml, Standard, Line
Description : Loose tips in bags. Finn type model (compatible with Oxford, MLA). Neutral colorAutoclavability

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPC-10K-100	non-graduated	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868111073

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 10 ml, Standard, Line**Description :** Pointes en vrac dans des sacs. Modèle type Finn (compatible avec Oxford, MLA). Couleur neutre Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPC-10K-100	non graduée	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868111073

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in pp per micropipete,10 ml, Standard Line**Descrizione :** Punte sfuse in sacchetti. Modello tipo Finn (compatibile con Oxford, MLA). Colore neutroAutoclavabile

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPC-10K-100	non graduata	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868111073

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Revisiedatum: 02/04/2025

Ref. Doc.: PDS-1807

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tips voor micropipetten van pp, 10 ml, Standard Line**Beschrijving :** Losse punten in zakken. Finn-type model (compatibel met Oxford, MLA). Neutrale kleur Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPC-10K-100	niet-gegradueerd	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868111073

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.



astik's

Datum Rev.: 02/04/2025
Ref. Dok.: PDS-1807

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten,10 ml, Standard Line
Beschreibung : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Typ Finn (kompatibel mit Oxford, MLA). Farblos.
Autoklavierbar.Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
TIPC-10K-100	nicht graduiert	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPC-10K-100	0,8	0,15	90269000	08434868111073

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL
Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.