

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cualitativo, velocidad lenta**Descripción :** Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,06%) utilizado para la filtración de precipitados muy finos. Gramaje 100 g/m², poro 2 - 3 µm, espesor 200 µm. Disponible en discos y plegado. Equivalencia: Whatman 5

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
QLDS-070-100	70	discos	100
QLDS-090-100	90	discos	100
QLDS-110-100	110	discos	100
QLDS-125-100	125	discos	100
QLDS-150-100	150	discos	100
QLDS-185-100	185	discos	100
QLDS-240-100	240	discos	100
QLDS-111-100	110	plegado	100
QLDS-126-100	125	plegado	100
QLDS-151-100	150	plegado	100
QLDS-201-100	200	plegado	100
QLDS-251-100	250	plegado	100
QLDS-401-100	400	plegado	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,06	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,09	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,13	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,15	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,23	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,34	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,57	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,18	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,23	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,39	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,60	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,41	48232000	08434868038301

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Qualitative filter paper, low ash, slow flow rate**Description :** Low ash content paper (max 0.06%) used for fine filtration of small particles precipitates. Surface weight 100 g/m², pore 2 - 3 µm, thickness 200 µm. Available in flat disks and folded. Equivalent to: Whatman 5**TECHNICAL DATA**

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
QLDS-070-100	70	disk	100
QLDS-090-100	90	disk	100
QLDS-110-100	110	disk	100
QLDS-125-100	125	disk	100
QLDS-150-100	150	disk	100
QLDS-185-100	185	disk	100
QLDS-240-100	240	disk	100
QLDS-111-100	110	folded	100
QLDS-126-100	125	folded	100
QLDS-151-100	150	folded	100
QLDS-201-100	200	folded	100
QLDS-251-100	250	folded	100
QLDS-401-100	400	folded	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,06	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,09	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,13	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,15	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,23	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,34	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,57	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,18	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,23	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,39	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,60	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,41	48232000	08434868038301

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre qualitatif, filtration lente**Description :** Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines.
Grammage 100 g/m², pore 2 - 3 µm, épaisseur 200 µm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence :
Whatman 5

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
QLDS-070-100	70	plat	100
QLDS-090-100	90	plat	100
QLDS-110-100	110	plat	100
QLDS-125-100	125	plat	100
QLDS-150-100	150	plat	100
QLDS-185-100	185	plat	100
QLDS-240-100	240	plat	100
QLDS-111-100	110	plissé	100
QLDS-126-100	125	plissé	100
QLDS-151-100	150	plissé	100
QLDS-201-100	200	plissé	100
QLDS-251-100	250	plissé	100
QLDS-401-100	400	plissé	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,06	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,09	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,13	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,15	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,23	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,34	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,57	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,18	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,23	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,39	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,60	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,41	48232000	08434868038301



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro qualitativa, velocità bassa**Descrizione :** Carta a ridotto contenuto di ceneri (contenuto massimo 0,06 %) utilizzata per la filtrazione di precipitati molto fini. Peso 100 g/m², porosità 2-3 µm, spessore 200 µm. Disponibile in filtri circolari e plissettati. Equivalenza: Whatman 5

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
QLDS-070-100	70	standard	100
QLDS-090-100	90	standard	100
QLDS-110-100	110	standard	100
QLDS-125-100	125	standard	100
QLDS-150-100	150	standard	100
QLDS-185-100	185	standard	100
QLDS-240-100	240	standard	100
QLDS-111-100	110	plissettati	100
QLDS-126-100	125	plissettati	100
QLDS-151-100	150	plissettati	100
QLDS-201-100	200	plissettati	100
QLDS-251-100	250	plissettati	100
QLDS-401-100	400	plissettati	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,06	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,09	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,13	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,15	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,23	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,34	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,57	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,18	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,23	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,39	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,60	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,41	48232000	08434868038301



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Kwalitatief filterpapier, langzaam filtrerend****Beschrijving :** Papier met een laag asgehalte (maximaal gehalte 0,06%) gebruikt voor de filtratie van zeer fijne precipitaten. Gramgewicht 100 g/m², porie 2 - 3 µm, dikte 200 µm. Beschikbaar in schijven en geplooid. Equivalent: Whatman 5**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
QLDS-070-100	70	schijven	100
QLDS-090-100	90	schijven	100
QLDS-110-100	110	schijven	100
QLDS-125-100	125	schijven	100
QLDS-150-100	150	schijven	100
QLDS-185-100	185	schijven	100
QLDS-240-100	240	schijven	100
QLDS-111-100	110	geplooid	100
QLDS-126-100	125	geplooid	100
QLDS-151-100	150	geplooid	100
QLDS-201-100	200	geplooid	100
QLDS-251-100	250	geplooid	100
QLDS-401-100	400	geplooid	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,06	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,09	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,13	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,15	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,23	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,34	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,57	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,18	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,23	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,39	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,60	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,41	48232000	08434868038301

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, qualitativ, langsam filtrierend

Beschreibung : Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximaler Gehalt 0,06 %) für die Filtration von sehr feinen Präzipitaten. Grammatur 100 g/m², Porengröße 2 - 3 µm und Dicke 200 µm. Erhältlich als Rund- und Faltenfilter. Äquivalenz: Whatman 5.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
QLDS-070-100	70	Rundfilter	100
QLDS-090-100	90	Rundfilter	100
QLDS-110-100	110	Rundfilter	100
QLDS-125-100	125	Rundfilter	100
QLDS-150-100	150	Rundfilter	100
QLDS-185-100	185	Rundfilter	100
QLDS-240-100	240	Rundfilter	100
QLDS-111-100	110	Faltenfilter	100
QLDS-126-100	125	Faltenfilter	100
QLDS-151-100	150	Faltenfilter	100
QLDS-201-100	200	Faltenfilter	100
QLDS-251-100	250	Faltenfilter	100
QLDS-401-100	400	Faltenfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,06	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,09	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,13	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,15	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,23	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,34	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,57	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,13	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,18	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,23	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,39	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,60	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,41	48232000	08434868038301

