



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Lápiz con punta de diamante

Descripción : Adecuado para cortar y marcar en vidrio. Se suministra con tapa. Material de la punta: diamante industrial hecho de piedra dura natural

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	Ø(mm)	unidades por ref.
DIPE-001-001	140	7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DIPE-001-001	0,075	0,10	90279090	08434868112704

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Diamond-tipped pencil

Description : Suitable for cutting and marking on glass. Supplied with a cap. Tip material: industrial diamond made from natural hard stone

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	Ø (mm)	pcs/pack
DIPE-001-001	140	7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DIPE-001-001	0,075	0,10	90279090	08434868112704

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Crayon à pointe en diamant

Description : Idéal pour couper et marquer le verre. Livré avec un capuchon. Matériau de la pointe : diamant industriel fabriqué à partir de pierre dure naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	Ø (mm)	unités par ref.
DIPE-001-001	140	7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DIPE-001-001	0,075	0,10	90279090	08434868112704

PHOTO PRODUIT





Data: 28/05/2025
Ref. Doc: PDS-1827

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Matita con punta di diamante

Descrizione : Adatta per tagliare e marcare sul vetro. Fornita con tappo. Materiale della punta: diamante industriale ottenuto da pietra dura naturale

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	Ø(mm)	unità per ref.
DIPE-001-001	140	7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DIPE-001-001	0,075	0,10	90279090	08434868112704

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/05/2025
Ref. Doc.: PDS-1827

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Potlood met diamanten punt

Beschrijving : Geschikt voor het krassen en markeren op glas. Geleverd met dop. Puntmateriaal: industrieel diamant gemaakt van natuurlijke harde steen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	Ø(mm)	stuks per ref.
DIPE-001-001	140	7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DIPE-001-001	0,075	0,10	90279090	08434868112704

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Diamantschreiber

Beschreibung : Geeignet zum Schneiden und Markieren auf Glas. Mit Deckel. Material der Spitze: industrieller Diamant aus natürlichem Hartgestein.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Ø(mm)	Stückzahlpro Artikel
DIPE-001-001	140	7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DIPE-001-001	0,075	0,10	90279090	08434868112704

PRODUKTFOTO

