

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Gradilla para tubos de ensayo anti-vuelco, PP**Descripción :** Diseñada para tubos con un volumen de 12 a 18 ml. Función anti-vuelco gracias a un sistema de pestañas en cada posición. Capacidad para 50 tubos

Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	b (mm)	tipo	unidades por ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	color blanco	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : Anti-tip test tube rack, PP**Description :** Designed for tubes with a volume of 12 to 18 ml. Anti-tip function thanks to a tab system in each position. Can hold up to 50 tubes

Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	b (mm)	type	pcs/pack
TTGR-W50-001	50	200	115	white colour	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Porte-tubes à essai anti-renversement, PP**Description :**

Conçu pour des tubes de 12 à 18 ml. Fonction anti-basculante grâce à un système de languettes dans chaque position. Peut contenir jusqu'à 50 tubes



Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	b (mm)	type	unités par ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	couleur blanche	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Griglia anti-ribaltamento per provette, PP**Descrizione :** Progettato per provette con un volume da 12 a 18 ml. Funzione anti-ribaltamento grazie a un sistema di alette in ogni posizione. Può contenere fino a 50 provette

Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	b (mm)	tipo	unità per ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	colore bianco	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Revisiedatum: 03/03/2025
Ref. Doc.: PDS-1829

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Anti-kantel reageerbuisrek, PP**Beschrijving :** Ontworpen voor buizen met een inhoud van 12 tot 18 ml. Anti-kantelfunctie dankzij een lipjessysteem in elke positie. Kan tot 50 buizen bevatten

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
TTGR-W50-001	50	200	115	witte kleur	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Reagenzglasständer, PP, kippsicher**Beschreibung :**

Entwickelt für Röhrchen mit einem Volumen von 12 bis 18 ml. Kippfunktion dank eines Laschensystems in jeder Position. Kann bis zu 50 Röhrchen aufnehmen.



Autoklavierbar


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	b (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
TTGR-W50-001	50	200	115	weiß	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTGR-W50-001	1,756625	0,13	39269097	08434868111783

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.