

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Microscopio biológico Vision**

Descripción : Microscopio monocular con marco metálico resistente y acabado anti-manchas. Cabezal inclinado 45° y rotatorio 360°, oculares WF10X/18 mm, y revólver triple con objetivos acromáticos DIN 4X, 10X y 40X. Platina de 110 x 120 mm con clips, enfoque coaxial fino y grueso, condensador N.A. 0.65 con diafragma de iris, e iluminación LED ajustable. Incluye adaptador AC/DC, funda, fusible, filtros azul y verde, y asa de transporte. Garantía 2 añosEl producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MP01-001-001	cabezal monocular	1
MPAC-055-001	platina mecánica acoplable de 110x120mm, rango de movimiento 60x30mm	1
MPAC-054-001	objetivo acromático de 60x	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Biological Microscope Vision**

Description : Monocular microscope with a durable metal frame and stain-resistant finish. 45° inclined and 360° rotatable head, WF10X/18 mm eyepieces, and triple revolving nosepiece with DIN 4X, 10X, and 40X achromatic objectives. 110 x 120 mm stage with clips, fine and coarse coaxial focusing, N.A. 0.65 condenser with iris diaphragm, and adjustable LED illumination. Includes AC/DC adapter, cover, fuse, blue and green filters, and carrying handle. 2-year warranty. Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MP01-001-001	monocular head	1
MPAC-055-001	attachable mechanical stage 110×120mm, movement range 60x30mm	1
MPAC-054-001	60x achromatic objective	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microscope biologique Vision

Description : Microscope monoculaire avec un cadre métallique robuste et une finition résistante aux taches. Tête inclinée 45° et rotative à 360°, oculaires WF10X/18 mm, et tourelle triple avec objectifs achromatiques DIN 4X, 10X et 40X. Platine de 110 x 120 mm avec pinces, mise au point coaxiale fine et grossière, condensateur N.A. 0,65 avec diaphragme à iris, et éclairage LED réglable. Comprend un adaptateur AC/DC, une housse, un fusible, des filtres bleu et vert, et une poignée de transport. Garantie 2 ans Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MP01-001-001	tête monoculaire	1
MPAC-055-001	platine mécanique fixable de 110x120mm, plage de mouvement 60x30mm	1
MPAC-054-001	objectif achromatique 60x	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Microscopio biologico Vision

Descrizione : Microscopio monocular con struttura in metallo resistente e finitura antimacchia. Testa inclinata a 45° e rotabile a 360°, oculari WF10X/18 mm, e revolver triplo con obiettivi acromatici DIN 4X, 10X e 40X. Tavolino 110 x 120 mm con fermagli, messa a fuoco coassiale fine e grossolana, condensatore N.A. 0.65 con diaframma a iride, e illuminazione LED regolabile. Include adattatore AC/DC, custodia, fusibile, filtri blu e verde, e maniglia per il trasporto. Garanzia 2 anni Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MP01-001-001	testata monocular	1
MPAC-055-001	platina meccanica accoppiabile di 110x120mm, range di movimento 60x30mm	1
MPAC-054-001	obiettivo acromatico 60X	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Biologische microscoop Vision

Beschrijving : Monoculaire microscoop met een stevig metalen frame en een vlekbestendige afwerking. 45° gekanteld en 360° draaibare kop, WF10X/18 mm oculairs en drevoudige revolver met DIN 4X, 10X en 40X achromatische objectieven. 110 x 120 mm tafel met klemmen, fijne en grove coaxiale scherpstelling, condensor N.A. 0,65 met irisdiafragma, en verstelbare LED-verlichting. Inclusief AC/DC-adapter, hoes, zekering, blauwe en groene filters en draaghandvat. 2 jaar garantieProduct voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MP01-001-001	monoculaire kop	1
MPAC-055-001	koppelbare mechanische tafel 110×120mm, bewegingsbereik 60x30mm	1
MPAC-054-001	60X achromatisch objectief	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Biologisches Mikroskop, Vision

Beschreibung : Monokulares Mikroskop mit stabilem Metallrahmen und fleckenresistenter Oberfläche. Kopf mit 45°-Neigung und 360°-Drehung, Weitfeld-Okular WF10X/18mm und Dreifach-Objektivrevolver mit achromatischen Objektiven DIN 4X, 10X und 40X. Objekttisch mit den Maßen 110 x 120 mm und Clips, feine und grobe koaxiale Fokussierung, Kondensor A.N. 0,65 mit Irisblende und einstellbare LED-Beleuchtung. AC/DC-Adapter, Abdeckung, Sicherung, blaue und grüne Filter sowie Tragegriff inbegriffen. Garantie 2 Jahre. Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MP01-001-001	monokularer Kopf	1
MPAC-055-001	anbringbare mechanischer Objekttisch 110 x 120 mm, Bewegungsbereich 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	60x achromatisches Objektiv	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

PRODUKTFOTO

