

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Microscopio biológico Vision+**


Descripción : Cabezal monocular, binocular o trinocular (según modelo) inclinado a 30°, ajuste interpupilar de 55-75 mm y rotatorio 360°. Revólver cuádruple, oculares WF10X/18 mm y objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X y 100X (con resorte y aceite). Platina mecánica de doble capa (132 x 142 mm) con rango de movimiento 75 x 40 mm. Enfoque coaxial fino y grueso con precisión de 0.004 mm. Condensador Abbe NA 1.20 con diafragma de iris e iluminación LED ajustable. Incluye funda, fusible, filtros y adaptador de 100-240V. Garantía 2 añosEl producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MP02-001-001	cabezal monocular	1
MP02-002-001	cabezal binocular Seidentopf	1
MP02-003-001	cabezal trinocular Seidentopf	1
MPAC-014-001	objetivo plano-acromático de 20X	1
MPAC-015-001	objetivo plano-acromático de 60X	1
MPAC-005-001	ocular de 15X	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	9,60	90118000	08434868111882
MP02-003-001	76,56	9,60	90118000	08434868111899
MPAC-014-001	3	0,50	90119090	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119090	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119090	08434868112032



GENERAL INFORMATION**Product name : Biological Microscope Vision+**

Description : Monocular, binocular, or trinocular head (depending on model) inclined at 30°, interpupillary adjustment of 55-75 mm, and 360° rotatable. Quadruple revolving nosepiece, WF10X/18 mm eyepieces, and achromatic objectives 4X, 10X, 40X, and 100X (spring-loaded and oil immersion). Double-layer mechanical stage (132 x 142 mm) with a movement range of 75 x 40 mm. Coarse and fine coaxial focusing with 0.004 mm precision. Abbe condenser NA 1.20 with iris diaphragm and adjustable LED illumination. Includes cover, fuse, filters, and 100-240V adapter. 2-year warranty. Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MP02-001-001	monocular head	1
MP02-002-001	Seidentopf binocular head	1
MP02-003-001	Seidentopf trinocular head	1
MPAC-014-001	20X plan-achromatic objective	1
MPAC-015-001	60X plan-achromatic objective	1
MPAC-005-001	15X eyepiece	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	9,60	90118000	08434868111882
MP02-003-001	76,56	9,60	90118000	08434868111899
MPAC-014-001	3	0,50	90119090	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119090	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119090	08434868112032

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microscope biologique Vision+

Description : Tête monoculaire, binoculaire ou trinoculaire (selon le modèle) inclinée à 30°, ajustement interpupillaire de 55-75mm et rotation à 360°. Revolver quadruple, oculaires WF10X/18 mm et objectifs achromatiques 4X, 10X, 40X et 100X (à ressort et immersion à l'huile). Platine mécanique double couche (132 x 142 mm) avec plage de déplacement de 75 x 40 mm. Mise au point coaxiale fine et grossière avec une précision de 0,004 mm. Condenseur Abbe NA 1,20 avec diaphragme à iris et éclairage LED réglable. Comprend une housse, un fusible, des filtres et un adaptateur 100-240V. Garantie 2 ans Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MP02-001-001	tête monoculaire	1
MP02-002-001	tête binoculaire Seidentopf	1
MP02-003-001	tête trinoculaire Seidentopf	1
MPAC-014-001	objectif plan-achromatique 20X	1
MPAC-015-001	objectif plan-achromatique 60X	1
MPAC-005-001	oculaire 15X	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	9,60	90118000	08434868111882
MP02-003-001	76,56	9,60	90118000	08434868111899
MPAC-014-001	3	0,50	90119090	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119090	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119090	08434868112032



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Microscopio biologico Vision+

Descrizione : Testa monoculare, binoculare o trinoculare (a seconda del modello) inclinata a 30°, regolazione interpupillare da 55-75mm e rotazione a 360°. Revolver quadruplo, oculari WF10X/18 mm e obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X e 100X (a molla e a immersione d'olio). Tavolino meccanico a doppio strato (132 x 142 mm) con escursione di 75 x 40 mm. Messa a fuoco coassiale fine e grossolana con precisione di 0,004 mm. Condensatore Abbe NA 1.20 con diaframma a iride e illuminazione LED regolabile. Include custodia, fusibile, filtri e adattatore 100-240V. Garanzia 2 anni. Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MP02-001-001	testata monoculare	1
MP02-002-001	testata binoculare Seidentopf	1
MP02-003-001	testata trinoculare Seidentopf	1
MPAC-014-001	obiettivo plan-acromatico 20X	1
MPAC-015-001	obiettivo plan-acromatico 60X	1
MPAC-005-001	oculare 15X	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	9,60	90118000	08434868111882
MP02-003-001	76,56	9,60	90118000	08434868111899
MPAC-014-001	3	0,50	90119090	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119090	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119090	08434868112032



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Biologische microscoop Vision+


Beschrijving : Monoculaire, binoculaire of trinoculaire kop (afhankelijk van het model) 30° gekanteld, interpupillaire aanpassing van 55-75 mm en 360° draaibaar. Viervoudige revolver, WF10X/18 mm oculairs en achromatische objectieven 4X, 10X, 40X en 100X (met veer en olie). Dubbel-laagse mechanische tafel (132 x 142 mm) met een bewegingsbereik van 75 x 40 mm. Grove en fijne coaxiale scherpstelling met een precisie van 0,004 mm. Abbe-condensor NA 1,20 met irisdiafragma en verstelbare LED-verlichting. Inclusief hoes, zekering, filters en 100-240V adapter. 2 jaar garantie Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MP02-001-001	monoculaire kop	1
MP02-002-001	Seidentopf binoculaire kop	1
MP02-003-001	Seidentopf trinoculaire kop	1
MPAC-014-001	20X plan-achromatisch objectief	1
MPAC-015-001	60X plan-achromatisch objectief	1
MPAC-005-001	15X oculair	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	9,60	90118000	08434868111882
MP02-003-001	76,56	9,60	90118000	08434868111899
MPAC-014-001	3	0,50	90119090	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119090	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119090	08434868112032



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Biologisches Mikroskop, Vision+

Beschreibung : Monokular-, Binokular- oder Trinokularkopf (je nach Modell), 30°-Neigung, Augenabstand einstellbar zwischen 55 mm und 75 mm und 360° drehbar. Vierfach-Objektivrevolver, Weitfeld-Okular WF10X/18mm und achromatische Objektive 4X, 10X, 40X und 100X (mit Feder und Öl). Doppelschichtiger, mechanischer Objekttisch (132 x 142 mm) mit einem Verstellbereich von 75 x 40 mm. Koaxiale Grob- und Feinfokussierung mit einer Präzision von 0,004 mm. Kondensor Abbe A.N. 1,20 mit Irisblende und einstellbarer LED-Beleuchtung. Abdeckung, Sicherung, Filter und 100-240V-Adapter inbegriffen. Garantie 2 Jahre. Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MP02-001-001	monokularer Kopf	1
MP02-002-001	binokularer Kopf, Typ Siedentopf	1
MP02-003-001	trinokularer Kopf, Typ Siedentopf	1
MPAC-014-001	20X plan-achromatisches Objektiv	1
MPAC-015-001	60X plan-achromatisches Objektiv	1
MPAC-005-001	15X Okular	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	9,60	90118000	08434868111882
MP02-003-001	76,56	9,60	90118000	08434868111899
MPAC-014-001	3	0,50	90119090	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119090	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119090	08434868112032

