

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Filtros de microfibra de vidrio, grado GFFA (1,6 µm)

Descripción : Fabricados a partir de microfibras de vidrio 100% borosilicato sin ligantes. Filtración muy rápida con gran retención de partículas finas y gran capacidad de carga. Para uso general de laboratorio. Puede usarse a temperaturas muy altas. Gramaje 37 g/m², poro 1,6 µm, espesor 190 µm. Disponible en discos. Equivalencia: Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, S and S GF50

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
GFFA-025-100	25	discos	100
GFFA-047-100	47	discos	100
GFFA-055-100	55	discos	100
GFFA-090-100	90	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GFFA-025-100	2,052	0,02	48232000	08434868024823
GFFA-047-100	0,02	0,02	48232000	08434868024830
GFFA-055-100	0,192	0,02	48232000	08434868024847
GFFA-090-100	0,396	0,05	48232000	08434868024854

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Glass microfiber filter, grade GFFA (1,6 µm)

Description : Paper made from 100% borosilicate glass microfiber, without binder. Very fast filtration with a high retention and capacity of fine particles . For general laboratory use. Can be used at very high temperature. Surface weight 37 g/m², pore 1,6 µm, thickness 190 µm. Available in flat disks. Equivalent to: Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, S&S GF50

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
GFFA-025-100	25	disk	100
GFFA-047-100	47	disk	100
GFFA-055-100	55	disk	100
GFFA-090-100	90	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GFFA-025-100	2,052	0,02	48232000	08434868024823
GFFA-047-100	0,02	0,02	48232000	08434868024830
GFFA-055-100	0,192	0,02	48232000	08434868024847
GFFA-090-100	0,396	0,05	48232000	08434868024854

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Filtre en microfibre de verre, grade GFFA (1,6 µm)**Description :**

Fabriqué à partir de microfibres de verre 100% borosilicaté sans liant. Filtration très rapide avec grande rétention des particules fines et grande capacité de charge. Pour un usage général de laboratoire. Peut s'utiliser à très hautes températures. Grammage 37 g/m², pore 1,6 µm, épaisseur 190 µm. Disponible en disques plats. Équivalence : Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, S&S GF50

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
GFFA-025-100	25	plat	100
GFFA-047-100	47	plat	100
GFFA-055-100	55	plat	100
GFFA-090-100	90	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GFFA-025-100	2,052	0,02	48232000	08434868024823
GFFA-047-100	0,02	0,02	48232000	08434868024830
GFFA-055-100	0,192	0,02	48232000	08434868024847
GFFA-090-100	0,396	0,05	48232000	08434868024854

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Filtri in microfibra di vetro, grado GFFA (1,6 µm)

Descrizione : Realizzato a partire da microfibre di vetro 100 % borosilicato senza leganti. Filtrazione molto veloce con elevata ritenzione di particelle fini e grande capacità di carico. Per uso generico di laboratorio. Adatto per l'uso a temperature molto elevate. Grammatura 37 g/m², porosità 1,6 µm, spessore 190 µm. Disponibile in filtri standard. Equivalenza: Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, S&S GF50

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
GFFA-025-100	25	standard	100
GFFA-047-100	47	standard	100
GFFA-055-100	55	standard	100
GFFA-090-100	90	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GFFA-025-100	2,052	0,02	48232000	08434868024823
GFFA-047-100	0,02	0,02	48232000	08434868024830
GFFA-055-100	0,192	0,02	48232000	08434868024847
GFFA-090-100	0,396	0,05	48232000	08434868024854

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam :** Glasvezel microfilter, GFFA-klasse (1,6 µm)

Beschrijving : Gemaakt van 100% borosilicaatglas microvezels zonder bindmiddelen. Zeer snelle filtratie met grote retentie van fijne deeltjes en hoge belastbaarheid. Voor algemeen laboratoriumgebruik. Kan worden gebruikt bij zeer hoge temperaturen. Gramgewicht 37 g/m², porie 1,6 µm, dikte 190 µm. Beschikbaar in schijven. Equivalent: Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, S en S GF50

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
GFFA-025-100	25	schijven	100
GFFA-047-100	47	schijven	100
GFFA-055-100	55	schijven	100
GFFA-090-100	90	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GFFA-025-100	2,052	0,02	48232000	08434868024823
GFFA-047-100	0,02	0,02	48232000	08434868024830
GFFA-055-100	0,192	0,02	48232000	08434868024847
GFFA-090-100	0,396	0,05	48232000	08434868024854

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Glasfasermikrofilter, Grad GFFA (1,6 µm)

Beschreibung : Aus 100 % Borosilikat-Glasmikrofasern ohne Bindemittel. Sehr schnelle Filtration mit hoher Retention von feinen Partikeln und hoher Aufnahmekapazität. Für den allgemeinen Laborgebrauch. Kann bei hohen Temperaturen verwendet werden. Grammatur 37 g/m², Porengröße 1,6 µm und Dicke 190 µm. Erhältlich als Rundfilter. Äquivalenz: Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, S and S GF50.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
GFFA-025-100	25	Rundfilter	100
GFFA-047-100	47	Rundfilter	100
GFFA-055-100	55	Rundfilter	100
GFFA-090-100	90	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GFFA-025-100	2,052	0,02	48232000	08434868024823
GFFA-047-100	0,02	0,02	48232000	08434868024830
GFFA-055-100	0,192	0,02	48232000	08434868024847
GFFA-090-100	0,396	0,05	48232000	08434868024854

PRODUKTFOTO

