

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel Joseph

Descripción : Papel extrafino de calidad superior para secado o embalaje de vidrio de laboratorio, libre de disolventes o productos químicos. Excelente absorción y secado perfecto que no deja pelusa. Gramaje: 30 g/m². Espesor: 70 µm

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.
JPPF-350-040	350	500	40
JPPF-350-800	350	500	800

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JPPF-350-040	0,01	0,01	48232000	08434868027275
JPPF-350-800	9	4,65	48232000	08434868027282

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Joseph paper**Description :** Extra thin paper, superior quality for wiping or packing laboratory glassware.0 Chemical and solvent-free. Excellent absorption and perfect wiping does not go fluffy. Surface weight: 30 g/m². Thickness: 70 µm

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	w (mm)	pcs/pack
JPPF-350-040	350	500	40
JPPF-350-800	350	500	800

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JPPF-350-040	0,01	0,01	48232000	08434868027275
JPPF-350-800	9	4,65	48232000	08434868027282

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier Joseph

Description : Papier extra fin de qualité supérieure pour essuyage ou emballage de matériel de laboratoire en verre sans solvant ou produit chimique. Excellente absorption et seul essuyage ne peluchant pas. Grammage : 30 g/m². Epaisseur : 70 µm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
JPPF-350-040	350	500	40
JPPF-350-800	350	500	800

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JPPF-350-040	0,01	0,01	48232000	08434868027275
JPPF-350-800	9	4,65	48232000	08434868027282

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Risma di carta Joseph**Descrizione :** Carta extra sottile di qualità superiore per asciugatura o imballaggio della vetreria da laboratorio, priva di solventi o prodotti chimici. Assorbimento eccellente e asciugatura perfetta senza pelucchi residui. Grammatura: 30 g/m². Spessore: 70 µm

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	w (mm)	unità per ref.
JPPF-350-040	350	500	40
JPPF-350-800	350	500	800

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JPPF-350-040	0,01	0,01	48232000	08434868027275
JPPF-350-800	9	4,65	48232000	08434868027282

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Papier Joseph**

Beschrijving : Extra fijn papier van superieure kwaliteit voor het drogen of verpakken van laboratoriumglas, vrij van oplosmiddelen of chemische producten. Uitstekende absorptie en perfecte droging, laat geen pluisjes achter.
Gramgewicht: 30 g/m². Dikte: 70 µm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	b (mm)	stuks per ref.
JPPF-350-040	350	500	40
JPPF-350-800	350	500	800

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JPPF-350-040	0,01	0,01	48232000	08434868027275
JPPF-350-800	9	4,65	48232000	08434868027282

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Joseph-Papier

Beschreibung : Extrafeines, hochwertiges Papier zum Trocknen oder Verpacken von Laborglas, frei von Lösungsmitteln oder chemischen Produkten. Hervorragende Absorption und perfektes Trocknen ohne Fusseln.
Grammatur: 30 g/m². Dicke: 70 µm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	B (mm)	Stückzahlpro Artikel
JPPF-350-040	350	500	40
JPPF-350-800	350	500	800

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JPPF-350-040	0,01	0,01	48232000	08434868027275
JPPF-350-800	9	4,65	48232000	08434868027282

PRODUKTFOTO

