

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel con carbón activo

Descripción : Papel de filtro con carbón activo utilizado para la eliminación de benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y otras moléculas orgánicas pequeñas. Particularmente indicado para filtración de agua y eliminación de olores.
Disponible en discos

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
ACAF-070-100	70	discos	100
ACAF-090-100	90	discos	100
ACAF-110-100	110	discos	100
ACAF-125-100	125	discos	100
ACAF-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,10	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,17	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,09	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,24	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,41	48232000	08434868002241

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Activated carbon paper filter**Description :** Activated carbon paper used to dispose benzene, toluene, xylene, ethylbenzene or other small organic molecules. Commonly used in water filtration and odor removal. Available in flat disks**TECHNICAL DATA**

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
ACAF-070-100	70	disk	100
ACAF-090-100	90	disk	100
ACAF-110-100	110	disk	100
ACAF-125-100	125	disk	100
ACAF-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,10	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,17	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,09	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,24	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,41	48232000	08434868002241

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier charbon actif**Description :** Papier charbon actif utilisé pour l'élimination du benzène, toluène, xylène, éthyle-benzène et d'autres petites molécules organiques. Particulièrement indiqué pour la filtration d'eau et l'élimination des odeurs. Disponible en disques plats

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
ACAF-070-100	70	plat	100
ACAF-090-100	90	plat	100
ACAF-110-100	110	plat	100
ACAF-125-100	125	plat	100
ACAF-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,10	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,17	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,09	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,24	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,41	48232000	08434868002241

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro ai carboni attivi**Descrizione :** Carta da filtro ai carboni attivi utilizzata per eliminare benzene, toluene, xilene, etilbenzene e altre piccole molecole organiche. Particolarmente indicata per la filtrazione di acqua e l'eliminazione di odori. Disponibile in filtri standard

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
ACAF-070-100	70	standard	100
ACAF-090-100	90	standard	100
ACAF-110-100	110	standard	100
ACAF-125-100	125	standard	100
ACAF-150-100	150	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,10	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,17	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,09	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,24	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,41	48232000	08434868002241

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Actief carbonpapier****Beschrijving :** Actief koolstoffilterpapier voor de verwijdering van benzeen, tolueen, xyleen, ethylbenzeen en andere kleine organische moleculen. Bijzonder geschikt voor waterfiltratie en geurverwijdering. Beschikbaar in schijven**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
ACAF-070-100	70	schijven	100
ACAF-090-100	90	schijven	100
ACAF-110-100	110	schijven	100
ACAF-125-100	125	schijven	100
ACAF-150-100	150	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,10	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,17	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,09	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,24	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,41	48232000	08434868002241

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aktivkohle-Filterpapier

Beschreibung : Filterpapier mit Aktivkohle zur Eliminierung von Benzol, Toluol, Xylen, Ethylbenzol und anderen kleinen organischen Molekülen. Insbesondere geeignet für die Filtration von Wasser und die Geruchseliminierung. Erhältlich als Rundfilter.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
ACAF-070-100	70	Rundfilter	100
ACAF-090-100	90	Rundfilter	100
ACAF-110-100	110	Rundfilter	100
ACAF-125-100	125	Rundfilter	100
ACAF-150-100	150	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,10	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,17	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,09	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,24	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,41	48232000	08434868002241

PRODUKTFOTO

