

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : KIT DE DETERMINACIÓN DE DENSIDAD, METRIA****Descripción :** Kit de determinación de densidad para sólidos y líquidos. Compatible con las balanzas de la serie TOUCH y PLUS. Incluye accesorios para la medición en líquidos y soportes específicos para muestras sólidas**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
BAAC-A75-001	para la serie TOUCH y PLUS	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A75-001	19,48	0,80	90160090	0843486811731

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : DENSITY DETERMINATION KIT, METRIA****Description :**  Density determination kit for solids and liquids. Compatible with TOUCH and PLUS balance series. Includes accessories for liquid measurement and dedicated holders for solid samples**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
BAAC-A75-001	for series TOUCH and PLUS	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A75-001	19,48	0,80	90160090	0843486811731

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : KIT DE DÉTERMINATION DE LA DENSITÉ, METRIA****Description :** Kit de détermination de la densité pour solides et liquides. Compatible avec les balances des séries TOUCH et PLUS. Comprend des accessoires pour la mesure dans les liquides et des supports spécifiques pour les échantillons solides.**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
BAAC-A75-001	pour la série TOUCH et PLUS	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A75-001	19,48	0,80	90160090	0843486811731

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : KIT DI DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ, METRIA****Descrizione :** Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi. Compatibile con le bilance delle serie TOUCH e PLUS. Include accessori per la misurazione nei liquidi e supporti dedicati per campioni solidi**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
BAAC-A75-001	per la serie TOUCH e PLUS	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A75-001	19,48	0,80	90160090	0843486811731

FOTO DEL PRODOTTO

Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1977

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : KIT VOOR DICHTHEIDSBEPALING, METRIA

Beschrijving : Dichtheidsbepalingskit voor vaste stoffen en vloeistoffen. Compatibel met de weegschalen van de series TOUCH en PLUS. Bevat accessoires voor vloeistofmetingen en speciale houders voor vaste monsters

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
BAAC-A75-001	voor TOUCH en PLUS-serie	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A75-001	19,48	0,80	90160090	0843486811731

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : SET ZUR DICHTBESTIMMUNG, METRIA****Beschreibung :** Dichtbestimmungs-Set für Feststoffe und Flüssigkeiten. Kompatibel mit den Waagen der Serien TOUCH und PLUS. Enthält Zubehör für Flüssigkeitsmessungen sowie spezielle Halterungen für Feststoffproben.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer

Typ

Stückzahl pro Artikel

BAAC-A75-001

für die Serie TOUCH und PLUS

1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz

vol (cm³)

kg

TARIC

GTIN

BAAC-A75-001

19,48

0,80

90160090

0843486811731

PRODUKTFOTO