

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : REACTIVO LBZOL

Descripción : Reactivo listo para usar a base de fenol y tiocianato de guanidina para el aislamiento de ARN total a partir de tejidos, cultivos celulares y bacterias. Permite obtener ARN adecuado para aplicaciones como RT-PCR y análisis de expresión génica



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	unidades por ref.
TZOL-001-100	2 botellas de 50 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TZOL-001-100	0,1	0,15	38229000	08434868082144

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : LBZOL REAGENT

Description : Ready-to-use reagent based on phenol and guanidinium thiocyanate for the isolation of total RNA from tissues, cell cultures and bacteria. It yields RNA suitable for applications such as RT-PCR and gene expression analysis



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	package	pcs/pack
TZOL-001-100	2 bottles of 50 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TZOL-001-100	0,1	0,15	38229000	08434868082144

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RÉACTIF LBZOL

Description : Réactif prêt à l'emploi à base de phénol et de thiocyanate de guanidinium pour l'isolement de l'ARN total à partir de tissus, de cultures cellulaires et de bactéries. Il permet d'obtenir un ARN adapté à des applications telles que la RT-PCR et l'analyse de l'expression génique



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	unités par ref.
TZOL-001-100	2 flacons de 50 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TZOL-001-100	0,1	0,15	38229000	08434868082144

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : REAGENTE LBZOL

Descrizione : Reagente pronto all'uso a base di fenolo e tiocianato di guanidinio per l'isolamento dell'RNA totale da tessuti, colture cellulari e batteri. Consente di ottenere RNA adatto ad applicazioni quali RT-PCR e analisi dell'espressione genica



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	confezione	unità per ref.
TZOL-001-100	2 flaconi da 50 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TZOL-001-100	0,1	0,15	38229000	08434868082144

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : LBZOL-REAGENS

Beschrijving : Gebruiksklaar reagens op basis van fenol en guanidiniumthiocynaat voor de isolatie van totaal-RNA uit weefsels, celculturen en bacteriën. Hiermee wordt RNA verkregen dat geschikt is voor toepassingen zoals RT-PCR en genexpressieanalyse



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	stuks per ref.
TZOL-001-100	2 flessen van 50 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TZOL-001-100	0,1	0,15	38229000	08434868082144

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : LBZOL-REAGENZ

Beschreibung : Gebrauchsfertiges Reagenz auf Basis von Phenol und Guanidiniumthiocyanat zur Isolierung von Gesamt-RNA aus Geweben, Zellkulturen und Bakterien. Es ermöglicht die Gewinnung von RNA, die für Anwendungen wie RT-PCR und Genexpressionsanalysen geeignet ist.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Stückzahl pro Artikel
TZOL-001-100	2 Flaschen à 50 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TZOL-001-100	0,1	0,15	38229000	08434868082144

PRODUKTFOTO

