

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Rampa de filtración en acero inoxidable

Descripción : Disponible en 3 o 6 posiciones. Las rampas disponen de oliva lateral para conectar un tubo para vacío de diámetro interno 10 mm. Pueden conectarse portafiltros que dispongan de un tapón de medida #8, como FUC3-047-001 o FUSS-047-001. Retirar las juntas tóricas antes de autoclavar

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øint. boca(mm)	l (mm)	descripción	unidades por ref.
MNFA-003-001	33,8	360	rampa de acero inoxidable 3 posiciones	1
MNFA-006-001	33,8	660	rampa de acero inoxidable, 6 posiciones	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	9,8	2,30	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	13,509	3,03	84212980	08434868031210

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Stainless steel filter manifold

Description : Available in 3 or 6 positions. The manifold includes a hose connector for a tubing with internal diameter 10 mm. Can be connected to any filter holder bearing a stopper size #8, such as FUC3-047-001 or FUSS-047-001.
Remove O-rings before autoclaving

TECHNICAL DATA

reference	Øinner mouth (mm)	l(mm)	description	pcs/pack
MNFA-003-001	33,8	360	stainless steel filter manifold, 3 positions	1
MNFA-006-001	33,8	660	stainless steel filter manifold, 6 positions	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	9,8	2,30	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	13,509	3,03	84212980	08434868031210

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Rampe de filtration en acier inoxydable

Description : Disponible avec 3 ou 6 postes. Les rampes disposent d'une olive latérale pour se connecter à un tube à vide de diamètre interne de 10 mm. Les entonnoirs de filtration avec un bouchon de mesure #8 peuvent se connecter, comme la référence FUC3-047-001 ou FUSS-047-001. Retirer les joints toriques avant l'autoclavage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øint. col (mm)	long. (mm)	description	unités par ref.
MNFA-003-001	33,8	360	rampe en acier inoxydable, 3 positions	1
MNFA-006-001	33,8	660	rampe en acier inoxydable, 6 positions	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	9,8	2,30	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	13,509	3,03	84212980	08434868031210

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Rampa di filtrazione in acciaio inox

Descrizione : Disponibile a 3 o 6 posti. Le rampe sono dotate di portagomma laterale per collegare un tubo da vuoto con diametro interno di 10 mm. È possibile collegare portafiltri dotati di un tappo di misura #8, come FUC3-047-001 o FUSS-047-001. Rimuovere gli O-ring prima dell'autoclavazione

DATI TECNICI

referenza	Øint bocchetta (mm)	L (mm)	descrizione	unità per ref.
MNFA-003-001	33,8	360	rampa in acciaio inox a 3 posti	1
MNFA-006-001	33,8	660	rampa in acciaio inox a 6 posti	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	9,8	2,30	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	13,509	3,03	84212980	08434868031210

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Roestvrijstalen meervoudige vacuümfiltratie-eenheid**

Beschrijving : Verkrijgbaar met 3 of 6 posities. Met zijdelingse olijven om een vacuümbuis met een binnendiameter van 10 mm aan te sluiten. Er kunnen filterhouders met een #8-dop worden aangesloten, zoals FUC3-047-001 of FUSS-047-001. O-ringen verwijderen vóór het autoclaveren

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	binnenØ hals(mm)	l (mm)	beschrijving	stuks per ref.
MNFA-003-001	33,8	360	RVS filtratieeenheid 3 posities	1
MNFA-006-001	33,8	660	RVS filtratieeenheid 6 posities	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	9,8	2,30	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	13,509	3,03	84212980	08434868031210

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mehrfach-Vakuum-Filtrationsgerät aus Edelstahl

Beschreibung : Verfügbar mit drei oder sechs Positionen. Mit seitlicher Olive, um einen Vakuumschlauch mit einem Innendurchmesser von 10 mm anzuschließen. Es können Filtrationsaufsätze mit Anschlüssen der Größe #8, etwa FUC3-047-001 oder FUSS-047-001, angeschlossen werden. O-Ringe vor dem Autoklavieren entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØÖffnung inn.(mm)	L (mm)	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
MNFA-003-001	33,8	360	aus Edelstahl, 3 Positionen	1
MNFA-006-001	33,8	660	aus Edelstahl, 6 Positionen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	9,8	2,30	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	13,509	3,03	84212980	08434868031210

PRODUKTFOTO

