

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte en H**Descripción :** Con pie macizo, 3 varillas verticales del diámetro (Ø) y altura (h) indicados, 2 horizontales del diámetro (Ø) y longitud (l) indicados y 6 nueces

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øvarilla (mm)	h (mm)	l (mm)	w (mm)	peso base (g)	unidades por ref.
HSSM-010-001	10	800	530	250	6500	1
HSSM-012-001	12	800	530	250	6250	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HSSM-010-001	8	8,73	73269098	08434868026438
HSSM-012-001	3,8	4,91	73269098	08434868026445

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Retort stand, H shape**Description :** With a heavy metal stand, 3 vertical rods diameter ($\varnothing$) and height (h), 2 horizontal rods diameter ($\varnothing$) and length (l) shown below and 6 heads.

TECHNICAL DATA

reference	$\varnothing$ rod (mm)	h (mm)	l(mm)	w (mm)	base weight (g)	pcs/pack
HSSM-010-001	10	800	530	250	6500	1
HSSM-012-001	12	800	530	250	6250	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HSSM-010-001	8	8,73	73269098	08434868026438
HSSM-012-001	3,8	4,91	73269098	08434868026445

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Support forme H**Description :** Avec pied massif, 3 tiges verticales de diamètre (Ø) et hauteur indiqués, 2 horizontales de diamètre (Ø) et longueur indiqués et 6 noix

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øtige (mm)	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	poids base (g)	unités par ref.
HSSM-010-001	10	800	530	250	6500	1
HSSM-012-001	12	800	530	250	6250	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HSSM-010-001	8	8,73	73269098	08434868026438
HSSM-012-001	3,8	4,91	73269098	08434868026445

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sostegno con base ad "H"**Descrizione :** Con base in metallo pesante, 3 aste verticali del diametro ($\varnothing$) e dell'altezza (h) indicati, 2 aste orizzontali del diametro ($\varnothing$) e della lunghezza (L) indicati nella tabella seguente e 6 morsetti

DATI TECNICI

referenza	$\varnothing$ asticella (mm)	h (mm)	L (mm)	w (mm)	peso base (g)	unità per ref.
HSSM-010-001	10	800	530	250	6500	1
HSSM-012-001	12	800	530	250	6250	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HSSM-010-001	8	8,73	73269098	08434868026438
HSSM-012-001	3,8	4,91	73269098	08434868026445

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 18/03/2025
Ref. Doc.: PDS-272

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : H-statief**Beschrijving :** Met stevige voet, 3 verticale staven met de hieronder aangegeven diameter (Ø) en hoogte (h), 2 horizontale staven met de hieronder aangegeven diameter (Ø) en lengte (l) en 6 moeren

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Østaaf (mm)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	gewicht basis (g)	stuks per ref.
HSSM-010-001	10	800	530	250	6500	1
HSSM-012-001	12	800	530	250	6250	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HSSM-010-001	8	8,73	73269098	08434868026438
HSSM-012-001	3,8	4,91	73269098	08434868026445

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : H-Stativ

Beschreibung : Massive Basis, mit drei vertikalen Stangen, Durchmesser (Ø) und Höhe (H) unten angegeben; zwei horizontalen Stangen, Durchmesser (Ø) und Länge (L) unten angegeben; sechs Muffen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØStange(mm)	H (mm)	L (mm)	B (mm)	GewichtBasis (g)	Stückzahlpro Artikel
HSSM-010-001	10	800	530	250	6500	1
HSSM-012-001	12	800	530	250	6250	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HSSM-010-001	8	8,73	73269098	08434868026438
HSSM-012-001	3,8	4,91	73269098	08434868026445

PRODUKTFOTO

