



Fecha rev.: 08/04/2025
Ref. Doc: PDS-285

INFORMACIÓN GENERAL

! . ? ? .

: Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com) Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-12E-240	112,8	15,1	16,8	con 3 vientos, estéril	240
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sin vientos, estéril	320

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-240	64,8	7,38	39269097	08434868089051
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

. .

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION

. ! ? . .

: Packed in a bag of 10 units, sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-12E-240	112,8	15,1	16,8	blanco	240
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sterile, without vents	320

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-240	64,8	7,38	39269097	08434868089051
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

. .

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

Date : 08/04/2025
Ref. Doc : PDS-285

INFORMATIONS GÉNÉRALES

!

: Présentée en sachet de 10 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible
gratuitement ici Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-12E-240	112,8	15,1	16,8	blanco	240
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sans ergots, stérile	320

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-240	64,8	7,38	39269097	08434868089051
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C



Data: 08/04/2025
Ref. Doc: PDS-285

INFORMAZIONE GENERALE

. ? .

: Fornita in pacchi da 10 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com) Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-12E-240	112,8	15,1	16,8	blanco	240
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	non ventilata, sterile	320

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-240	64,8	7,38	39269097	08434868089051
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

. .

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

Revisiedatum: 08/04/2025
 Ref. Doc.: PDS-285

ALGEMENE INFORMATIE

. ! ? ? . ? ?

6 : Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden
 steriel door bestraling. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van
www.labbox.com)Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis(mm)	hbasis(mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-12E-240	112,8	15,1	16,8	met 3 ventilatieopeningen, steriel	240
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	zonder ventilatieopeningen, steriel	320

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-240	64,8	7,38	39269097	08434868089051
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

. ! ? . ? ? .

? : Verpackt in Beuteln mit je 10 St., sterilisiert durch Bestrahlung. Sterilisationszertifikat verfügbar
(kostenloser Download unter www.labbox.com).Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden(mm)	H Basis(mm)	h mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
PDIP-12E-240	112,8	15,1	16,8	mit 3 Belüftungsnocken, steril	240
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	ohne Belüftungsnocken, steril	320

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-240	64,8	7,38	39269097	08434868089051
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C