

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Mango de Kolle**Descripción :** Cada mango se suministra con dos asas de siembra. Final en aro de Ø2,5 mm**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
KOLS-200-001	mango corto (200 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr	1
KOLS-290-001	mango largo (290 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr	1
KOLA-001-050	asa de siembra de Ni-Cr, final en aro de Ø2,5 mm	50
KOLA-002-050	asa de siembra de Ni-Cr, final en forma de aguja	50
KOLA-003-050	asa de siembra de Ni-Cr, final en lanceta	50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KOLS-200-001	0,088	0,02	73269092	08434868027381
KOLS-290-001	0,081	0,03	73269092	08434868027398
KOLA-001-050	0,01	0,01	73269092	08434868059016
KOLA-002-050	0,01	0,00	73269092	08434868059023
KOLA-003-050	0,104	0,02	73269092	08434868059030

FOTO DEL PRODUCTO

OTROS DATOS TÉCNICOS

Volumen aproximado en la referencia KOLA-001-050: 10 µl

GENERAL INFORMATION

Product name : Kolle handle
Description : Each handle is supplied with two inoculation loops (loop end 2,5 mm diameter)

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
KOLS-200-001	200 mm length + 2 Ni-Cr inoculation loops	1
KOLS-290-001	290 mm length + 2 Ni-Cr inoculation loops	1
KOLA-001-050	loop end 2,5 mm diameter	50
KOLA-002-050	needle end	50
KOLA-003-050	lancet tip end	50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KOLS-200-001	0,088	0,02	73269092	08434868027381
KOLS-290-001	0,081	0,03	73269092	08434868027398
KOLA-001-050	0,01	0,01	73269092	08434868059016
KOLA-002-050	0,01	0,00	73269092	08434868059023
KOLA-003-050	0,104	0,02	73269092	08434868059030

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Approximate volume in reference KOLA-001-050: 10 µl

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Inoculateur nickel-chrome**Description :** Chaque manche est livré avec 2 anses d'inoculation. Bout en forme de cercle de Ø2,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	unités par ref.
KOLS-200-001	1
KOLS-290-001	1
KOLA-001-050	50
KOLA-002-050	50
KOLA-003-050	50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KOLS-200-001	0,088	0,02	73269092	08434868027381
KOLS-290-001	0,081	0,03	73269092	08434868027398
KOLA-001-050	0,01	0,01	73269092	08434868059016
KOLA-002-050	0,01	0,00	73269092	08434868059023
KOLA-003-050	0,104	0,02	73269092	08434868059030

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Approximate volume in reference KOLA-001-050: 10 µl

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Porta-ansa di Kolle**Descrizione :** Ogni porta-ansa è fornito con due anse da inoculo. Finale ad anello Ø2,5 mm

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
KOLS-200-001	porta-ansa corto (200 mm) + 2 anse da inoculo in Ni-Cr	1
KOLS-290-001	porta-ansa lungo (290 mm) + 2 anse da inoculo in Ni-Cr	1
KOLA-001-050	ansa da inoculo in Ni-Cr, finale ad anello da Ø2,5 mm	50
KOLA-002-050	ansa da inoculo in Ni-Cr, finale con ago	50
KOLA-003-050	ansa da inoculo in Ni-Cr, finale a lancetta	50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KOLS-200-001	0,088	0,02	73269092	08434868027381
KOLS-290-001	0,081	0,03	73269092	08434868027398
KOLA-001-050	0,01	0,01	73269092	08434868059016
KOLA-002-050	0,01	0,00	73269092	08434868059023
KOLA-003-050	0,104	0,02	73269092	08434868059030

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Volume approssimativo nella referenza KOLA-001-050: 10 µl

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kolle-entooghouders**Beschrijving :** Elke steel wordt geleverd met twee entogen. Ø2,5 mm ringuiteinde

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
KOLS-200-001	korte steel (200 mm) + 2 Ni-Cr entogen	1
KOLS-290-001	lange steel (290 mm) + 2 Ni-Cr entogen	1
KOLA-001-050	Ni-Cr entoog, Ø2,5 mm ringuiteinde	50
KOLA-002-050	Ni-Cr entoog, naaldvormig uiteinde	50
KOLA-003-050	Ni-Cr entoog, lancetuiteinde	50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KOLS-200-001	0,088	0,02	73269092	08434868027381
KOLS-290-001	0,081	0,03	73269092	08434868027398
KOLA-001-050	0,01	0,01	73269092	08434868059016
KOLA-002-050	0,01	0,00	73269092	08434868059023
KOLA-003-050	0,104	0,02	73269092	08434868059030

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Geschat volume in referentie KOLA-001-050: 10 µl

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Nadelhalter nach Kolle
Beschreibung : Jeder Halter wird mit zwei Impfösen geliefert. Ringende mit Ø 2,5 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
KOLS-200-001	kurzer Griff (200 mm) + 2 Impfösen aus Ni-Cr	1
KOLS-290-001	langer Griff (290 mm) + 2 Impfösen aus Ni-Cr	1
KOLA-001-050	Impföse aus Ni-Cr, Ringende Ø 2,5 mm	50
KOLA-002-050	Impföse aus Ni-Cr, Nadelende	50
KOLA-003-050	Impföse aus Ni-Cr, Lanzettenende	50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KOLS-200-001	0,088	0,02	73269092	08434868027381
KOLS-290-001	0,081	0,03	73269092	08434868027398
KOLA-001-050	0,01	0,01	73269092	08434868059016
KOLA-002-050	0,01	0,00	73269092	08434868059023
KOLA-003-050	0,104	0,02	73269092	08434868059030

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Ungefähres Volumen in der Referenz KOLA-001-050: 10 µl