

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Estereomicroscopio MOTIC serie ST-30C

Descripción : Cabezal binocular inclinado 45°. Oculares gran campo WF10X/20 mm. Intercambiador de objetivos tipo torreta (2X, 4X). Iluminación incidente y transmitida (según modelo) tungsteno 12V/10W o LED de 20 mA, 3,5 V, 70 mW. El modelo LED Cordless dispone de batería interna recargable y permite trabajar sin estar conectado a la corriente. Incluye funda protectora. Alimentación 220-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 2-3 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SM01-TT2-001	estereomicroscopio ST30C-2LOO (Iluminación tungsteno)	1
SM01-LL2-001	estereomicroscopio ST30C-6LED Cordless (Iluminación LED)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-TT2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042582
SM01-LL2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042568

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Stereomicroscope, MOTIC ST-30C series

Description : Binocular head 45° inclined. Widefield WF10X/20mm eyepieces. Turret-type magnification changer with 2X and 4X objectives. Incident and transmitted (according to model) tungsten 12V/10W or LED 20 mA, 3.5V, 70 mW illumination. Dust cover included. Supply 220-240 V (CE). 5 years warranty on optical and mechanical components. Delivery time 2-3 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SM01-TT2-001	stereomicroscope ST-30C-12LOO (tungsten illumination)	1
SM01-LL2-001	stereomicroscope ST-30C-6LED Cordless (LED illumination)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-TT2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042582
SM01-LL2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042568

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Stéréomicroscope MOTIC série ST-30C

Description : Tête binoculaire inclinée 45°. Oculaires grand champ WF10X/20 mm. Tourelle à 2 objectifs (2X, 4X). Éclairage incident et transmis (selon modèle) tungstène 12V/10W ou LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW. Le modèle LED Cordless possède d'une batterie interne rechargeable et permet de travailler sans être connecté à une prise de courant. Inclut housse de protection. Alimentation 220-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques. Délai de livraison 2-3 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES


référence	description	unités par ref.
SM01-TT2-001	stéréomicroscope ST-30C-2LOO (éclairage tungstène)	1
SM01-LL2-001	stéréomicroscope ST-30C-6LED Cordless (éclairage LED)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-TT2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042582
SM01-LL2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042568

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Stereomicroscopio MOTIC serie ST-30C

Descrizione : Testata binoculare inclinata a 45°. Oculari a largo campo WF10X/20 mm. Torretta obiettivi con cambio ingrandimento (2X, 4X). Illuminazione incidente e trasmessa (a seconda del modello) al tungsteno 12 V/10 W o a LED da 20 mA, 3,5 V, 70 mW. Il modello a LED Cordless dispone di batteria interna ricaricabile e consente di lavorare senza essere collegati alla corrente elettrica. Include copertina antipolvere. Alimentazione 220-240 V (CE). Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 2-3 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SM01-TT2-001	stereomicroscopio ST30C-2LOO (illuminazione al tungsteno)	1
SM01-LL2-001	stereomicroscopio ST30C-6LED Cordless (illuminazione a LED)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-TT2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042582
SM01-LL2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042568

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Stereomicroscoop, MOTIC ST-30C model

Beschrijving : Binoculaire kop gekanteld op 45°. Oculair groot veld WF10X/20 mm. Objectiefwisselaar (2X, 4X). Invallende en doorvallende verlichting (afhankelijk van het model) wolfram 12V/10W of LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW. Het LED Cordless-model heeft een interne oplaadbare batterij en stelt u in staat te werken zonder aangesloten te zijn op het lichtnet. Inclusief beschermhoes. Voeding 220-240 V (CE). 5 jaar garantie op optische en mechanische onderdelen. 2-3 weken levertijd



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SM01-TT2-001	Stereomicroscoop ST30C-2LOO (wolframverlichting)	1
SM01-LL2-001	draadloze stereomicroscoop ST30C-6LED (LED-verlichting)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-TT2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042582
SM01-LL2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042568

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stereo-Mikroskop, MOTIC Serie ST-30C

Beschreibung : Binokularer Kopf mit 45°-Neigung. Weitfeld-Okulare WF10X/20mm. Objektivtauscher (2X, 4X). Auflicht- und Durchlicht-Beleuchtung (je nach Modell), Wolfram 12 V / 10 W oder LED 20 mA, 3,5 V, 70 mW. Das Modell LED Cordless verfügt über eine interne, aufladbare Batterie und erlaubt das Arbeiten ohne Stromanschluss. Mit Schutzhülle. Netzanschluss 220-240 V (CE). Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Lieferzeit 2-3 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
SM01-TT2-001	Stereo-Mikrosokop ST30C-2LOO (Wolfram-Beleuchtung)	1
SM01-LL2-001	Stereo-Mikrosokop ST30C-6LED Cordless (LED-Beleuchtung)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM01-TT2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042582
SM01-LL2-001	24,61	3,50	90111090	08434868042568

PRODUKTFOTO

