

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Desecador para vacío, de plástico**

Descripción : Base de polipropileno y tapa de policarbonato transparente. Incluye un cesto interno para el agente desecante (sólo los modelos de diámetro 200 y 250 mm). Dispone de una junta entre tapa y base para asegurar la estanqueidad. Conector para tubos de diámetro interior 10 mm (modelos 200 y 250) y 8 mm (modelo 300). Incluye placa de polipropileno. Consulte los recambios disponibles para estos desecadores en nuestra web: www.labbox.com

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
DE2P-200-001	desecador Øint: 200 mm (A)	1
DE2P-250-001	desecador Øint: 250 mm (A)	1
DE2P-300-001	desecador Øint: 300 mm (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE2P-200-001	10	0,91	39233010	08434868017016
DE2P-250-001	18	1,25	39233010	08434868017023
DE2P-300-001	36,75	2,97	39233010	08434868017030

FOTO DEL PRODUCTO

A



B

MATERIAL

Polipropileno PP – Policarbonato PC

GENERAL INFORMATION**Product name :** Vacuum type desiccator, plastic stopcock

Description : Polypropylene base and polycarbonate transparent lid. With a basket for desiccant (only available for 200 mm diameter and 250 mm diameter models). Includes a silicon ring between lid and base to ensure sealing. Connector for 10 mm (200 and 250 models) and 8 mm (300 model) inner diameter tubing. Polypropylene plate included. See the spare parts available for these desiccators on our website: www.labbox.com

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
DE2P-200-001	dessicator Øint: 200 mm (A)	1
DE2P-250-001	dessicator Øint: 250 mm (A)	1
DE2P-300-001	dessicator Øint: 300 mm (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE2P-200-001	10	0,91	39233010	08434868017016
DE2P-250-001	18	1,25	39233010	08434868017023
DE2P-300-001	36,75	2,97	39233010	08434868017030

PRODUCT PHOTO

A



B

MATERIAL

Polypropylene PP – Polycarbonate PC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Dessiccateur à vide, en plastique

Description : Base en polypropylène et couvercle en polycarbonate transparent. Inclut un panier interne pour le dessiccant (pour modèles de diamètre 200 et 250 mm uniquement). Dispose d'un joint entre la base et le couvercle pour assurer l'étanchéité. Connecteur pour tubes de diamètre intérieur 10 mm (modèles 200 et 250) et 8 mm (modèle 300). Plaque en polypropylène incluse. Consultez les pièces de rechange disponibles pour ces dessiccateurs sur notre site : www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
DE2P-200-001	dessiccateur Øint : 200 mm (A)	1
DE2P-250-001	dessiccateur Øint : 250 mm (A)	1
DE2P-300-001	dessiccateur Øint : 300 mm (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE2P-200-001	10	0,91	39233010	08434868017016
DE2P-250-001	18	1,25	39233010	08434868017023
DE2P-300-001	36,75	2,97	39233010	08434868017030

PHOTO PRODUIT



A



B

MATÉRIEL

Polypropylène PP - Polycarbonate PC

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Essiccatore sotto vuoto, in plastica

Descrizione : Base in polipropilene e coperchio in policarbonato trasparente. Dispone di un cestello interno per l'agente essiccante (solo nei modelli di diametro da 200 e 250 mm). Dotato di guarnizione tra il coperchio e la base per assicurare la tenuta stagna. Connettore portagomma per tubi con diametro interno da 10 mm (modelli da 200 e 250) e 8 mm (modello da 300). Include piastra in polipropilene. Verificare i ricambi disponibili per questi essiccatori sul nostro sito web: www.labbox.com

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
DE2P-200-001	essiccatore Øint: 200 mm (A)	1
DE2P-250-001	essiccatore Øint: 250 mm (A)	1
DE2P-300-001	essiccatore Øint: 300 mm (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE2P-200-001	10	0,91	39233010	08434868017016
DE2P-250-001	18	1,25	39233010	08434868017023
DE2P-300-001	36,75	2,97	39233010	08434868017030

FOTO DEL PRODOTTO



A



B

MATERIALE

Polipropilene PP - Policarbonato PC

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Vacuümexsiccator van kunststof

Beschrijving : Polypropyleen basis en transparant polycarbonaat deksel. Met interne mand voor het droogmiddel (alleen de modellen met een diameter van 200 en 250 mm). Beschikt over een pakking tussen het deksel en de basis om afdichting te garanderen. Aansluiting voor slangen met een binnendiameter van 10 mm (modellen 200 en 250) en 8 mm (model 300). Inclusief polypropyleen plaat. Bekijk de beschikbare reserveonderdelen voor deze exsiccatoren op onze website: www.labbox.com

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
DE2P-200-001	exsiccator binnenØ 200 mm (A)	1
DE2P-250-001	exsiccator binnenØ 250 mm (A)	1
DE2P-300-001	exsiccator binnenØ 300 mm (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE2P-200-001	10	0,91	39233010	08434868017016
DE2P-250-001	18	1,25	39233010	08434868017023
DE2P-300-001	36,75	2,97	39233010	08434868017030

PRODUKTFOTO



A



B

MATERIAAL

Polypropyleen PP – Polycarbonaat PC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vakuum-Exsikkator aus Plastik

Beschreibung : Basis aus Polypropylen und Deckel aus transparentem Polycarbonat. Beinhaltet einen Korb für das Trocknungsmittel (nur Modelle mit Durchmessern von 200 und 250 mm). Verfügt über eine Dichtung zwischen Deckel und Boden, um die Dichtheit zu gewährleisten. Verbindung für Schläuche mit 10 mm Durchmesser (Modelle 200 und 250) bzw. 8 mm (Modell 300). Mit Polypropylenplatte. Verfügbare Ersatzteile für diese Exsikkatoren finden Sie auf unserer Website www.labbox.com.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
DE2P-200-001	Exsikkator, Øinnen: 200 mm (A)	1
DE2P-250-001	Exsikkator, Øinnen: 250 mm (A)	1
DE2P-300-001	Exsikkator, Øinnen: 300 mm (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE2P-200-001	10	0,91	39233010	08434868017016
DE2P-250-001	18	1,25	39233010	08434868017023
DE2P-300-001	36,75	2,97	39233010	08434868017030

PRODUKTFOTO



A



B

MATERIAL

Polypropylen PP - Polycarbonat PC