

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de pesada**Descripción :** En hojas cuadradas. 100% celulosa y sin ningún tipo de resina aglomerante. Gramaje: 25 g/m². Apto para uso alimentario. Muy utilizado en la industria azucarera, especialmente para la determinación de azúcar en la remolacha

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.
WPPF-100-1K0	100	100	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPPF-100-1K0	0,01	0,20	48232000	08434868054318

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Weighing paper**Description :** In square sheets. 100 % cellulose without binder. Surface weight: 25 g/m². Suitable for food applications. Paper used for the weighing of substances of all kinds, more particularly in the sugar industry to determine beets sugar content

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	w (mm)	pcs/pack
WPPF-100-1K0	100	100	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPPF-100-1K0	0,01	0,20	48232000	08434868054318

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier de pesée**Description :** En feuille carrée. 100 % cellulose, sans liant. Poids : 25 g/m². Apte pour usage alimentaire. Papier utilisé pour la pesée de tous types de substances et particulièrement pour les râpures de betteraves

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
WPPF-100-1K0	100	100	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPPF-100-1K0	0,01	0,20	48232000	08434868054318

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta per pesata

Descrizione : In fogli quadrati. 100% cellulosa senza alcun tipo di resina agglomerante. Peso: 25 g/m². Adatta all'uso alimentare. Ampiamente utilizzata nell'industria zuccheriera, in particolare per determinare la quantità di zucchero nelle barbabietole



Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	w (mm)	unità per ref.
WPPF-100-1K0	100	100	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPPF-100-1K0	0,01	0,20	48232000	08434868054318

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Weegpapier**

Beschrijving : In vierkante vellen. 100% cellulose zonder bindmiddel. Gramgewicht: 25 g/m². Geschikt voor contact met levensmiddelen. Papier gebruikt voor het wegen van allerlei stoffen, vooral in de suikerindustrie voor de bepaling van het suikergehalte in bieten



Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	b (mm)	stuks per ref.
WPPF-100-1K0	100	100	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPPF-100-1K0	0,01	0,20	48232000	08434868054318


PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Wägepapier

Beschreibung : In quadratischen Blättern. 100 % Cellulose und ohne Bindeharze. Grammatur: 25 g/m². Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Sehr häufige Verwendung in der Zuckerindustrie, insbesondere für die Bestimmung von Zucker in Roter Bete.



Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	B (mm)	Stückzahlpro Artikel
WPPF-100-1K0	100	100	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPPF-100-1K0	0,01	0,20	48232000	08434868054318

PRODUKTFOTO

