



Hoja de producto

Fecha rev.: 04/06/2025
Ref. Doc: PDS-52

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cinta indicadora de esterilización

Descripción : Cintas autoadhesivas con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un ciclo de esterilización. La tinta de la cinta “para autoclave” cambia de amarillo claro a negro (marrón oscuro) cuando ha sido expuesta a 121 °C durante 15 minutos o a 134 °C durante 6 minutos

Producto disponible tanto en formato estándar
como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STAP-A55-001	rollo de 50 m x 19 mm, para autoclave	1
STAP-A55-012	rollo de 50 m x 19 mm, para autoclave	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	18434868044811

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Indicator tape for sterilization

Description : Self-adhesive tape with impregnated paper turning to colour when exposed to sterilization process.
Tape turns from light yellow to black (dark brown) when exposed at 121 °C during 15 minutes or at 134 °C during 6 minutes

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STAP-A55-001	50 m x 19 mm roll, for autoclave	1
STAP-A55-012	50 m x 19 mm roll, for autoclave	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	18434868044811

PRODUCT PHOTO

MORE TECHNICAL DATA

These tapes indicate that package has been subjected to sterilization process and distinguished sterilized packages from non-sterilized ones. Single adhesive tape designed for steam sterilization, not for sterilizers validation. The backing is made from semi-creped impregnated paper which is highly conformable and printed with a steam process indicator. The adhesive is based on natural rubber and resins, resistant to high temperature and humidity, ensuring high adhesion to paper, plastic, metal, cloths and non-woven. Once processed, the tape can be easily removed, without any release of adhesive on the application surface.

Product to be stored at room temperature, away from humidity and light/sun sources.

When properly stored, the product has 36 months shelf-life from manufacturing date.

BACKING IMPREGNATED SEMI-CREPED PAPER PRINTED WITH STEAM PROCESS INDICATOR

ADHESIVE: NATURAL RUBBER AND RESINS INK

COLOUR BEFORE: LIGHT YELLOW / AFTER: BROWN

Medium values (Test methods):

BACKING THICKNESS : 110 µm (PSTC 133)

TOTAL THICKNESS : 135/170 µm (PSTC 133)

ADHESIVITY ON STEEL : 4,0 N/25 mm (PSTC 101)

TENSILE STRENGTH : 100 N/25 mm (PST 131)

ROPTURE ELONGATION : 7% (PST 131)

STERILIZATION CYCLES: Saturated steam cycles 121 °C / 134 °C (EN 867 CLASS 2)

ROLL DIMENSIONS : mm. 12/19/25 mt 50/55 (PSTC 171)

The above data represent medium values obtained from our labs. Use advice and indicated results correspond to our best technical knowledge but do not take them as guaranty. The user shall check in advance the suitability of the product and the application method to specific applications. Product manufactured in compliance to the following directive : • UNI EN ISO 11140-1 current edition : “Sterilization of health care products – Chemical indicators – Part 1 : General requirements” for the applicable parts to Class 1 process indicators.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ruban indicateur de stérilisation

Description : Ruban adhésif avec une teinte spéciale qui change de couleur après exposition à un cycle de stérilisation. La couleur du ruban change du jaune clair au noir (marron foncé) après exposition à 121 °C pendant 15 minutes ou à 134 °C pendant 6 minutes

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STAP-A55-001	rouleau de 50 m x 19 mm, pour autoclave	1
STAP-A55-012	rouleau de 50 m x 19 mm, pour autoclave	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	18434868044811

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Nastro indicatore di sterilizzazione

Descrizione : Nastro autoadesivo realizzato con una speciale tinta che cambia colore quando viene sottoposta a un ciclo di sterilizzazione. La tinta del nastro vira da giallo chiaro a nero (marrone scuro) dopo essere stata sottoposta a una temperatura di 121 °C per 15 minuti o di 134 °C per 6 minuti

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STAP-A55-001	rotolo da 50 m x 19 mm, per autoclave	1
STAP-A55-012	rotolo da 50 m x 19 mm, per autoclave	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	18434868044811

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/06/2025
Ref. Doc.: PDS-52

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Sterilisatie-indicatietape

Beschrijving : Zelfklevende tape met een speciale inkt die van kleur verandert wanneer deze wordt blootgesteld aan een sterilisatiecyclus. De inkt op het lint verandert van lichtgeel naar zwart (donkerbruin) bij blootstelling aan 121 °C gedurende 15 minuten of 134 °C gedurende 6 minuten

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STAP-A55-001	rol van 50 m x 19 mm, voor autoclaaf	1
STAP-A55-012	rol van 50 m x 19 mm, voor autoclaaf	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	18434868044811

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sterilindikatorband

Beschreibung : Selbstklebendes Band mit Spezialfärbung, das die Farbe wechselt, wenn es einem Sterilisationszyklus ausgesetzt wurde. Die Farbe des Bands wechselt von hellgelb zu schwarz (dunkelbraun), wenn es 15 Minuten lang 121 °C oder 6 Minuten lang 134 °C ausgesetzt wurde.

Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
STAP-A55-001	Rolle, 50 m x 19 mm, für Autoklaven	1
STAP-A55-012	Rolle, 50 m x 19 mm, für Autoklaven	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	18434868044811

PRODUKTFOTO